


**Remarque :** Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

<b>1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise</b>		<b>Date de mise à jour : 31/01/2022</b> <b>Date d'édition : 31/01/2022</b>
<b>1.1</b>	<b>Nom :</b> B. Braun Medical	
<b>1.2</b>	<b>Adresse complète :</b> 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud	<b>Tel :</b> 01 41 10 53 00 <b>Fax :</b> 01 70 83 45 00 <b>e-mail :</b> infofrance@bbraun.com <b>Site internet :</b> http://www.bbraun.fr
<b>1.3</b>	<b>Coordonnées du correspondant matériovigilance :</b> Manuelle SCHNEIDER-PONSOT	<b>Tel :</b> 01 41 10 53 00 <b>Fax :</b> 01 70 83 44 95 <b>e-mail :</b> vigilance_qualite.fr@bbraun.com
<b>2. Informations sur le dispositif ou équipement</b>		
<b>2.1</b>	<b>Dénomination commune :</b> selon la nomenclature d'Euromed® Cathéter veineux périphérique sécurisé	
<b>2.2</b>	<b>Dénomination commerciale :</b> Diacan® Flex	
<b>2.3</b>	<b>Code nomenclature EMDN :</b> A010499 <b>Code CLADIMED</b> B54BB05	<b>Code Nomenclature GMDN :</b> 62647
<b>2.4</b>	<b>Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :</b> NA * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1	
<b>2.5</b>	<b>Classe du DM :</b> IIa <b>Directive de l'UE applicable :</b> 93/42/EEC <b>Selon Annexe n° II.3</b> <b>Numéro de l'organisme notifié :</b> TÜV SÜD (0123) <b>Date de première mise sur le marché dans l'UE :</b> 01/03/2018 <b>Fabricant du DM :</b> B. Braun Avitum AG, 34209 Melsungen, Allemagne	
<b>2.6</b>	<b>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)</b> : peut être relié au point 8 : selon fiche technique.   <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Technologie du double reflux sanguin avec chambre de visualisation</li> <li>2 Protection</li> <li>3 Embase du cathéter</li> <li>4 Ergot</li> <li>5 Aiguille</li> <li>6 Ailles de stabilisation</li> <li>7 Mécanisme de protection passif</li> <li>8 Canule en téflon</li> <li>9 Obturateur</li> </ul> <p><b>Éléments à préciser :</b> Descriptif standardisé par dénomination commune quand il existe dans la base de données. Trousse : Oui/Non      Si Oui : Composition de la trousse Insertion photos : relié au point 9</p>	

**2.7** **Références Catalogue** : peut être relié au point 8 : selon fiche technique.

REFERENCE	Code IUD-ID
7021425-01	04046955346608
7021432-01	04046955170517
7021625-01	04046955346714
7021632-01	04046955171156

**Conditionnement / emballages :**

Référence	UCD	CDT	QML
7021425-01	1 boîte de 50 pièces	1 carton de 4 boîtes	1 boîte de 50 pièces
7021432-01	1 boîte de 50 pièces	1 carton de 4 boîtes	1 boîte de 50 pièces
7021625-01	1 boîte de 50 pièces	1 carton de 4 boîtes	1 boîte de 50 pièces
7021632-01	1 boîte de 50 pièces	1 carton de 4 boîtes	1 boîte de 50 pièces

**Descriptif de la référence :**

Diacan® Flex est un cathéter veineux périphérique souple et sécurisé à usage unique, indiqué dans les traitements par épuration sanguine extracorporelle, à l'exception des traitements par épuration sanguine continue.

Ce produit est doté d'une protection intégrée qui recouvre automatiquement l'extrémité de l'aiguille afin d'éviter les blessures par piqûre de l'aiguille, ainsi que d'une vanne intégrée de contrôle sanguin pour éviter l'exposition au sang une fois l'aiguille retirée.

**Caractéristiques de la référence :**

Référence	Description	Longueur (mm)	Gauge	Couleur	Diamètre externe cathéter	Diamètre externe aiguille
7021425-01	Diacan Flex 14G 2.2 × 25 mm	25 mm	14G	●	2.2 mm	1.7 mm
7021432-01	Diacan Flex 14G 2.2 × 32 mm	32 mm	14G	●	2.2 mm	1.7 mm
7021625-01	Diacan Flex 16G 1.7 × 25 mm	25 mm	16G	●	1.7 mm	1.3 mm
7021632-01	Diacan Flex 16G 1.7 × 32 mm	32 mm	16G	●	1.7 mm	1.3 mm

**Etiquetage** : Insertion image sous format pdf à insérer au point 9.

<p><b>2.8</b></p>	<p><b>Composition du dispositif et Accessoires</b> : pour chaque élément ou composant, préciser :</p> <table border="1" data-bbox="598 324 1185 515"> <thead> <tr> <th>Eléments</th> <th>Matériaux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protecteur</td> <td>Polypropylène</td> </tr> <tr> <td>Embase du cathéter</td> <td>Polypropylène</td> </tr> <tr> <td>Canule du cathéter</td> <td>Téflon</td> </tr> <tr> <td>Aiguille</td> <td>Acier inoxydable</td> </tr> <tr> <td>Embase de l'aiguille</td> <td>Plastique (MABS)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Substances actives : NA            Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <del>Présence</del>/Absence de latex</li> <li>✓ <del>Présence</del>/Absence de phtalates (DHP)</li> <li>✓ <del>Présence</del>/Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...)</li> </ul> <p><b>Dispositifs et accessoires associés à lister</b> : NA</p>	Eléments	Matériaux	Protecteur	Polypropylène	Embase du cathéter	Polypropylène	Canule du cathéter	Téflon	Aiguille	Acier inoxydable	Embase de l'aiguille	Plastique (MABS)
Eléments	Matériaux												
Protecteur	Polypropylène												
Embase du cathéter	Polypropylène												
Canule du cathéter	Téflon												
Aiguille	Acier inoxydable												
Embase de l'aiguille	Plastique (MABS)												
<p><b>2.9</b></p>	<p><b>Domaine - Indications</b> :</p> <p>Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : DIALYSE            Indications (selon liste Europharmat) : HEMODIALYSE</p> <p>Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »</p>												
<p><b>3. Procédé de stérilisation :</b></p>													
	<p><b>DM stérile</b> : OUI NON</p> <p><b>Mode de stérilisation du dispositif</b> : Stérilisation à l'oxyde d'éthylène</p>												
<p><b>4. Conditions de conservation et de stockage</b></p>													
	<p><b>Conditions normales de conservation &amp; de stockage</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conserver le produit dans un endroit frais, sec et contrôlé, à l'abri de toute exposition directe au soleil, des températures extrêmes et de l'humidité. Ce produit peut être utilisé jusqu'à la date de péremption indiquée sur son emballage s'il est conservé dans son conditionnement d'origine.</li> </ul> <p><b>Précautions particulières</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conserver le Diacan® Flex dans un emballage intact afin de garantir sa stérilité. Ne pas utiliser le dispositif si l'emballage ou le produit est endommagé, n'est plus intact, est ouvert ou contaminé, si la protection et la valve d'arrêt du sang ne sont pas en place ou si le dispositif non déballé a été en contact avec une surface non stérile avant utilisation, cela pourrait nuire au patient.</li> </ul> <p><b>Durée de la validité du produit</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date de péremption ne s'applique que lorsque le Diacan® Flex est correctement conservé dans un emballage intact. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.</li> </ul>												
<p><b>5. Sécurité d'utilisation</b></p>													
<p><b>5.1</b></p>	<p><b>Sécurité technique</b> : le cas échéant, renvoyer à la notice d'utilisation ou notice d'information.            Pour les DM implantables : passage possible à l'IRM, radio détectabilité ?</p>												
<p><b>5.2 Sécurité biologique (s'il y a lieu) :</b></p>													
<p><b>6. Conseils d'utilisation</b></p>													
<p><b>6.1</b></p>	<p><b>Mode d'emploi</b> :</p> <p><b>Instructions d'utilisation</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Préparer tous les éléments nécessaires à l'insertion et à l'utilisation du dispositif Diacan® Flex.</li> <li>2. Sélectionner, nettoyer et désinfecter le site d'insertion en observant une technique aseptique, conformément au protocole de l'établissement.</li> </ol>												

3. Réaliser un garrot au besoin.
4. En tenant la chambre de reflux, retirer la protection d'un geste droit vers l'extérieur.
5. Vérifier que le dispositif n'est pas déformé.
6. Maintenir ensemble le dispositif par la chambre de reflux et l'embase du cathéter.
7. Confirmer que l'embase du cathéter est solidement positionnée sur la chambre de reflux.
8. Vérifier que le plateau de détachement et le biseau de l'aiguille sont orientés vers le haut. Ne pas tenir le dispositif uniquement au niveau de sa plateforme de stabilisation, au risque de renfoncer l'aiguille dans le cathéter et d'entraîner une mauvaise canulation.
9. Procéder à la canulation du vaisseau ciblé en respectant les lignes directrices internationales en la matière.
10. Observer le retour sanguin dans la chambre de reflux afin de vérifier que le dispositif est bien inséré dans le vaisseau.
11. Faire progresser ensemble la totalité du cathéter et de l'aiguille afin de garantir que l'extrémité du cathéter est bien dans le vaisseau.
12. À l'aide du plateau de détachement, faire progresser le cathéter au-delà de l'aiguille et dans le vaisseau aussi vite que possible afin de réduire au maximum le risque de fuite de sang.
13. Retirer entièrement l'aiguille d'un geste contrôlé et continu tout en appuyant délicatement la plateforme de stabilisation contre la peau pour stabiliser le cathéter. Ne pas laisser l'aiguille insérée au risque que du sang ne s'écoule de l'embase du cathéter. Achever la procédure de canulation aussi rapidement que possible.
14. Éliminer immédiatement l'aiguille protégée dans un conteneur pour objets tranchants.
15. Détacher le garrot le cas échéant.
16. Sécuriser l'embase du cathéter au niveau de sa plateforme de stabilisation en observant le protocole de l'établissement.
17. Il n'est pas nécessaire d'amorcer le dispositif Diacan® Flex.
18. Insérer le second cathéter en suivant la même procédure. Il est conseillé de placer le cathéter artériel en premier, puis le cathéter veineux. Afin d'éviter la recirculation, le cathéter veineux doit toujours être à  $\geq 15$  mm en aval (par rapport au sens de la circulation sanguine) du cathéter artériel. Le Diacan® Flex peut être utilisé pour un accès artériel comme pour un accès veineux.
19. Raccorder la ligne à sang amorcée à l'embase du cathéter et sécuriser les lignes à sang. Ne pas raccorder la ligne à sang artérielle au cathéter veineux et inversement sous peine d'une mauvaise efficacité du traitement ou d'une recirculation pouvant nuire au patient.
20. Si un traitement à une seule aiguille est envisagé, utiliser un adaptateur à une seule aiguille amorcée/raccord en Y.
21. Les positions du cathéter et tous les raccords doivent être vérifiés soigneusement et régulièrement avant et pendant le traitement afin de déceler et d'empêcher le délogement éventuel de l'aiguille veineuse, des fuites, une embolie gazeuse ou encore une perte de sang. Le sang ne doit pas être reperfusé au patient si la présence d'air dans le circuit extracorporel est suspectée ou avérée.
22. Au terme du traitement, retirer la ligne à sang de l'embase du cathéter. Une fois la ligne à sang retirée, la valve intégrée dans l'embase du cathéter se fermera automatiquement et la circulation du sang s'interrompra.
23. Retirer tous les rubans adhésifs conformément au protocole de l'établissement.
24. Retirer le cathéter et vérifier visuellement que la totalité du cathéter a bien été retirée avant de le mettre au rebut.
25. Assurer l'hémostase pour bien refermer la plaie puis placer un pansement sur le site de canulation en suivant le protocole de l'établissement.

#### **Élimination du dispositif**

Le dispositif Diacan® Flex usagé, y compris tous les matériels à usage unique du système extracorporel, sont susceptibles de transmettre des agents infectieux et doivent être mis au rebut de manière appropriée au terme de leur utilisation. L'aiguille protégée doit être éliminée dans un conteneur pour objets tranchants immédiatement après la canulation et son retrait. L'élimination de tous les matériels doit être conforme à la législation et aux réglementations locales.

<p><b>6.2</b></p>	<p><b>Indications :</b></p> <p>Diacan® Flex est indiqué pour être utilisé chez des patients nécessitant la pose d'une voie veineuse périphérique dans le cadre de traitements par épuration sanguine extracorporelle (par ex. hémodialyse, traitements par aphérèse). Il n'est pas indiqué chez les patients nécessitant des traitements par épuration sanguine continue.</p> <p><i>Note : Diacan® Flex est destiné à une utilisation maximale de 12 h pour un même traitement. Diacan® Flex doit être retiré après utilisation.</i></p>
<p><b>6.3</b></p>	<p><b>Précautions d'emploi :</b> Se rapporter à la notice en annexe (s'il y a lieu)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ne pas utiliser ce dispositif dans d'autres situations que celles prévues et décrites dans le présent mode d'emploi.</li> <li>2. Choisir la mauvaise configuration du dispositif Diacan® Flex peut réduire l'efficacité du traitement.</li> <li>3. Pour éviter d'endommager le produit (fissure due à la contrainte par exemple), utiliser uniquement les désinfectants compatibles suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solution aqueuse de chlorhexidine (jusqu'à 2 %) ;</li> <li>- Solution alcoolique (jusqu'à 70 % d'alcool) de chlorhexidine (jusqu'à 2 %) ;</li> <li>- Solution à base d'alcool (jusqu'à 70 %) ;</li> <li>- Solutions à base de povidone iodée (jusqu'à 10 %) ;</li> <li>- Solutions à base d'hypochlorite de sodium (jusqu'à 0,55 %).</li> </ul> </li> <li>4. Ne pas utiliser le dispositif si une inspection visuelle révèle une déformation/un défaut/une variation du produit ou une suspicion de contamination du produit sous peine de provoquer une blessure grave ou un décès.</li> <li>5. Un équipement de protection individuelle, comportant notamment des gants, un masque et une protection oculaire, doit toujours être porté pour empêcher tout risque d'exposition au sang ou de contamination.</li> <li>6. L'insertion, l'entretien, l'utilisation et le retrait du dispositif Diacan® Flex doivent toujours respecter les lignes directrices reconnues à l'échelle internationale/protocoles de l'établissement concernant ces procédures.</li> <li>7. Ne pas exercer de forces excessives pendant la réalisation de ces procédures, sous peine d'endommager le cathéter et/ou de provoquer des blessures graves pour le patient.</li> <li>8. Un retrait incorrect du dispositif de son emballage peut endommager ou contaminer le produit et/ou entraîner une blessure due à une piqûre accidentelle.</li> <li>9. Ne pas utiliser le dispositif Diacan® Flex si l'état de santé du patient (par ex. une infection cutanée) ne permet pas son utilisation.</li> <li>10. En observant les règles d'asepsie, sortir le dispositif de son emballage stérile et retirer la protection du dispositif uniquement avant de l'utiliser.</li> <li>11. Le dispositif Diacan® Flex doit être fixé correctement. L'accès veineux doit être visible pendant le traitement.</li> <li>12. Être particulièrement vigilant à éviter les éclaboussures de sang pendant l'utilisation du dispositif Diacan® Flex de façon à empêcher de contaminer des tierces personnes avec le sang du patient.</li> <li>13. Ne pas essayer de réinsérer une aiguille partiellement ou entièrement retirée dans le cathéter sous peine de percer et/ou d'endommager le cathéter et d'entraîner, par exemple, une embolie, une hémolyse ou une lésion vasculaire.</li> <li>14. Ne pas essayer de replacer ou de désactiver la protection par la force une fois qu'elle a été activée.</li> <li>15. Toujours éloigner les mains de l'extrémité de l'aiguille afin d'empêcher toute blessure par piqûre d'aiguille.</li> <li>16. Une insertion ou un retrait inapproprié(e) du dispositif peut endommager le produit ou blesser le patient.</li> <li>17. En cas d'échec de la canulation, retirer d'abord l'aiguille pour engager le mécanisme de sécurité, puis retirer le cathéter du site d'insertion. Éliminer l'aiguille et le cathéter conformément au protocole de l'établissement.</li> <li>18. Utiliser des raccords Luer uniquement. Des raccords incompatibles peuvent entraîner certains problèmes tels que des fuites, des fissures dues à la contrainte, etc., et donner lieu à des blessures graves ou au décès.</li> <li>19. Ne pas raccorder la ligne à sang artérielle au cathéter veineux et inversement sous peine d'une mauvaise</li> </ol>

	<p>efficacité du traitement ou d'une recirculation pouvant nuire au patient.</p> <p>20. Ne pas serrer de manière excessive le raccord Luer et le serrer uniquement à la main ; ne pas utiliser de pinces hémostatiques, de tenailles ni aucun autre instrument pour raccorder/débrancher le dispositif, toute force excessive pouvant entraîner une rupture ou des fissures de contrainte au niveau des raccords et être associée à des risques de blessures graves ou de décès, comme une perte de sang ou une embolie gazeuse.</p> <p>21. Vérifier que tous les raccords Luer Lock sont bien serrés et maintenus en place. Ne jamais laisser des raccords Luer sans surveillance en raison du risque potentiel de déconnexion.</p> <p>22. Débrancher le raccord Luer de l'embase du cathéter rapidement afin de réduire le risque de fuite de sang.</p> <p>23. Pendant le traitement, éviter d'entortiller le cathéter sous peine de réduire le débit sanguin et/ou d'accroître le risque d'hémolyse. Une hémolyse peut survenir en cas de pression négative ou positive élevée. Vérifier la voie veineuse et que le cathéter n'est pas entortillé dès qu'une pression excessive est observée.</p> <p>24. Une mauvaise stabilisation ou fixation du dispositif peut accroître le risque de délogement de l'aiguille veineuse et entraîner des blessures graves voire le décès.</p> <p>25. N'utilisez pas de ciseaux ou d'instruments tranchants au niveau du site d'insertion ou à proximité, ils pourraient endommager le dispositif.</p> <p>26. Comme le Diacan® Flex peut entraîner des saignements au niveau du site d'insertion ou d'autres blessures, exposant par exemple des tierces parties au sang du patient, il convient de respecter les précautions standards en matière de retrait du dispositif de la voie veineuse.</p> <p>27. Le Diacan® Flex doit être retiré en cas de signes d'infection locale ou systémique.</p>
<p><b>6.4</b></p>	<p><b>Contre- Indications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hypersensibilité connue du patient à l'un des matériaux utilisés dans ce produit (voir « Description du produit »)</li> <li>• Traitements par épuration sanguine continue</li> <li>• Conditions inappropriées de la voie veineuse pour la canulation.</li> </ul> <p>Il revient au médecin d'évaluer le système vasculaire périphérique en conséquence.</p>
<p><b>7. Informations complémentaires sur le produit</b></p>	
	<p><b><u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</u></b></p> <p>Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.</p>
<p><b>8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)</b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)</li> <li>✓ Brochure</li> <li>✓ Manuel/Notice d'utilisation</li> <li>✓ Fiche technique</li> <li>✓ Autre</li> </ul>
<p><b>9. Images (s'il y a lieu)</b></p>	
	<p><b><u>Photo produit</u></b></p> 

## Etiquette produit

**BRAUN B | BRAUN B | BR**

### Diacan® Flex

Peripheral Safety Dialysis Catheter

---

**16 G x 1"**  
(1,7 mm x 25 mm)

16 G

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

**REF** 7021625-01

**LOT** Batch.no. DMV

GTIN: 04046955343799

---

**bg** Периферен катетър за безопасна диализа

**cs** Periferní bezpečnostní dialyzační katetr

**da** Perifert sikkerhedsdialysekateter

---

**Rx only** 15328230 0420

**CE** 0123 **STERILE EO**

The symbols glossary is provided in the instructions for use.

Manufacturing Site / 生产地址:  
B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.  
Bayan Lepas Free Industrial Zone  
11900 Penang, Malaysia

Made in Malaysia

---

注册人/生产企业:  
贝朗爱敦股份公司  
B. Braun Avitum AG  
34209 Melsungen  
Germany  
www.bbraun.com

---

**B | BRAUN**

**de** Peripherer Sicherheitsdialysekateter

**el** Περιφερικός καθετήρας αιμοδιύλισης ασφάλειας

**en** Peripheral safety dialysis catheter

**es** Catéter de diálisis de seguridad periférica

**et** Perifeerne ohutu dialüüsiKateeter

**fi** Perifeerinen dialyysiturvakanyyli

**fr** Cathéter de dialyse à sécurité périphérique

**hr** Periferni sigurnosni kateter za dijalizu

**hu** Perifériás biztonságos dializáló katéter

**id** Kateter dialisis yang aman untuk area perifer

**it** Catetere periferico di sicurezza per dialisi

**kk** Перифериялық қауіпсіз диализ катетері

**ko** 말초 안전 투석용 카테터

**lt** Saugus periferinis dializės kateteris

**lv** Perifērais dialīzes katētrs ar drošības mehānismu

**nl** Perifere veiligheidskatheter voor dialyse

**no** Perifert sikkerhedsdialysekateter

**pl** Bezpieczny obwodowy cewnik dializacyjny

**pt** Cateter periférico de segurança para diálise

**ro** Cateter periferic pentru dializă în condiții de siguranță

**ru** Безопасный периферический катетер для гемодиализа

**sk** Periférny bezpečnostný dialyzačný katéter

**sl** Periferni dializni kateter z varovalom

**sr** Periferni sigurnosni kateter za dijalizu

**sv** Perifer säkerhetsdialyskateter

**tr** Periferik güvenli diyaliz kateteri

**vi** Ống thông lọc máu an toàn ngoại vi

**zh** 外周安全透析导管

---

**CN** 产品名称:  
注册证号: 国械注进  
其他内容详见说明书  
有效期至 生产日期   
型号规格 REF 批号 LOT

**Etiquette conditionnement secondaire (boîte de 50 unités)**

## Diacan<sup>®</sup> Flex Peripheral Safety Dialysis Catheter

**50**

**16 G**

16 G x 1"  
(1,7 mm x 25 mm)

 YYYY-MM-DD

 YYYY-MM-DD

 7021625-01

 Batchno.

DMV

GTIN: 04046955346714

 Registration No: Autorizado por  
A.N.M.A.T. PM:  
Technical Director:

 N°

 产品名称:  
注册证号: 国械注进  
其他内容详见说明书 合格  
有效期至   
生产日期   
型号规格   
批号 

 Reg. San. No. INVIMA

 RS

 Reg. San. Ecuador No. DM-

 KEMENKES RI AKL

 M.R.P. : ₹

Import Lic No. : MD-

 수입품목 허가 번호 :



 RS. N° DM

 DVR- / MDR-

 Registro MSP y BS N°:

 Нетоксично РУ №

 Số đăng ký:

15328138 0420

B. Braun Avitum AG  
34209 Melsungen  
Germany  
www.bbraun.com



**B | BRAUN**

0420