


# PERFUSOR® SPACE

## FICHE PROGRAMMATION – LES PREMIERS PAS

### 1 - Allumer l'appareil

- Allumer l'appareil en appuyant sur .
- Allumage de l'appareil et vérification interne du système, suivis de l'ouverture automatique du bras mécanisé.

### 2 - Insérer la seringue



1. Tirer le verrou de seringue vers soi, puis vers la droite.






2. Ouvrir le couvercle, puis insérer la seringue.




3. Refermer le verrou de seringue en maintenant la seringue de la main gauche (les ailettes doivent être positionnées à la verticale dans la fente située à gauche de la butée verte), puis refermer le couvercle. Le frein de piston avance.










4. Le pousse-seringue reconnaît le modèle de seringue insérée. Confirmer le modèle de seringue à l'aide de la flèche . Le bras avance et capture le piston de la seringue. Si ce n'est pas le bon modèle de seringue qui est reconnu, s'assurer que la seringue est bien insérée, puis utiliser les flèches  et  pour sélectionner le bon modèle parmi la liste affichée à l'écran.

Avant la mise en service de Perfusor® Space, toute personne utilisant cet appareil doit en avoir consulté la notice d'utilisation et avoir été dûment formé à son utilisation.










### 3 - Programmer un débit et démarrer la perfusion

Après insertion de la seringue et fermeture du couvercle, au niveau du menu affiché à l'écran, l'item Débit s'affiche. Appuyer sur  pour ouvrir ce menu

- Utiliser les flèches pour programmer un débit. Les flèches  et  permettent d'augmenter ou de diminuer la valeur d'une unité, et les flèches  et  permettent de passer à l'unité suivante, ou précédente.
- Confirmer avec .
- Démarrer la perfusion avec le bouton  ou effacer la valeur de débit avec .



---

### 4 - Délivrer un bolus

- **Bolus manuel** : appuyer sur . Puis appuyer sur  et maintenir ce bouton enfoncé. Le bolus est délivré aussi longtemps que la touche est maintenue enfoncée. Le volume max du bolus est limité à 10 sec. Un signal retentit au bout de 5 secondes, puis si cette limite est atteinte, un deuxième signal sonore retentit.
- **Bolus avec présélection de volume** : appuyer sur . Puis appuyer sur  et programmer la dose du bolus à l'aide des flèches. Appuyer sur  pour confirmer et lancer le bolus. En fonction du paramétrage de l'appareil un signal acoustique signalera la fin du bolus.
- **Bolus avec calcul du débit** : appuyer sur . Puis appuyer sur  et programmer la dose du bolus à l'aide des flèches. Appuyer sur  pour confirmer la dose du bolus. Programmer la durée du bolus à l'aide des flèches. Le débit calculé pour le bolus est affiché en haut de l'écran. Appuyer sur  pour confirmer et lancer le bolus.



---

### 5 - Remplacer la seringue

- Sélectionner la touche  pour arrêter la perfusion. Déconnecter l'appareil du patient.
- Tirer le verrou de seringue vers soi, puis vers la droite, puis confirmer le message à l'écran à l'aide de la flèche . Le bras s'ouvre de façon automatique.
- Ouvrir le couvercle et remplacer la seringue.

---

### 6 - Eteindre l'appareil

- Après avoir retiré la seringue (voir point 5), refermer le verrou, puis le couvercle.
- Maintenir le bouton  pendant 3 secondes. (Si la seringue est encore en place au moment où le bouton  est enfoncé, l'appareil est en mode **Stand-by**).

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits. **Ce document n'est pas une notice d'utilisation mais une aide à l'utilisation simplifiée. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.**