



Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Perican[®] NRFit

Aiguille de Tuohy pour péridurale avec connectique NRFit


Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date d'édition / mise à jour : 01/10/2018	
1.1	Nom : B. Braun Medical		
1.2	Adresse complète : 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud	Tel: 01 41 10 53 00 e-mail : infofrance@bbraun.com Site Internet : http://www.bbraun.fr	Fax : 01 41 10 53 99
1.3	Coordonnées du correspondant matérovigilance : Manuelle SCHNEIDER-PONSOT	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 41 10 52 86 E-Mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com	

2. Informations sur dispositif ou équipement	
2.1	Dénomination commune : selon la nomenclature d'Europharmat® Aiguille Tuohy UU pour péridurale
2.2	Dénomination commerciale : Perican [®] NRFit
2.3	Code nomenclature : Code CLADIMED N50EBO2 – AIGUILLE ANESTHESIE PERIDURALE
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : N/A
2.5	Classe du DM : III Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon Annexes n° II.3 et II.4 Numéro de l'organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) Date de première mise sur le marché dans l'UE : 2017/02/13 Fabricant du DM : B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, D-34212 Melsungen, Allemagne

2.6 **Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)** :

Embase avec connectique NRFit : Pas de connexion possible avec d'autres dispositifs, excepté les dispositifs d'anesthésie loco régionale conformes à la norme ISO 80369-6.



Biseau de Tuohy



Caractéristiques techniques et spécifications

- Graduation de cm en cm pour les Perican® adultes (80, 120 mm et 150 mm)
- Graduation de 0,5 cm en 0,5 cm pour les Perican® pédiatriques (50 mm)
- Embase transparente avec effet loupe pour la visualisation lors du test d'aspiration
- Une encoche sur l'embase de l'aiguille permet de connaître l'orientation du biseau
- Deux ailettes latérales sur l'embase (l'aiguille Perican® G22 ne possède pas d'ailettes)

Mandrin ajusté à la lumière de l'aiguille avec embase de couleur différente selon le diamètre de l'aiguille.

2.9	Domaine - Indications : Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Anesthésie péridurale Indications (selon liste Europharmat) : Anesthésie péridurale
------------	--

3. Procédé de stérilisation :	
	DM stérile : OUI Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène

4. Conditions de conservation et de stockage	
	Conditions normales de conservation & de stockage : oui Précautions particulières : non Durée de la validité du produit : 5 ans Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu non

5. Sécurité d'utilisation	
5.1	Sécurité technique : le cas échéant, renvoyer à la notice d'utilisation ou notice d'information. Pour les DM implantables : passage possible à l'IRM, radio détectabilité ? N/A
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) : N/A


6. Conseils d'utilisation	
6.1	Mode d'emploi : Attention : Des conditions aseptiques sont absolument requises. 1. Il est obligatoire d'obtenir des informations détaillées sur le patient. Positionnement optimal du patient lors de la ponction et de l'injection. La péridurale lombaire peut être réalisée lorsque le patient est en décubitus latéral (à privilégier) ou en position assise. Dans les deux positions, il est important de minimiser la lordose lombaire et d'identifier la ligne médiane. Vérifier l'équipement d'urgence (kit d'intubation, médicaments) et surveiller le patient en permanence 2. Identification des repères et de la zone à approcher. 3. Désinfection de la peau, anesthésie locale via le canal d'injection. 4. Introduction de l'aiguille péridurale (aiguille Tuohy = Perican®, aiguille Crawford = Epican®) et du stylet en utilisant l'approche « médiane » ou « latérale ». Après avoir dépassé le ligament inter-épineux, l'aiguille doit être avancée avec précaution, millimètre par millimètre, dans la direction des ligaments jaunes. Avertissement En cas de résistance lors de l'insertion de l'aiguille épidurale, corriger minutieusement l'orientation de l'aiguille sans exercer de pression excessive pour traverser les obstacles. 5. Le stylet est retiré et une seringue à faible friction (aiguille à faible résistance) est raccordée afin d'identifier l'espace péridural grâce à la « technique à faible résistance ». Deux techniques à faible résistance sont employées: soit avec de l'air, soit avec de la saline 0,9 %. 6. Test d'aspiration 7. Dose de test: Après avoir obtenu un résultat négatif au test d'aspiration, il est recommandé d'injecter une dose de test d'anesthésiant local. 8. Période d'attente: Si aucun effet anesthésiant ne se manifeste au bout de 5 à 10 minutes, la dose principale d'anesthésiant local est injectée conformément aux instructions du fabricant (technique d'injection unique), ou le cathéter est inséré dans l'espace péridural. (technique du cathéter). Pour plus d'informations sur la technique du cathéter continu, veuillez consulter le mode d'emploi concerné (Perifix®). 9. Une fois le médicament injecté, retirer l'aiguille et placer un pansement stérile sur le site de ponction. (technique d'injection unique) 10. La quantité d'anesthésiant local doit être surveillée étroitement, notamment à l'aide d'instruments froids. Une fois avoir obtenu le bloc complet des nerfs moteurs et/ou sensitifs et/ou sympathiques dans le dermatome désiré, l'intervention peut commencer.

6.2	<p>Indications : (destination marquage CE) Anesthésie péridurale (lombaire, thoracique, cervicale) et bloc caudal au cours d'intervention chirurgicale.)</p>
6.3	<p>Précautions d'emploi : La réutilisation d'éléments à usage unique peut être dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. Elle peut conduire à une contamination et/ou une perte de capacité fonctionnelle. L'élément peut être contaminé et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner chez le patient des blessures et des maladies potentiellement mortelles. Ne pas utiliser chez les patients dont l'hypersensibilité à l'une des matières employées est connue. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas restériliser. L'extrémité de l'aiguille peut s'émousser ou se briser au contact d'un os. L'aiguille peut se plier et se casser si une force excessive est appliquée pour la faire avancer. Les aiguilles à l'extrémité endommagée augmentent le risque de pose intrathécale et intravasculaire. Si elles sont utilisées avec un cathéter péridural (technique du cathéter), ne jamais tirer le cathéter à travers l'aiguille en raison du risque de rupture.</p> <p>Durée d'utilisation Les aiguilles épidurales sont utilisées pendant quelques minutes, le temps de procéder à la ponction, à l'injection de médicaments dans l'espace péridural ou à la pose du cathéter péridural. Une fois la procédure terminée, les aiguilles sont immédiatement retirées du patient.</p> <p>Effets indésirables Les risques connus liés aux techniques de péridurale comprennent une hypotension, une dyspnée/apnée, un arrêt cardiaque, une bradycardie, une hypothermie, une rétention urinaire, une toxicité aux anesthésiants locaux, un blocage inadéquat, des complications neurologiques temporaires (p. ex. syndrome post-ponction lombaire, paresthésie), des complications neurologiques permanentes (p. ex. méningite, infection de l'arachnoïde/syndrome de la queue de cheval, myélite transverse ou syndrome de l'artère spinale antérieure accompagné d'une paralysie permanente), des hématomes, une pose accidentelle (de la péridurale) dans une veine, infection de l'espace péridural et/ou abcès, infection locale (p. ex. au point d'entrée du cathéter ou sous-cutanée). Les risques supplémentaires liés à l'anesthésie caudale (technique privilégiée pour la pose de cathéter péridural chez les bébés et les enfants) sont des douleurs au niveau du dos, des infections intra osseuses entraînant des lésions pelviennes et une embolie gazeuse veineuse, et dans de très rares cas, le développement de carcinomes épidermoïdes. Les autres risques liés à la péridurale cervicale comprennent des lésions à la moelle épinière, une sympathectomie T1 à T4, une parésie ou une paralysie des nerfs phréniques, une réduction de la fréquence cardiaque suite au bloc de l'innervation sympathique cardiaque, une modulation du nerf vague et une diminution du débit sanguin dans le système artériel vertébro-basilaire. Un personnel qualifié doit se tenir à proximité et un matériel d'urgence suffisant, notamment de respiration artificielle et de soutien hémodynamique, doit être disponible. Il est important d'exclure l'insuffisance cardio-pulmonaire pendant et après les péridurales cervicales et la surveillance cardiovasculaire et respiratoire.</p>
6.4	<p>Contre- Indications : Le produit doit être exclusivement utilisé par des médecins correctement formés à cette technique. Les contre-indications absolues comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> – le refus du patient – une hypovolémie sévère non corrigée – une augmentation de la pression intracrânienne – une infection au site d'injection – une hypersensibilité connue aux anesthésiants locaux. <p>Les contre-indications relatives comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> – les troubles de la coagulation – l'administration d'un traitement anticoagulant – des anomalies anatomiques au niveau de la colonne vertébrale – des douleurs lombaires chroniques – des pathologies neurologiques (p. ex. lésions nerveuses, polyneuropathie, sclérose en plaques) – des pathologies cardiovasculaires (incapacité à augmenter le débit cardiaque) – une septicémie

	<p>D'autres contre indications liées à la péridurale cervicale comprennent le bloc des nerfs sympathiques chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque congestive, de sténose aortique ou mitrale sévère ou de pneumopathie congestive.</p> <p>Attention:</p> <p>Ne pas réaliser de péridurale cervicale dans le cadre d'une anesthésie pédiatrique ! Veuillez consulter des ouvrages médicaux pour connaître les contre-indications standards liées à la réalisation d'une péridurale. Prière de consulter la documentation médicale au sujet des contre-indications pouvant s'appliquer aux anesthésies régionales continues.</p>
--	--

7. Informations complémentaires sur le produit	
	<p><u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ...</u> : N/A</p>

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)	
	Etiquetage

9. Images (s'il y a lieu)	
	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <h1 style="margin: 0;">Perican®</h1> <h2 style="margin: 0;">25</h2> <div style="margin-top: 10px;"> <p> 2022-02</p> <p> 2017-02</p> <p> 17B14A0000</p> <p> 4512200N-01</p> </div> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  <p style="margin-top: 10px;">18G x 6" 1.3 x 150 mm</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p>Made in Germany</p> <div style="display: flex; gap: 10px;">     </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <p>12430056 05/06</p> <p>STERILE EO</p> <p>CE 0123</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px; display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>4 046955 069927</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(17)220200(10)17B14A0000</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;">  <p style="margin-top: 5px;">B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Germany www.bbraun.com</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">0117</p> </div>



Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Perican[®] Paed		NRFit[®]
25		 20G x 2" 0.9 x 50 mm
 2022-10		
 2017-10		
 17L06A0000		
 4502094N-01		
25 x PZN 13363891		
Made in Germany	   	12430056 05/06
	STERILE EO	CE 0123
 4 046955 069408	 (17)221000(10)17L06A0000	
B BRAUN		1017
 B. Braun Melsungen AG 34209 Melsungen Germany www.bbraun.com		