


Intrapur® Inline

Perfuseur par gravité pour administration de solutions nécessitant une filtration (0,2µm)
incompatibles avec le PVC

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date de mise à jour : 19/04/2023
Date d'édition :		
1.1	Nom : B. Braun Medical	
1.2	Adresse complète : 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud	Tel: 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 45 00 e-mail : infofrance@bbraun.com Site internet : http://www.bbbraun.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériorvigilance : Manuelle SCHNEIDER-PONSOT	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 44 95 e-mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com
2. Informations sur le dispositif ou équipement		
2.1	Dénomination commune : Perfuseur par gravité UU	
2.2	Dénomination commerciale : Intrapur® Inline	
2.3	Code nomenclature EMDN : A03010101 Code CLADIMED : C54HC99 Perfuseur autre	Code Nomenclature GMDN : 35072
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : N/A	
2.5	Classe du DM : I stérile Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon Annexe n° II.3 Numéro de l'organisme notifié : TÜV SÜD 0123 Date de première mise sur le marché dans l'UE : N/A Fabricant du DM : B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Allemagne	
2.6	Descriptif du dispositif :	
		

	<p><u>Caractéristique du produit :</u></p> <p>Le perfuseur Intrapur® Inline présente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un perforateur transparent à double canal de 1,2 µm muni d'une prise d'air incorporée avec une membrane hydrophobe, obturable par un clapet • Une chambre compte-gouttes avec un filtre de 15 µm • Une tubulure en polyuréthane (tubulure sans PVC, sans DEHP) ayant un diamètre interne de 3 mm et un diamètre externe de 4,1 mm • Un filtre 0,2 µm intégré à la tubulure • Une pince à roulette • Un embout terminal de type Luer Lock fixe <p>Trousse : Non</p>								
2.7	<p><u>Références Catalogue :</u></p> <table border="1" data-bbox="304 864 1482 981"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Libellé</th> <th>Caractéristiques</th> <th>Conditionnement</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4099842N</td> <td>Intrapur® Inline + F 0,2µ Lock</td> <td>Sans PVC, Filtre 0,2 µm</td> <td>Boîte de 20 unités sous blister individuels</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditionnement / emballages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • UCD (Unité de Commande) : 1 Boîte de 20 unités • CDT (Multiple de l'UCD) : 1 Boîte de 20 unités • QML (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte de 20 unités <p>Etiquetage : Cf. Annexe</p>	Référence	Libellé	Caractéristiques	Conditionnement	4099842N	Intrapur® Inline + F 0,2µ Lock	Sans PVC, Filtre 0,2 µm	Boîte de 20 unités sous blister individuels
Référence	Libellé	Caractéristiques	Conditionnement						
4099842N	Intrapur® Inline + F 0,2µ Lock	Sans PVC, Filtre 0,2 µm	Boîte de 20 unités sous blister individuels						

2.8	Composition du dispositif et Accessoires :																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">ELEMENTS</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">MATERIAUX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protecteur</td> <td>Polyéthylène basse densité (PE-LD)</td> </tr> <tr> <td>Perforateur à double canal</td> <td>Polystyrène (PS)</td> </tr> <tr> <td>Membrane de filtration de l'air</td> <td>Fibre de verre borosilicatée</td> </tr> <tr> <td>Clapet</td> <td>Polypropylène (PP) + colorant vert</td> </tr> <tr> <td>Anneau</td> <td>Polystyrène choc (PS-HI)</td> </tr> <tr> <td>Chambre compte-gouttes ✓ Partie supérieure ✓ Partie Inférieure</td> <td>Polystyrène Copolymère butadiène- styrène (SBC/SBS)</td> </tr> <tr> <td>Filtre à solution</td> <td>Polyamide (PA)</td> </tr> <tr> <td>Tubulure</td> <td>Polyuréthane (PUR)</td> </tr> <tr> <td>Filtre 0,2µm ✓ Support de filtre ✓ Filtre 0,2µm</td> <td>Méthacrylate de méthyle-acrylonitrile-butadiène-styrène (MABS) Polyéthersulfone Supor®(PESU)</td> </tr> <tr> <td>Pince à roulette ✓ Corps ✓ Roulette</td> <td>Polystyrène choc (PS-HI) Polystyrène choc (PS-HI)</td> </tr> <tr> <td>Embout terminal luer lock</td> <td>Méthyle méthacrylate acrylonitrile butadiène styrène (MABS)</td> </tr> <tr> <td>Capuchon protecteur</td> <td>Polyéthylène (PE)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Substances actives : Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Absence de latex ✓ Absence de phtalates (DEHP) ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique <p>Dispositifs et accessoires associés à lister : N/A</p>	ELEMENTS	MATERIAUX	Protecteur	Polyéthylène basse densité (PE-LD)	Perforateur à double canal	Polystyrène (PS)	Membrane de filtration de l'air	Fibre de verre borosilicatée	Clapet	Polypropylène (PP) + colorant vert	Anneau	Polystyrène choc (PS-HI)	Chambre compte-gouttes ✓ Partie supérieure ✓ Partie Inférieure	Polystyrène Copolymère butadiène- styrène (SBC/SBS)	Filtre à solution	Polyamide (PA)	Tubulure	Polyuréthane (PUR)	Filtre 0,2µm ✓ Support de filtre ✓ Filtre 0,2µm	Méthacrylate de méthyle-acrylonitrile-butadiène-styrène (MABS) Polyéthersulfone Supor®(PESU)	Pince à roulette ✓ Corps ✓ Roulette	Polystyrène choc (PS-HI) Polystyrène choc (PS-HI)	Embout terminal luer lock	Méthyle méthacrylate acrylonitrile butadiène styrène (MABS)	Capuchon protecteur	Polyéthylène (PE)
ELEMENTS	MATERIAUX																										
Protecteur	Polyéthylène basse densité (PE-LD)																										
Perforateur à double canal	Polystyrène (PS)																										
Membrane de filtration de l'air	Fibre de verre borosilicatée																										
Clapet	Polypropylène (PP) + colorant vert																										
Anneau	Polystyrène choc (PS-HI)																										
Chambre compte-gouttes ✓ Partie supérieure ✓ Partie Inférieure	Polystyrène Copolymère butadiène- styrène (SBC/SBS)																										
Filtre à solution	Polyamide (PA)																										
Tubulure	Polyuréthane (PUR)																										
Filtre 0,2µm ✓ Support de filtre ✓ Filtre 0,2µm	Méthacrylate de méthyle-acrylonitrile-butadiène-styrène (MABS) Polyéthersulfone Supor®(PESU)																										
Pince à roulette ✓ Corps ✓ Roulette	Polystyrène choc (PS-HI) Polystyrène choc (PS-HI)																										
Embout terminal luer lock	Méthyle méthacrylate acrylonitrile butadiène styrène (MABS)																										
Capuchon protecteur	Polyéthylène (PE)																										
2.9	Domaine - Indications : Domaine d'utilisation : Soins généraux Indications : Perfusion																										
3. Procédé de stérilisation :																											
	<p>DM stérile : Oui</p> <p>Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène</p>																										
4. Conditions de conservation et de stockage																											
	<p>Conditions normales de conservation & de stockage : Oui</p> <p>Précautions particulières : N/A</p> <p>Durée de la validité du produit : 2 ans</p> <p>Présence d'indicateurs de température : N/A</p>																										
5. Sécurité d'utilisation																											
5.1	Sécurité technique : N/A																										
5.2 Sécurité biologique : N/A																											
6. Conseils d'utilisation																											

6.1	<p>Mode d'emploi :</p> <p>1 & 2. Déballez le perfuseur et vérifiez l'intégrité de l'emballage (si la prise d'air est fermée et si la pince à roulette est ouverte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur poche Ecoflac® : Détacher la languette de protection sur Ecoflac®, la désinfection du site n'est pas nécessaire car les sites sont stériles. Perforez à l'aide du perforateur la poche Ecoflac® • Sur poche : Ouvrir la cheminée et perforez à l'aide du perforateur • Sur flacon verre ou polypropylène : Détacher l'opercule coiffant le bouchon sur flacon et désinfecter le bouchon en respectant le temps d'action du désinfectant utilisé et perforez à l'aide du perforateur. Le vide présent dans le flacon va aspirer l'air extérieur, cet air extérieur va : <ul style="list-style-type: none"> - Traverser toute la ligne de perfusion, - Aboutir dans le flacon <p>Il est nécessaire d'ouvrir le clapet de la prise d'air pour « casser le vide » du flacon. (Nos perfuseurs sont livrés prise d'air fermée)</p> <p>3 - Fermer la pince à roulette avant de retourner le contenant (Pour fermer complètement la pince, il faut pousser la roulette à fond)</p> <p>4 - suspendre le contenant : poche Ecoflac®, poche ou flacon</p> <p>5 - Amorcer en appuyant doucement sur la chambre compte-gouttes pour la remplir à moitié avec la solution de perfusion</p> <p>6 – Purger la ligne de perfusion par ouverture de la pince à roulette pour évacuer tout l'air contenu dans la ligne, air qui sera remplacé par la solution de perfusion Pour la purge, l'embout terminal doit être au moins à 20 cm sous la chambre. Attention, le capuchon protecteur de l'embout terminal n'est pas muni d'un filtre permettant l'arrêt de la solution en fin de purge. Après la purge de la ligne : clamber la ligne avec la pince à roulette</p> <p>7 - Connecter à un prolongateur, une valve anti-reflux ou au dispositif d'abord vasculaire en fonction du type de perfuseur</p> <p>8 – Mise en route de la perfusion : <ul style="list-style-type: none"> • Sur poche Ecoflac® ou sur poche : laisser le clapet de la prise d'air fermé • Sur flacon verre ou polypropylène : ouvrir le clapet de la prise d'air <p>Le flacon étant indéformable, le volume de solution sortant du flacon et s'écoulant dans la ligne de perfusion doit être remplacé par un volume équivalent d'air. Surveiller la fin de la perfusion.</p> <p>9 - Régler le débit avec la pince à roulette</p> <p>10 - Pour interrompre provisoirement la perfusion <ul style="list-style-type: none"> • Sur poche Ecoflac® ou sur poche : clamber la ligne avec la pince à roulette • Sur flacon verre ou polypropylène : fermer la prise d'air (dans ce cas, il n'est pas nécessaire de clamber la ligne avec la pince à roulette) <p>11 - En fin de perfusion <ul style="list-style-type: none"> • Sur flacon verre ou polypropylène : fermer la prise d'air puis fermer le régulateur de débit, lorsque le flacon est vide, ceci pour éviter une embolie gazeuse </p></p></p>
6.2	<p>Indications : Perfuseurs par gravité pour administration de principes actifs incompatibles avec le PVC/DEHP.</p>

	<p>Administration parentérale de préparations injectables conditionnées en poche, en Ecoflac®, en flacon verre ou polypropylène.</p> <p>L'emploi de ce filtre est indiqué pour éliminer les particules d'impuretés, les bactéries pouvant le cas échéant contaminer les solutions de perfusion, et les éventuelles bulles d'air incluses.</p> <p>Durée maximale d'utilisation du filtre : 24 heures</p>
<p>6.3</p>	<p>Précautions d'emploi : La réutilisation d'éléments à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. L'élément peut être contaminé et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner chez le patient des blessures et des maladies potentiellement mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas restériliser. • N'utiliser que si l'emballage est intact • Ne pas utiliser avec des pompes à perfusion <p><u>Remarques :</u> Pour une purge correcte du filtre le placer en position verticale et dans le sens du flux</p>
<p>6.4</p>	<p>Contre- Indications : Il est impératif de n'utiliser ce produit que conformément aux instructions d'emploi. Le filtre bactérien ne doit pas être utilisé pour les transfusions de sang, l'administration de produits sanguins cellulaires, de facteurs de coagulation, de suspensions ou d'émulsions, par ex. de lipides ou de médicaments non parfaitement dissous dans la solution de perfusion. Le filtre ne doit pas être employé pour filtrer des solutions manifestement contaminées par des bactéries ou des substances pyrogènes</p>
<p>7. Informations complémentaires sur le produit</p>	
	<p>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... : N/A</p>
<p>8. Liste des annexes au dossier</p>	
	<p>✓ Etiquettes (Carton et Blister)</p>
<p>9. Images</p>	
	<p>Intrapur® Inline-Type Neutrapur 0.2 µm low protein binding filter</p> <p>150 cm</p> <p>20</p> <p>2024-08-01 2022-08-02 LOT 22H02F0000 REF 4099842N 20 x PZN 06866976</p> <p>ID KEMENKES RI AKL 20902700099 MY Reg no : GA6101533416 RS Вr. реzeнca o црису и Registrar: 515-02-01396-18-061 од 25.07.2018 RU Устройство инфузионное для тонкой очистки растворов «фильтр инфузионный» Интрапуr/ Интрапуr (Intrapur inline) PУ № ФСЗ 2007/00009 от 29.06.2015. Нетоксично. Апиpогенно. Фильтр 0.2 мкм с низкой степенью связывания белка VN Bộ dây truyền thuốc, hóa chất điều trị ung thư. Số lưu hành: 170000145/PCBA-HN. Sản xuất tại: B. Braun Medical Kft Production Division, Déli-Külhatar ut 2-4, 3200 Gyongyos, Hungary. Xuất xứ: Hungary. Manufacturing site: B. Braun Medical Kft Production Division Déli-Külhatar ut 2-4, 3200 Gyongyos, HUNGARY</p> <p>12430465 0617</p> <p>MD, M, U, S, I, A, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ</p> <p>0622</p> <p>B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen Germany, www.bbraun.com</p> <p>B. BRAUN</p>

Intrapur® Inline

- EN Infusion set with 0,2µm inline filter
- DE Infusionsset mit 0,2µm-Inlinefilter
- FR Инфузионен комплект с 0,2 µm вграден филтър
- ES Infuzijni sada s vgrađenim filtrom s porovitosti 0,2 µm
- PT Infusionsset med 0,2 µm inlinefilter
- EL Σετ έγχυσης με φίλτρο γραμής 0,2 µm
- ES Conjunto de infusión con filtro en línea de 0,2 µm
- ET Infusiooni komplekt 0,2 µm ridafiltriga
- FI Infusiosarja, jossa 0,2 µm:n linjasuodatin
- FR Nécessaire de perfusion avec filtre en ligne 0,2 µm
- HR Set za infuziju s ugrađenim linjskim filtrom od 0,2 µm
- HU Infúziós készlet 0,2 µm-es bésé szűrővel
- IT Set di infusione con filtro in linea 0,2 µm
- KO 0,2µm 인라인 필터 장착 주입 세트
- LT Infuzijos rinkinys su 0,2 µm praėjimo filtru

- V Infuzijas komplekts ar 0,2 µm iekšējo filtru
- SK Infúzijs set 0,2µm inline filter
- NO Infusionssett med 0,2 µm inline-filter
- PL Zestaw infuzyjny ze zintegrowanym filtrem 0,2 µm
- PT Conjunto de infusão com filtro em linha de 0,2 µm
- RO Set de perfuzare cu filtru integrat de 0,2µm
- RU Устройство инфузионное со встроенным фильтром 0,2 мкм
- SK Infúzia súprava s 0,2 µm in-line filtrom
- SI Komplet za infuzijo z 0,2-µm-trometskimi vgrajenim filtrom
- SR Set za infuziju sa linjskim filterom od 0,2 µm
- TH Infúzióssats med inline-filter på 0,2 µm
- TR 0,2µm in-line filtresli infúzyon seti
- VI 0,2µm in-line filter seti
- VI 帶 0,2µm 內嵌過濾器的輸液裝置

Imported by:
PT. B. Braun Medical Indonesia
Jakarta, Indonesia.

Authorised representative :
B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
11900 Penang, Malaysia.
www.bbraun.com
<http://www.bbraun.com>

Proizvođač:
B. Braun Melsungen AG,
Carl-Braun-Str. 1,
34212 Melsungen, Germany.

Proizvođač:
B. Braun Melsungen AG,
Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen,
Germany. Произведено: B. Braun
Medical Kft. Произведен Дивизион,
Дели-Кулхатар 2-4,
3200 Gyöngyös, Венгрия.
B. Braun Medical Kft. Production
Division, Deli-Külhatar ut 2-4,
3200 Gyöngyös, Hungary.
Уполномоченная организация
(импортер) в РФ:
ООО «Б.Браун Медикал»,
191040, г. Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, д.10
Тел./факс: (812) 320-40-04

Chủ sở hữu số lưu hành, nhà nhập khẩu: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen Đức. Hạn sử dụng: Xem [L] trên nhãn (năm-tháng-ngày) Số lô: Xem [LOT] trên nhãn Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các thông tin khác: xem tại đường link bên dưới Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng mặt trời. <https://www.bbraun.com/vn/vi/products-and-therapies/instruction-of-use.html>

12430374 0622

Intrapur® Inline-Type Neutrapur

150 cm

0.2 µm low protein binding filter



2024-08-01
2022-08-02
22H02F0000
4099842N
PZN 06866976

Imported by: PT B. Braun Medical Indonesia Jakarta, Indonesia

Устройство инфузионное для тонкой очистки растворов «Фильтр инфузионный» Интрапур, Инлайн (Intrapur Inline), РУ № ФСЗ 2007/00008 от 29.06.2015. Нетоксично. Апиrogenно. Фильтр 0,2 мкм с низкой степенью связывания белка. Уполн. орг. (имп-р) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г. СПб, Пушкинская, 10. Т. ф: (812)320-40-04. Произ-ль: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen, Germany

Reg no.: GA6101533416

Authorised representative :
B. Braun Medical Industries Sdn Bhd.
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
11900 Penang, Malaysia
www.bbraun.com

Bộ dây truyền thuốc, hóa chất điều trị ung thư. Chủ sở hữu số lưu hành, nhà nhập khẩu: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam. Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Đức. Sản xuất tại: B. Braun Medical Kft Production Division, Deli-Külhatar ut 2-4, 3200 Gyöngyös, Hungary. Xuất xứ: Hungary. Hạn sử dụng: Xem [L] trên nhãn (năm-tháng-ngày). Số lô: Xem [LOT] trên nhãn. Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các thông tin khác: xem tại đường link bên dưới. Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng mặt trời. <https://www.bbraun.com/vn/vi/products-and-therapies/instruction-of-use.html> Manufacturing site: B. Braun Medical Kft Production Division Deli-Külhatar ut 2-4 3200 Gyöngyös, HUNGARY

12430455 0617



(01)04022495171115(17)240801(10)22H02F0000

0622

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen Germany, www.bbraun.com

B BRAUN