


<p>2.6</p>	<p>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) : peut être relié au point 8 : selon fiche technique.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Prontosan® est une solution pour le nettoyage, le rinçage et l'hydratation des plaies cutanées aiguës et chroniques et pour la prévention des biofilms. Il résulte de l'association unique d'un agent antimicrobien, le polyhexanide et d'un tensio-actif, la bétaine. Prontosan® solution n'interfère pas avec les processus naturels de bourgeonnement et d'épithélialisation.</p> <p>Le bouchon adaptateur Prontosan® est utilisé lors de la prise en charge des plaies par TPN (Thérapie par Pression Négative) avec instillation.</p> </div> </div> <p>Trousse : Non</p>																				
<p>2.7</p>	<p>Références Catalogue :</p> <p>1^{ère} REFERENCE N°400446</p> <table border="1" data-bbox="456 1111 1342 1223"> <thead> <tr> <th>Libellé</th> <th>Référence</th> <th>LPPR</th> <th>GTIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prontosan Solution® bouteille 1000mL</td> <td>400446</td> <td>NA</td> <td>7612449130953</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditionnement / emballages : Pièce</p> <table border="1" data-bbox="440 1339 1166 1509"> <tr> <td>UCD (Unité de Commande) :</td> <td>1</td> <td>Pièce</td> </tr> <tr> <td>CDT (Multiple de l'UCD) :</td> <td>1</td> <td>Pièce</td> </tr> <tr> <td>QML (Quantité minimale de livraison) :</td> <td>1</td> <td>Pièce</td> </tr> </table> <p>Descriptif de la référence :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Prontosan Solution® - Bouteille de 1000mL</div> <p>Caractéristiques de la référence :</p> <table border="1" data-bbox="483 1749 1129 1787"> <tr> <td>Contenance</td> <td>mL</td> <td>1000</td> </tr> </table>	Libellé	Référence	LPPR	GTIN	Prontosan Solution® bouteille 1000mL	400446	NA	7612449130953	UCD (Unité de Commande) :	1	Pièce	CDT (Multiple de l'UCD) :	1	Pièce	QML (Quantité minimale de livraison) :	1	Pièce	Contenance	mL	1000
Libellé	Référence	LPPR	GTIN																		
Prontosan Solution® bouteille 1000mL	400446	NA	7612449130953																		
UCD (Unité de Commande) :	1	Pièce																			
CDT (Multiple de l'UCD) :	1	Pièce																			
QML (Quantité minimale de livraison) :	1	Pièce																			
Contenance	mL	1000																			

2^{ème} REFERENCE N°3908437

Ne s'utilise qu'avec Prontosan Solution® 1000mL

Libellé	Référence	LPPR	GTIN
Bouchon adaptateur Prontosan® (stérile, sachet individuel)	3908437	NA	7612449140365

Conditionnement / emballages : Paquet

UCD (Unité de Commande) :

1	Paquet
10	Pièces
1	Paquet

CDI (Multiple de l'UCD) :

QML (Quantité minimale de livraison) :

Descriptif de la référence :

Bouchon adaptateur Prontosan® (stérile, sachet individuel) – à utiliser avec Prontosan Solution® 1000mL

3^{ème} REFERENCE N°400403

Libellé	Référence	LPPR	GTIN
Prontosan Solution® bouteille 350mL	400403	NA	4039239517955

Conditionnement / emballages : Pièce

UCD (Unité de Commande) :

1	Pièce
1	Pièce
1	Pièce

CDI (Multiple de l'UCD) :

QML (Quantité minimale de livraison) :

Descriptif de la référence :

Prontosan Solution® - Bouteille de 350mL

Caractéristiques de la référence :

Contenance

mL

350

Etiquetage : Voir point 9





2.8	<p>Composition du dispositif et Accessoires :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">ÉLÉMENTS :</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">---</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">CONCENTRATION :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide) (Agent antimicrobien)</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">0,1%</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Bétaïne (Tensio Actif)</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">0,1%</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Eau purifiée</td> <td style="text-align: center;">---</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">99,8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Substances actives : N/A</p> <p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Absence de latex ✓ Absence de phtalates (DEHP) ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...) <p>Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation</p> <p>Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Libellé</th> <th style="width: 15%;">Référence</th> <th style="width: 15%;">LPPR</th> <th style="width: 40%;">GTIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Bouchon adaptateur Prontosan® (stérile, sachet individuel)</td> <td style="text-align: center;">3908437</td> <td style="text-align: center;">NA</td> <td style="text-align: center;">7612449140365</td> </tr> </tbody> </table> <p>Composition du bouchon : ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)</p>	ÉLÉMENTS :	---	CONCENTRATION :	Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide) (Agent antimicrobien)	---	0,1%	Bétaïne (Tensio Actif)	---	0,1%	Eau purifiée	---	99,8%	Libellé	Référence	LPPR	GTIN	Bouchon adaptateur Prontosan® (stérile, sachet individuel)	3908437	NA	7612449140365
ÉLÉMENTS :	---	CONCENTRATION :																			
Polyaminopropyl Biguanide (Polyhexanide) (Agent antimicrobien)	---	0,1%																			
Bétaïne (Tensio Actif)	---	0,1%																			
Eau purifiée	---	99,8%																			
Libellé	Référence	LPPR	GTIN																		
Bouchon adaptateur Prontosan® (stérile, sachet individuel)	3908437	NA	7612449140365																		
2.9	<p>Domaine – Indications :</p> <p>Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Dermatologie</p> <p>Indications (selon liste Europharmat) : Nettoyage des plaies</p>																				


3. Procédé de stérilisation :	
	<p>DM stérile : OUI</p> <p>Mode de stérilisation du dispositif :</p> <p>Remplissage aseptique (Prontosan® solution)</p>

4. Conditions de conservation et de stockage	
	<p>Prontosan® solution :</p> <p>Protéger les flacons des rayons solaires directs.</p> <p>Conserver à température ambiante.</p> <p>Conserver hors de portée des enfants.</p> <p>Conservation après ouverture : 8 semaines.</p> <p>Le flacon doit être refermé immédiatement après utilisation pour prévenir sa contamination. Il convient de protéger le haut du flacon de toute source de contamination pendant l'utilisation.</p> <p>Les flacons ayant été mis en contact direct avec la plaie ou ayant été contaminés d'une autre manière doivent être jetés.</p> <p>Durée de validité du produit : 3 ans (36 mois).</p>

--	--

5. Sécurité d'utilisation	
5.1	Sécurité technique : NA
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) : NA

6. Conseils d'utilisation	
6.1	<p>Mode d'emploi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Prontosan® solution : <p>La solution de rinçage pour plaies Prontosan® doit être utilisée pour le nettoyage des plaies avant traitement avec Prontosan® Wound Gel ou Prontosan® Wound Gel X (voir leurs notices d'instructions séparées). La solution de rinçage pour plaies Prontosan peut être utilisée pour saturer des compresses, des gazes ou des tampons, suivant les besoins, pour le nettoyage des plaies.</p> <p>Il convient d'effectuer des applications fréquentes afin d'obtenir et de conserver une plaie visuellement propre. La solution de rinçage pour plaies Prontosan® peut être réchauffée à la température corporelle avant utilisation.</p> <p>Les pansements et bandage posés sur les plaies sont fréquemment incrustés et adhèrent à la surface de la plaie. Le retrait de ces pansements peut traumatiser le lit de la plaie, ce qui va à son tour retarder la cicatrisation. Dans les cas où les pansements et bandages sont difficiles à détacher en raison de leur incrustation, il est recommandé d'imprégner le pansement de solution de rinçage pour plaies Prontosan® jusqu'à ce qu'il soit possible de le retirer en douceur.</p> <p><u>Mode d'application :</u></p> <p>Il est recommandé d'imprégner les plaies de solution de rinçage pour plaies Prontosan® pendant au moins 15 mn avec une compresse saturée afin d'obtenir un résultat optimal. La solution doit être utilisée non diluée.</p> <p><u>Nettoyage de la plaie :</u></p> <p>Il est recommandé de nettoyer soigneusement l'intégralité de la plaie ainsi que la zone qui l'entoure avec la solution de rinçage pour plaies Prontosan®.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouchon adaptateur TPN : <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p>  </div> </div> <p>Images 1 à 4 : pour ouvrir la bouteille de Prontosan® Solution, retirer la bague de sécurité (garantissant que le flacon n'a pas été ouvert) et visser le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à percuter la bouteille.</p>



Images 5 à 6 : retirer le capuchon et visser le bouchon adaptateur Prontosan®




Image 7 : Connecter le trocart de la tubulure associée à la cassette pour instillation au bouchon adaptateur Prontosan® puis retourner et suspendre le flacon de Prontosan® Solution via l'anneau à la potence de l'unité de TPN.

Vérifier que la prise d'air est en position fermée lors de la mise en place de l'instillation.



6.2 Indications :

Usage externe uniquement.

Prontosan® Solution est indiqué pour :

- 1- Le nettoyage et l'irrigation, ainsi que l'hydratation:
 - a) Des plaies aiguës non-infectées et infectées:
 - plaies traumatiques (par exemple, lacérations cutanées, morsures, coupures ou blessures par écrasements des tissus)
 - plaies post-opératoires
 - b) Des plaies chroniques non-infectées et infectées, incluant: escarres de décubitus; ulcères veineux; ulcères diabétiques
 - c) Des plaies thermiques et chimiques: brûlures du 1er et 2nd degrés; brûlures chimiques
 - d) Des plaies post-irradiation
 - e) Des fistules et abcès
 - f) Des orifices d'entrée de sondes urologiques, de gastrostomie/jéjunostomie ou de drainage
 - g) De la peau péristomiale
- 2- Le nettoyage et l'irrigation des plaies en cours d'opération.
- 3- L'instillation combinée au traitement des plaies par pression négative.
- 4- L'humidification des pansements et bandages incrustés avant leur retrait.

<p>6.3</p>	<p><u>Précautions d'emploi :</u></p> <p>Prontosan® Solution ne doit être utilisé chez les femmes enceintes ou allaitantes qu'après un examen médical rigoureux. Ne peut être utilisé que de manière sélective et sous surveillance médicale étroite chez les nouveaux nés et nourrissons. Ne pas utiliser de flacons endommagés. Le flacon doit être refermé immédiatement après utilisation pour prévenir sa contamination. Il convient de protéger le haut du flacon de toute source de contamination pendant l'utilisation. Les flacons ayant été mis en contact direct avec la plaie ou ayant été contaminés d'une autre manière doivent être jetés.</p>
<p>6.4</p>	<p><u>Contre- Indications :</u></p> <p>Ne pas utiliser Prontosan® Solution :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- En cas d'allergie connue ou de suspicion d'allergie à l'un des ingrédients du produit chez le patient. 2- Sur le système nerveux central ou les méninges. 3- Dans l'oreille moyenne ou interne. 4- Dans les yeux. 5- Sur le cartilage hyalin et en chirurgie articulaire aseptique. Si Prontosan® Solution entre en contact avec un cartilage aseptique, il convient d'irriguer immédiatement avec une solution de Ringer ou une solution saline NaCl à 0.9%. 6- En association avec des tensio-actifs anioniques. 7- En association avec des savons, des pommades, des huiles, des enzymes, etc. Il convient d'éliminer soigneusement toute trace de ces substances de la plaie avant utilisation du produit. 8- Pour le lavage ou le rinçage péritonéal. 9- Ne pas avaler. 10- Ne pas utiliser pour perfusion ou irrigation.

<p>7. Informations complémentaires sur le produit</p>	
	<p><u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</u></p>

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)

Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)



Prontosan®

e 350 ml | REF 400403
PZN 02850062

Application: Rinse wound thoroughly with the solution. Thickly encrusted wounds: leave solution to soak in for 15 min. No rinsing required afterwards. Dressings and scabs sticking to wounds can be removed by soaking with the solution. Only for external use on skin wounds. Do not use for infusion or injection! Do not swallow. Close bottle immediately after use.

Anwendung: Wunde mit der Lösung intensiv spülen. Bei starkem Wundbelag ggf. bis zu 15 Min. einwirken lassen. Nachspülen ist nicht erforderlich. Festklebende Verbände und Verkrustungen können durch Tränken mit der Lösung abgelöst werden. Nur zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden. Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden! Nicht einnehmen. Flasche nach jeder Anwendung sofort schließen.

Mode de l'emploi: Nettoyer minutieusement les plaies à l'aide de la solution. Laisser agir en cas de blessure profonde pendant 15 minutes. Il n'est pas nécessaire de rincer ensuite. Les pansements et les croûtes adhérents à la plaie peuvent être éliminés en les humidifiant à l'aide de la solution. Destiné uniquement à une application externe, dans le cadre du traitement de plaie. Ne pas administrer sous forme de perfusion ou d'injection! Ne pas avaler. Refermer le flacon immédiatement après utilisation.

Wound irrigation solution
Wundspüllösung
Solution de rinçage pour plaies
Soluzione per irrigazione delle lesioni
Oplossing voor wondspoeling
Solución para el lavado de heridas
Solução para lavagem de feridas

Composition: Purified Water, Betaine surfactant, 0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

Modo d'impiego: Detergere a fondo la ferita con la soluzione. Lasciar agire fino a 15 minuti in presenza di uno strato di tessuto cicatrizzato. Non è necessario risciacquare. È possibile rimuovere medicazioni adesive alle ferite e/o frammenti crostosi applicando la soluzione. Solo per uso esterno su lesioni cutanee. Non usare per infusione o iniezione! Non ingerire. Chiudere il flacone subito dopo l'uso.

Gebruiksaanwijzing: De wond intensief spoelen met de oplossing. Bij sterk verkorste wonden eventueel tot 15 minuten laten inwerken. Nachspoelen is niet nodig. Vastkleevende verbanden en korsten kunnen losgeweekt worden met de oplossing. Alleen voor uitwendig gebruik bij huidwonden. Niet voor infusie of injectie gebruiken! Niet innemen. Fles na ieder gebruik meteen sluiten.

Modo de empleo: Lavar minuciosamente la herida con la solución. En caso de heridas con una gruesa costra, dejar actuar durante 15 minutos. No es necesario aclarar. Los apósitos pegados a la herida y las costras pueden retirarse mediante impregnación con la solución. Indicados únicamente para uso externo en heridas cutáneas. No aptos para infusión ni para inyectar. No ingerir. Cerrar el frasco inmediatamente después de cada uso.

Modo de utilização: Lavar a ferida abundantemente com a solução. No caso de feridas com tecido cicatricial exposto: deixar actuar até 15 minutos. Não é necessário enxaguar posteriormente. Os persos adesivos e as crostas podem ser eliminados através da humidificação com a solução. Apenas para utilização externa em feridas cutâneas. Não indicado para perfusão ou injeção! Não deglutir. Fechar imediatamente o frasco após cada utilização.

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Switzerland

STERILE 0344

1 opening / 1 Öffnung:

Prontosan®

Composition: Purified Water, Betaine surfactant,
0.1 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide)

Wound irrigation solution
Wundspüllösung
Solution de rinçage pour plaies
Soluzione per irrigazione delle lesioni
Oplossing voor wondspoeling
Solución para el lavado de heridas
Solução para lavagem de feridas

B | BRAUN

10 x 350 ml

REF 400403

PZN 10 x 02850062



LOT



STERILE 0344



0344

B. Braun Medical AG
Seesatz 17
CH-6204 Sempach
Switzerland

87984 - 2013-11-12



Manuel/Notice d'utilisation

FR Prontosan® – Solution de rinçage pour plaies

Notice d'instructions pour le nettoyage, le rinçage et l'hydratation des plaies cutanées aiguës, chroniques et infectées et des brûlures du premier et second degré

1. Introduction: Les plaies cutanées chroniques sont souvent recouvertes de tissus fibreux mous ou nécrotiques ou d'un biofilm. Ces dépôts sont difficiles à éliminer et entraînent un retard de cicatrisation. La solution de rinçage pour plaies Prontosan® est capable, par son activité nettoyante, d'éliminer ces obstacles à la cicatrisation de la plaie.

Les plaies aiguës nécessitent également un nettoyage approprié car elles sont généralement contaminées par des débris et des micro-organismes. Ces sources de contamination peuvent faire obstacle au processus normal de cicatrisation et peuvent entraîner des complications telles qu'une infection.

Grâce à son association unique d'un agent antimicrobien, le polyhexanide, et d'un tensio-actif, la bêtaïne, Prontosan® Solution de rinçage pour plaies est indiqué pour prévenir la formation du biofilm.

2. Profil du produit et domaines d'utilisation:

Pour le nettoyage et l'irrigation, ainsi que l'hydratation:

- a) Des plaies aiguës non-infectées et infectées:
 - plaies traumatiques (par exemple, lacérations cutanées, morsures, coupures ou blessures par écrasements des tissus); - plaies postopératoires;
- b) Des plaies chroniques non-infectées et infectées, incluant: escarres de décubitus; ulcères veineux; ulcères diabétiques;
- c) Des plaies thermiques et chimiques: brûlures du 1er et 2e degrés; brûlures chimiques;
- d) Des plaies post-irradiation;
- e) Des fistules et abcès;
- f) Des orifices d'entrée de sondes urologiques, de gastrostomie/jéjunostomie ou de drainage;
- g) De la peau péristomiale.

Pour le nettoyage et l'irrigation des plaies en cours d'opération.

Pour l'instillation combinée au traitement des plaies par pression négative.

Pour l'humidification des pansements et bandages incrustés avant leur retrait.

3. Utilisation générale: La solution de rinçage pour plaies Prontosan® doit être utilisée pour le nettoyage des plaies avant traitement avec Prontosan® Wound Gel ou Prontosan® Wound Gel X (voir l'information produit séparée).

La solution de rinçage pour plaies Prontosan® peut être utilisée pour saturer des compresses, des gazes ou des tampons, suivant les besoins, pour le nettoyage des plaies. Il convient d'effectuer des applications fréquentes afin

l'aide de la solution de rinçage pour plaies Prontosan® pendant au moins 15 minutes avec une compresse saturée. La solution doit être utilisée non diluée.

5. Tolérance tissulaire et biocompatibilité: Testé dermatologiquement et évalué comme non irritant et bien toléré; indolore; pas d'inhibition de la granulation ou de l'épithélialisation.

6. Effets secondaires: Dans de très rares cas, une sensation de brûlure modérée, se dissipant habituellement au bout de quelques minutes, peut se manifester après l'application de Prontosan®. Prontosan® peut causer des réactions allergiques telles que des démangeaisons (urticaire) et des éruptions (exanthème). Dans de rares cas (moins de 1 sur 10 000), un choc anaphylactique a été signalé.

7. Contre-indications:

Ne pas utiliser Prontosan®:

- a) en cas d'allergie connue ou de suspicion d'allergie à l'un des ingrédients du produit chez le patient;
- b) sur le système nerveux central ou les méninges; dans l'oreille moyenne ou interne; dans les yeux;
- c) sur le cartilage hyalin et en chirurgie articulaire aseptique. Si Prontosan® entre en contact avec un cartilage aseptique, il convient d'irriguer immédiatement avec une solution de Ringer ou une solution saline NaCl à 0.9%;
- d) en association avec des tensio-actifs anioniques;
- e) en association avec des savons, des pommades, des huiles, des enzymes, etc. Il convient d'éliminer soigneusement toute trace de ces substances de la plaie avant utilisation du produit;
- f) pour le lavage ou le rinçage péritonéal.

8. Restrictions d'utilisation: Grossesse et période d'allaitement : il n'existe aucune preuve d'effet mutagène ou de toxicité embryonnaire associés aux ingrédients de ce produit. Comme il n'y a pas d'absorption systémique du polyhexanide, la transmission au lait maternel est improbable. En raison du manque d'essais cliniques pertinents et d'expériences cliniques, la solution de rinçage pour plaies Prontosan® ne doit être utilisée chez les femmes enceintes et allaitantes qu'après un examen médical rigoureux.

Nouveau-nés et nourrissons: En raison du nombre insuffisant de données cliniques, la solution de rinçage pour plaies Prontosan® Wound Irrigation Solution ne devra être utilisée que de manière sélective et sous surveillance médicale étroite chez les nouveau-nés et nourrissons.

9. Consignes générales de sécurité: Réservé à un usage externe. Ne pas utiliser pour perfusion ou injection. Ne pas avaler. Ne pas utiliser des flacons endommagés. Conserver les flacons à l'abri du rayonnement solaire direct. Tenir hors de portée des enfants.

La solution de rinçage pour plaies Prontosan® peut être réchauffée à la température corporelle avant utilisation. Les pansements et bandages posés sur les plaies sont fréquemment incrustés et adhèrent à la surface de la plaie. Le retrait de ces pansements peut traumatiser le lit de la plaie, ce qui va à son tour retarder la cicatrisation. Dans les cas où les pansements et bandages sont difficiles à détacher en raison de leur incrustation, il est recommandé d'imprégner le pansement de solution de rinçage pour plaies Prontosan® jusqu'à ce qu'il soit possible de le retirer en douceur.

4. Nettoyage de la plaie: Il convient de nettoyer soigneusement l'intégralité de la plaie, ainsi que la zone qui l'entoure, avec la solution de rinçage pour plaies Prontosan®. Pour les plaies non sévères et aiguës, un rinçage est suffisant. Pour les plaies étendues ainsi que les plaies difficiles d'accès, il est recommandé d'imprégner la région atteinte à

10. Résumé/information technique: La solution de rinçage pour plaies Prontosan® Wound Irrigation Solution est un produit qui se conserve 8 semaines après l'ouverture. Le flacon doit être refermé immédiatement après utilisation pour prévenir sa contamination. Il convient de protéger le haut du flacon de toute source de contamination pendant l'utilisation. Les flacons ayant été mis en contact direct avec la plaie ou ayant été contaminés d'une autre manière doivent être jetés.

Composition: eau purifiée, bêtaïne, polyaminopropylbiguanide 0,1% (polyhexanide). **Aspect et odeur:** solution aqueuse transparente, incolore et pratiquement inodore. **Durée de conservation:** selon la date de péremption; conserver à température ambiante. **Garantie:** sceau de stérilité garantie. **Ampoules:** destinées exclusivement à un usage unique.

9. Images (s'il y a lieu)

