

# Cellistypt®

## Hémostatique à base de cellulose oxydée

### Description

Cellistypt® est un hémostatique composé de cellulose oxydée, fabriquée à partir de coton naturel d'origine 100 % végétale.

### Indications

Les hémostatiques Cellistypt® sont destinés à être utilisés comme adjuvant à l'hémostase dans les procédures de chirurgie ouverte et mini-invasive afin de contrôler les saignements capillaires, veineux et artériolaires mineurs, lorsque des méthodes hémostatiques classiques comme la ligature sont impraticables ou inefficaces.



Description du produit	Taille	Contenu par boîte	Référence
Cellistypt® Standard	1,5x1,5 cm	40 unités	2080515
Cellistypt® Standard	5x1,25 cm	15 unités	2080501
Cellistypt® Standard	5x7 cm	15 unités	2080508
Cellistypt® Standard	5x35 cm	10 unités	2080536
Cellistypt® Standard	7x10 cm	15 unités	2080511
Cellistypt® Standard	10x20 cm	10 unités	2080541
Cellistypt® D-K Haute Densité	2,5x2,5 cm	15 unités	2081203
Cellistypt® D-K Haute Densité	2,5x9 cm	15 unités	2081209
Cellistypt® D-K Haute Densité	5x7,5 cm	10 unités	2081275
Cellistypt® D-K Haute Densité	7x10 cm	10 unités	2081210
Cellistypt® D-K Haute Densité	14x20 cm	10 unités	2081240
Cellistypt® F Fibrillaire	2,5x5 cm	10 unités	2082025
Cellistypt® F Fibrillaire	5x7,5 cm	10 unités	2082075
Cellistypt® F Fibrillaire	5x10 cm	10 unités	2082005
Cellistypt® F Fibrillaire	10x10 cm	10 unités	2082010
Cellistypt® F Fibrillaire	10x20 cm	10 unités	2082020

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 04.2019