

# Cellistyp<sup>®</sup>

## Hémostatique résorbable en cellulose oxydée

Cellistyp<sup>®</sup> est indiqué comme adjuvant pour contrôler les hémorragies lorsque la ligature ou d'autres méthodes conventionnelles de contrôle sont impossibles à appliquer ou inefficaces.



### Cellistyp<sup>®</sup> (Standard)

Densité : 110 – 125 g/m<sup>2</sup>

Couleur : Blanc à jaunâtre

Résorption : 7 à 8 jours

Temps d'hémostase : 1,5 minutes en moyenne

Utilisé pour contrôler les hémorragies des capillaires, des petites veines ou artères.



### Cellistyp<sup>®</sup> D-K (Haute densité)

Densité : 230 – 270 g/m<sup>2</sup>

Couleur : Blanc à jaunâtre

Résorption : 7 à 8 jours

Temps d'hémostase : 1,5 minutes en moyenne

Utilisé pour contrôler les hémorragies plus importantes des capillaires veineux ou artériolaires



### Cellistyp<sup>®</sup> F (Fibrillaire)

Densité : 250 – 290 g/m<sup>2</sup>

Couleur : Blanc à jaunâtre

Résorption : 4 jours en moyenne

Temps d'hémostase : 1,5 minutes en moyenne

Compresse fibrillaire non tissée, permettant d'utiliser uniquement la quantité nécessaire et de se positionner sur de plus grandes surfaces, à des endroits aux formes irrégulières.



### Cellistyp<sup>®</sup> NW (Fibrillaire & Haute densité)

Densité : 170 – 210 g/m<sup>2</sup>

Couleur : Blanc à jaunâtre

Résorption : 4 jours en moyenne

Temps d'hémostase : 1,5 minutes en moyenne

Compresse fibrillaire non tissée de haute densité, permettant d'utiliser uniquement la quantité nécessaire et de contrôler les saignements diffus capillaires, des petites veines ou artères. Compresse appropriée pour une utilisation endoscopique.

CELLISTYPT<sup>®</sup> - Compresse hémostatique résorbable de cellulose oxydée - Dispositif médical de Classe III - Certificat CE délivré par ITC (1023) - Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage. Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et logos qui y sont mentionnés, sont la propriété exclusive de B. BRAUN. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B.BRAUN, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. BRAUN. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photos non contractuels.

Fabriqué par :

Synthesia, a.s. – Semtin 103 – 530 02 Pardubice – République Tchèque

Distribué par :

B. Braun Medical | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Produits non inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) au titre de l'article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale

Réf. BSG\_20210420

Edition : 04.2021