

Dagrofil®


Tresse synthétique non résorbable de polyester

Description

Dagrofil® est une tresse synthétique non résorbable, non enduite, de polyester, disponible en vert ou blanc.

Indications

- Toutes pratiques chirurgicales nécessitant une suture non résorbable



Aperçu Produit :

Structure

Tresse



Couleur

Vert ou blanc

Composition chimique

Polyester

Enduction

Non enduit

Origine

Synthétique

Calibres

USP 6/0 (Déc. 0,7)
à USP 5 (Déc. 1)

Résorption

Non résorbable

Stérilisation

Irradiation Gamma

Dagrofil®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique									
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Aiguille ronde 1/2 cercle											
HR 22	75 Vert			C0840297	C0840300	C0840319					
HR 26	75 Vert				C0840416	C0840424	C0840432	C0840491			
HR 30	75 Vert				C0840467	C0840475	C0840483	C0840556	*C0840440		
HR 37	75 Vert						C0840521	C0840530			
Aiguille ronde 3/8 cercle											
2xDR 12	45 Vert			*C0858188							
DR 32	75 Vert					C0841587	C0841595	C0841609			

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Dagrofil®

Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
 HRC 17	45 Vert				C0844149				
 2xHRC 26	90 Vert					C0849350			
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
 HS 23	75 Vert				*C0842303				
 HS 26	75 Vert					C0842427			
 HS 30	75 Vert						*C0842249	C0842257	C0842265
 HS 37	75 Vert							C0842281	
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5	3 6
 HS 40	75 Vert								*B0842648
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 2xDS 12	45 Blanc		C0858056						
 DS 16	45 Vert	C0842125							
	75 Vert		C0845198						
 DS 19	45 Vert	C0842192	C0842206	C0842214	*C0842222				

Dagrofil®

Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle										
 DS 24	75 Vert					C0842362				
 DS 30	75 Vert					C0842478	C0842486	C0842494		
 DS 39	75 Vert						C0842583	C0842591		
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	4 6
Bobines										
1 fil de 250 cm	1 x 250 Vert				G0341231	G0341240	G0341258	G0341266	G0341274	

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT_20210613