



Notre expertise en Urostomie

Pour être entre de bonnes mains !

SOLUTIONS POUR UROSTOMIE

10 000 patients stomisés
sont des **urostomisés**¹

Les **urostomies** sont toutes
définitives




Les patients recherchent
un **appareillage sécurisé**
et **personnalisé**.

B. Braun propose des solutions personnalisées et sécurisées pour le confort du patient dans le but de le rendre autonome.



**FLEXIMA®
URO SILK**

Plan (±630 mL) *ou* Convexe (±615 mL)
Beige *ou* Transparent
A découper *ou* Prédécoupé
1 pièce



**FLEXIMA® ACTIVE
URO SILK O'CONVEX**

Convexe (±670 mL)
Transparent
A découper
1 pièce



L'anneau de convexité O'Convex
assure un joint d'étanchéité
autour de la stomie !

**FLEXIMA®
3S URO**

Capacité de 620ml à 675ml
Plan *ou* Convexe (6mm)
Transparent *ou* Quicklook
Prédécoupé
2 pièces



La version Quicklook :
permet de visualiser le niveau
des urines et de vérifier la stomie.

**FLEXIMA®
KEY URO**

Capacité de 570ml à 580ml
Plan *ou* Convexe (4mm)
Transparent *ou* Beige
Prédécoupé
2 pièces



POCHES DE RECUEIL JOUR ET NUIT
compatibles avec tous les modèles



Urimed® Tribag Plus

Poche de jambe de 800mL compartimentée



B. Braun Uribag®

Poche de 2L avec connecteur pré-monté



Vers l'éducation et l'autonomie du patient

Un confort optimal pour toutes les morphologies !



Notre robinet uro :
celui qui assure d'être
entre de bonnes mains



Se laisser orienter
par le guide de pose




Une gomme connue
et reconnue
depuis plus de 10 ans



Une offre convexe
variée

INTUITIF

1 seul geste est nécessaire pour ouvrir et fermer le robinet.



ERGONOMIQUE

La forme arrondie permet de faciliter la prise en main des patients qui manqueraient de dextérité.

pour les stomathérapeutes

100% de nos bouchons sont testés pour valider la qualité de la soudure*

HYGIÉNIQUE

Le robinet se tourne, pas besoin de l'ouvrir par le bas. Il n'y a pas de gouttes résiduelles grâce au système de joint à l'intérieur.

RASSURANT


Le connecteur anti-torsion à ailette dispose d'un clic de verrouillage. Connexion directe à une poche de recueil.



Le guide de pose favorise la bonne mise en place de la poche sur le support, permet de réduire le risque de fuite et de sécuriser le recueil.


LA CLÉ POUR UN BON POSITIONNEMENT

Système de couplage adhésif pour un bon positionnement dès le départ.



SÉCURITÉ ET ASSURANCE

Conformabilité et douceur du système de couplage mécanique avec un clic par le bas (1) et par le haut (2).



Toutes les gommess B. Braun ont un protecteur cutané total pour préserver la peau péristomiale.

AJUSTABLE

La forme de fleur s'adapte à toutes les morphologies et optimise la tenue de l'appareillage.



CONFORMABLE

Le juste fluage permet à la gomme de se conformer sur les tous reliefs cutanés pour limiter les risques de fuites d'urine sous le support.




- Nos processus sont prévus pour recycler nos chutes de gomme.
- Nos supports sont isolés par des cartonnettes pour la bonne conservation du produit.
- Les cartonnettes et les boîtes sont recyclés et recyclables !

L'OFFRE B. BRAUN

Découvrez nos différentes convexités


LA PENTE DOUCE

La convexité en pente douce contribue à une meilleure répartition de la pression et une tolérance cutanée préservée.



LA CEINTURE

3 positions d'accroches possibles de la ceinture pour renforcer le maintien de l'appareillage.



La semi-convexité 4mm

pour les stomies planes ou légèrement rétractées. Disponible sur :
• Flexima® - 1 pièce
• Flexima® Key - 2 pièces



La convexité marquée 6 mm

pour les stomies planes ou rétractées. Disponible sur :
• Flexima® 3S - 2 pièces



La convexité souple

pour faire ressortir la stomie plane. Disponible sur :
• Flexima® Active O'Convex



Elle est conçue pour réduire les fuites pour les stomies légèrement planes ou invaginées car l'anneau souple vient faire un joint d'étanchéité autour de la stomie.



*Équipement sur les machines de soudure bouchon uro qui teste 100% des bouchons afin de s'assurer de la bonne qualité de la soudure. 3 machines PSM7, 10 et 12 sont équipées d'un appareil de détection de fuite pour la soudure du bouchon uniquement. Ce dispositif injecte de l'air dans la poche et vérifie que la pression d'air ne baisse pas.

**FLEXIMA® URO SILK PLAN - BOÎTE DE 30**

∅ (mm)	Références	UDI-DI	Capacité*
∞ 12-55	● 044914FR	04046955572793	630 ml
	○ 044913FR	04046955572762	630 ml
20	○ 44820FR	04046955573516	630 ml
25	○ 44825FR	04046955573547	630 ml
30	○ 44830FR	04046955573578	630 ml
35	○ 44836FR	04046955573608	630 ml

**FLEXIMA® URO SILK CONVEXE - BOÎTE DE 10**

∅ (mm)	Références	UDI-DI	Capacité*
∞ 15-35	● 44919FR	04046955573660	615 ml
	○ 44917FR	04046955573639	615 ml
25	○ 44920FR	04046955573691	615 ml
30	○ 44922FR	04046955573721	615 ml

**FLEXIMA® ACTIVE O'CONVEX URO - BOÎTE DE 10**

Taille	∅ (mm)	Références	UDI-DI	Capacité*
Midi	∞ 15-35	○ 4641715FR	04046955574926	670 ml

**SUPPORT FLEXIMA® 3S PLAN - BOÎTE DE 10**

∅ (mm)	Références	UDI-DI
∞ 45/ 15-30	936415FR	04046955577590
	936420FR	04046955577620
45/ 25	936425FR	04046955577651
45/ 30	936430FR	04046955577682
∞ 55/ 15-40	936515FR	04046955577712
	936535FR	04046955577774
55/ 40	936540FR	04046955577804
∞ 65/ 15-50	936615FR	04046955577835
	936645FR	04046955577897

**SUPPORT FLEXIMA® 3S CONVEXE - BOÎTE DE 5**


∅ (mm)	Références	UDI-DI
∞ 45/ 15-26	937415FR	04046955577958
	937425FR	04046955577989
∞ 55/ 15-36	937515FR	04046955578016
	937530FR	04046955578047
∞ 65/ 15-46	937615FR	04046955578078

**FLEXIMA® 3S URO - BOÎTE DE 30**

∅ (mm)	Références	UDI-DI	Capacité*
45	● 934045FR	04046955577354	675 ml
	○ 934145FR	04046955577446	675 ml
55	● 934055FR	04046955577385	635 ml
	○ 934155FR	04046955577477	635 ml
65	● 934065FR	04046955577415	620 ml
	○ 934165FR	04046955577507	620 ml

**SUPPORT FLEXIMA® KEY PLAN - BOÎTE DE 10**

∅ (mm)	Références	UDI-DI
∞ 40/ 15-35	62040FR	04046955575077
∞ 50/ 15-45	62050FR	04046955575107
∞ 60/ 15-55	62060FR	04046955575169

**SUPPORT FLEXIMA® KEY CONVEXE - BOÎTE DE 5**

∅ (mm)	Références	UDI-DI
∞ 50/ 15-25	62052FR	04046955575138
∞ 60/ 15-35	62062FR	04046955575190
∞ 60/ 15-45	62063FR	04046955575220
	62064FR	04046955575251
60/ 30	62066FR	04046955575282
60/ 35	62067FR	04046955575312
60/ 40	62069FR	04046955575343

**FLEXIMA® KEY URO - BOÎTE DE 30**

∅ (mm)	Références	UDI-DI	Capacité*
40	● 62740FR	04046955576036	580 ml
	○ 62840FR	04046955576128	580 ml
50	● 62750FR	04046955576067	570 ml
	○ 62850FR	04046955576159	570 ml
60	● 62760FR	04046955576098	570 ml
	○ 62860FR	04046955576180	570 ml



Désignation	Références	GTIN / UDI-DI	Condit.
-------------	------------	---------------	---------

POCHES DE RECUEIL URINAIRE

B. Braun Uribag® (2 L) Connexion directe	5071FR	4046955574971	30
Urimed® Tribag Plus (800 ml)	28306R	26955824007316	30

AUTRES ACCESSOIRES

B. Braun Ceinture 120 cm	5028FR	4046955574940	1
--------------------------	--------	---------------	---

- ∞ À découper | ● Opaque | ○ Transparent
 ● Quicklook : poche opaque avec fenêtre de vision
 * Capacité selon la norme NF EN ISO 8670-2

Dispositifs médicaux de classe I. Appareillages pour patients stomisés. Lire attentivement les instructions de chaque dispositif figurant dans la notice et sur l'étiquette avant utilisation. Produits pris en charge en ville au titre I de la LPPR : Liste des Produits et des Prestations Remboursables prévue à l'article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Les appareillages Flexima® Key, Flexima® 3S, Flexima® Uro Silk, Flexima® Active O'Convex Uro, Urimed® Tribag Plus, B. Braun Uribag et B. Braun Ceinture sont fabriqués par B. BRAUN MEDICAL.

Risques résiduels ou effets secondaires : Des complications au niveau de la peau péristomiale peuvent survenir lors de l'utilisation du Flexima® Key, Flexima® 3S, Flexima® Uro Silk, Flexima® Active O'Convex Uro.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

B. Braun Medical SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France | Tel. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr
 Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856
 ZB00957_20210406_20250406 - Edition Avril 2021.