


ADTEC® MONOPOLAIRE

INSTRUMENTS MONOPOLAIRES

RÉUTILISABLES

CHIRURGIE MINI-INVASIVE





CISEAUX

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



METZENBAUM
5 mm / 220 mm
Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène.



P0004R

METZENBAUM
5 mm / 310 mm
Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène.



P0027R








METZENBAUM
5 mm / 420 mm
Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène.




METZENBAUM
5 mm / 310 mm
Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène, avec isolation distale de la tige en PEEK.



METZENBAUM
10 mm / 310 mm
Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène.










PIÈCES DÉTACHÉES						
	Insert	Tube externe	Poignée			
	P0631R 	PM970R 	P0958R 	PM971R  Ø 5/10 mm	P0958R 	
	P0603R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	P0959R 	
	P0746R 	PM981R 	P0958R 		PM953R 	
	PM697R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM954R 	
	PM604R 	PM974R 	P0958R 		PM957R 	




CISEAUX

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 	PO023R Mini-METZENBAUM 5 mm / 220 mm Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène.
 	PO011R Mini-METZENBAUM 5 mm / 310 mm Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène.
 	PO028R Mini-METZENBAUM 5 mm / 420 mm Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène.
 	Mini-METZENBAUM 5 mm / 310 mm Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène. avec isolation en PEEK de la partie distale de la tige
 	Mini-METZENBAUM 5 mm / 310 mm Ciseaux, lames courbées à gauche avec insert en carbure de tungstène. Isolation en PEEK de la partie distale de la tige.
 	PO001R Ciseaux Hook 5 mm / 310 mm
 	PO025R Ciseaux Hook 5 mm / 420 mm

PIÈCES DETACHÉES					
Insert	Tube externe	Poignée			
P0738R	PM970R	P0958R	PM971R		P0958R
			 Ø 5/10 mm		
P0655R	PM973R	P0958R	PM975R		P0959R
			 Ø 5/10 mm		
P0754R	PM981R	P0958R			
					
PM698R	PM973R	P0958R	PM975R		PM953R
			 Ø 5/10 mm		
PM710R	PM973R	P0958R	PM975R		PM954R
			 Ø 5/10 mm		
P0600R	PM973R	P0958R	PM975R		
			 Ø 5/10 mm		
P0744R	PM981R	P0958R			PM957R
					



CISEAUX

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



PO002R

Ciseaux à péritoine


5 mm / 310 mm



PO006R

Ciseaux à péritoine avec crochet, cranté

5 mm / 310 mm



Micro ciseaux à dissection
Lames courbées à gauche

5 mm / 220 mm



PO003R

Micro ciseaux à dissection
Lames courbées à gauche

5 mm / 310 mm



Micro ciseaux à dissection
Lames courbées à gauche




5 mm / 420 mm




PO014R

POTTS de MARTELL Mod. SAID
Ciseaux vasculaires

10 mm / 310 mm

PIÈCES DETACHÉES						
	Mors	Tube externe	Poignée			
	PO601R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO958R 	
	PO625R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO959R 	
	PM630R 	PM970R 	PO958R 	PM971R  Ø 5/10 mm	PM953R 	
	PO602R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM954R 	
	PO745R 	PM981R 	PO958R 			
	PO682R 	PM992R 	PO958R 		PM957R 	



PINCES À DISSECTION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



1/1

MARYLAND 5 mm / 220 mm

Pince à préhension et dissection, courbe



1/1

PO102R

MARYLAND 5 mm / 310 mm

Pince à préhension et dissection, courbe



1/1

PO202R

MARYLAND 5 mm / 420 mm

Pince à préhension et dissection, courbe



1/1

MARYLAND 5 mm / 310 mm

Pince à préhension et dissection, courbe avec isolation au niveau de la tige distale



1/1

PO195R

CROCE/OLMI 5 mm / 310 mm

Pince à préhension et dissection, courbe, mors fenêtrés



1/1

PO100R

Pince atraumatique 5 mm / 310 mm












1/1


Pince à préhension et dissection
Modèle fin 5 mm / 310 mm



1/1

Pince à préhension et dissection
Modèle fin 5 mm / 310 mm











PIÈCES DETACHÉES					
	Mors	Tube externe	Poignée		
	PO632R 	PM970R 	P0958R 	PM971R  Ø 5/10 mm	P0958R 
	PO608R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO752R 	PM981R 	P0958R 		P0959R 
	PM699R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM953R 
	PO740R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO605R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM954R 
	PM614R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PM647R 	PM973R 	P0958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM957R 




PINCES À DISSECTION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 1/1	PO187R PSALMON Pince à dissection Coudée, 90° 5 mm / 310 mm
 1/1	PO231R MIXTER Pince à dissection Coudée, 90° 5 mm / 310 mm
 1/1	PO103R OVERHOLT Pince à dissection Coudée, 90° 10 mm / 310 mm
 1/1	OVERHOLT Pince à dissection Coudée, 90° Isolation en PEEK de la tige distale 10 mm / 370 mm
 1/1	PO219R OVERHOLT Pince à dissection Pointe fine Coudée, 90° 10 mm / 370 mm
 1/1	PO141R OVERHOLT Pince à dissection Coudée, 60° 10 mm / 310 mm
 1/1	OVERHOLT Pince à dissection Coudée, 60° Isolation en PEEK de la tige distale 10 mm / 310 mm
 1/1	PO220R OVERHOLT Pince à dissection Pointe fine Coudée, 60° 10 mm / 370 mm











	PIÈCES DÉTACHÉES				
	Insert	Tube externe	Poignée		
	PO730R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO958R 
	PO784R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5 mm	
	PO606R 	PM975R 	PO958R 	PM973R  Ø 5 mm	PO959R 
	PM701R 	PM978R 	PO958R 	PM976R  Ø 5 mm	
	PO772R 	PM978R 	PO958R 	PM976R  Ø 5 mm	PM953R 
	PO661R 	PM975R 	PO958R 	PM973R  Ø 5 mm	PM954R 
	PM700R 	PM975R 	PO958R 	PM973R  Ø 5 mm	
	PO773R 	PM978R 	PO958R 	PM976R  Ø 5 mm	PM957R 




PINCES À DISSECTION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 	PO218R CRILE Pince à préhension et à dissection Courbe	5 mm / 310 mm
 	PO213R CRILE Pince à préhension et à dissection Courbe	5 mm / 370 mm
 	PO147R Pince à préhension Mors crantés, cannelés	5 mm / 310 mm
 	Pince à préhension et à dissection	5 mm / 220 mm
 	PO101R Pince à préhension et à dissection Atraumatique	5 mm / 310 mm
 	PO199R Pince à préhension et à dissection Atraumatique	5 mm / 420 mm
 	PO214R Pince universelle Atraumatique	5 mm / 370 mm
 	PO151R Pince à dissection fine	5 mm / 310 mm

PIÈCES DÉTACHÉES					
	Insert	Tube externe	Poignée		
	PO771R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO958R 
	PO766R 	PM976R 	PO958R 	PM978R  Ø 5/10 mm	PO959R 
	PO678R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO633R 	PM970R 	PO958R 	PM971R  Ø 5/10 mm	PM953R 
	PO607R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO747R 	PM981R 	PO958R 		PM954R 
	PO767R 	PM976R 	PO958R 	PM978R  Ø 5/10 mm	
	PO667R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM957R 



PINCES À DISSECTION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



PO190R

5 mm / 310 mm

Pince à préhension et à dissection

¹/1








PO203R

5 mm / 420 mm

Pince à préhension et à dissection

¹/1

PIÈCES DÉTACHÉES						
	Insert	Tube externe	Poignée			
	P0735R	PM973R	P0958R	PM975R	P0958R	
				 Ø 5/10 mm		
	P0753R	PM981R	P0958R	PM975R	P0959R	
				 Ø 5/10 mm		
					PM953R	
						
					PM954R	
						
					PM957R	
						



PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



PO109R

Pince crocodile
Mors extra-long

5 mm / 310 mm

1/1



PO127R

Pince à préhension universelle
Mors cannelés et crantés

5 mm / 310 mm

1/1



PO221R

Pince à préhensions universelle

5 mm / 310 mm

1/1



PO230R

Pince à préhensions universelle

5 mm / 420 mm

1/1



PO216R

Pince à préhension atraumatique
Mors fenêtrés

5 mm / 310 mm

1/1



PO217R

Pince à préhension atraumatique
Mors fenêtrés

5 mm / 420 mm

1/1



PO128R

Pince à préhension universelle
Mors fenêtrés

5 mm / 310 mm

1/1













PO229R

Pince à préhension universelle
Mors fenêtrés

5 mm / 420 mm

1/1

PIÈCES DÉTACHÉES					
	Insert	Tube externe	Poignée		
	PO615R 	PM973R 	PO959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO958R 
	PO644R 	PM973R 	PO959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO959R 
	PO774R 	PM973R 	PO959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO783R 	PM981R 	PO959R 		PM953R 
	PO769R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO770R 	PM981R 	PO958R 		PM954R 
	PO647R 	PM973R 	PO959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO782R 	PM981R 	PO959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM957R 



PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



PO191R

5 mm / 310 mm

Pince à préhension et à dissection universelle
Mors fenêtrés

1/1



PO185R

5 mm / 310 mm

CROCE/OLMI
Pince à préhension universelle

1/1



PO232R

5 mm / 310 mm

CROCE/OLMI
Pince à préhension universelle
Mors fenêtrés

1/1



PO222R

5 mm / 310 mm

Pince à préhension et à dissection universelle
Courte
Mors fenêtrés

1/1



PO223R

5 mm / 420 mm

Pince à préhension et à dissection universelle
Mors fenêtrés

1/1



PO112R

5 mm / 310 mm

DORSEY
Pince à préhension intestinale

1/1



DORSEY
Pince à préhension intestinale

5 mm / 370 mm

1/1













PO204R

5 mm / 420 mm

DORSEY
Pince à préhension intestinale

1/1

PIÈCES DÉTACHÉES					
	Mors	Tube externe	Poignée		
	P0736R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	P0958R 
	P0728R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	P0959R 
	P0785R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	P0775R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM953R 
	P0776R 	PM981R 	P0959R 		
	P0618R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM954R 
	PM618R 	PM976R 	P0959R 	PM978R  Ø 5/10 mm	
	P0755R 	PM981R 	P0959R 		PM957R 



PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



PO113R

BABCOCK
Pince à préhension

5 mm / 310 mm



PO114R

BABCOCK
Pince à préhension

10 mm / 310 mm

A utiliser avec trocars souples de 13mm uniquement



PO205R

BABCOCK
Pince à préhension

10 mm / 420 mm



PO212R

BABCOCK
Pince à préhension

5 mm / 310 mm



PO209R

BABCOCK
Pince à préhension


5 mm / 420 mm



PO196R

BABCOCK
Pince à préhension







10 mm / 370 mm




PO197R

MEYER
Pince à préhension
Longueur des mors 90 mm

10 mm / 370 mm

PIÈCES DÉTACHÉES					
	Insert	Tube externe	Poignée		
	PO619R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	P0958R 
	PM640R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PO620R 	PM974R 	P0959R 		P0959R 
	PO757R 	PM982R 	P0959R 		
	PO765R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM953R 
	PO762R 	PM981R 	P0959R 		PM954R 
	PO741R 	PM977R 	P0959R 		
	PO742R 	PM977R 	P0959R 		PM957R 



PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

PO104R



1/1

ALLIS

Pince à préhension tissulaire

5 mm / 310 mm



1/1

ALLIS

Pince à préhension

5 mm / 310 mm

A utiliser avec trocars souples de 13mm uniquement



1/1

LINDER

Pince à préhension pulmonaire

5 mm / 220 mm

A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement



1/1

LINDER

Pince à préhension pulmonaire

5 mm / 310 mm

A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement




1/1

DUVAL

Pince à préhension parenchyme

5 mm / 310 mm



1/1

DUVAL

Pince à préhension parenchyme

10 mm / 370 mm

PO188R



1/1

KIEFER

Pince universelle et pulmonaire

10 mm / 310 mm

PO215R









1/1

Pince à préhension intestinale

Longueur des mors 60 mm

10mm / 310 mm








PIÈCES DÉTACHÉES					
Insert	Tube externe	Poignée			
PO610R	PM973R	P0958R	PM975R		P0958R
			 Ø 5/10 mm		
PM670R	PM973R	P0959R	PM975R		P0959R
			 Ø 5/10 mm		
PM696R	PM970R	P0959R	PM971R		
			 Ø 5/10 mm		
PM687R	PM973R	P0959R	PM975R		PM953R
			 Ø 5/10 mm		
PM609R	PM973R	P0959R	PM975R		
			 Ø 5/10 mm		
PM612R	PM977R	P0959R			PM954R
					
PO731R	PM975R	P0959R	PM973R		
			 Ø 5 mm		
PO768R	PM974R	P0959R			PM957R
					




PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 PO186R 1/1	CROCE/OLMI 5 mm / 310 mm Pince à préhension et à dissection Pour vésicule biliaire
 PO105R 1/1	HEYWOOD-SMITH 10 mm / 310 mm Pince à éponges
 PENNINGTON 1/1	PENNINGTON 10 mm / 370 mm Pince à préhension
 PO211R 1/1	Pince à préhension Denture moyenne 5 mm / 310 mm
 PO208R 1/1	Pince à préhension Denture moyenne 5 mm / 420 mm
 PO149R 1/1	Pince à préhension Mors fenêtrés Denture fine 5 mm / 310 mm
 PO206R 1/1	Pince à préhension Mors fenêtrés Denture moyenne 5 mm / 310 mm
 PO130R 1/1	Pince à préhension atraumatique Mors fenêtrés 5 mm / 310 mm






PIÈCES DÉTACHÉES					
	Insert	Tube externe	Poignée		
	PO729R 	PM973R 	PO959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO958R 
	PO611R 	PM975R 	PO959R 	PM973R  Ø 5 mm	PO959R 
	PM679R 	PM977R 	PO959R 		
	PO764R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM953R 
	PO761R 	PM981R 	PO958R 		
	PO680R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM954R 
	PO758R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM957R 
	PO646R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	




PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 PO129R 1/1	5 mm / 310 mm Pince à préhension et à dissection
 PO200R 1/1	5 mm / 420 mm Pince à préhension et à dissection pour thoracoscopie
 PO210R 1/1	5 mm / 310 mm Pince à préhension lisse
 PO207R 1/1	5 mm / 420 mm Pince à préhension lisse, ondulée
 PO189R 1/1	10 mm / 310 mm Pince à préhension intestinale
 PO189R 1/1	MASSOUD 5 mm / 310 mm Pince à préhension délicate pour préhension latérale des tissus et des greffes vasculaires au cours de la dissection et de l'anastomose A utiliser avec trocars souples de 13mm uniquement

PIÈCES DÉTACHÉES						
	Insert	Tube externe	Poignée			
	PO645R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PO958R 	
	PO748R 	PM981R 	PO958R 		PO959R 	
	PO763R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM953R 	
	PO760R 	PM981R 	PO958R 		PM954R 	
	PM681R 	PM974R 	PO959R 			
	PO734R 	PM973R 	PO958R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM957R 	



PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



1/1

DE BAKEY

5 mm / 310 mm

Clamp atraumatique
Longueur des mors 40 mm



1/1

PO137R

DE BAKEY

5 mm / 420 mm

Clamp atraumatique
Longueur des mors 50 mm



1/1

DE BAKEY

5 mm / 310 mm

Clamp atraumatique
Longueur des mors 65 mm



1/1

DE BAKEY

10 mm / 370 mm

Clamp atraumatique
Longueur des mors 30 mm



1/1

DE BAKEY

10 mm / 220 mm

Clamp atraumatique,
Longueur des mors 50 mm



1/1

PO118R

DE BAKEY

10 mm / 370 mm

Clamp atraumatique
Longueur des mors 50 mm










1/1


PO228R

SIMON

10 mm / 310 mm






Pince pole rénale pour ischémie locale au cours de la résection de tumeurs
Longueur des mors 100 mm






PIÈCES DÉTACHÉES					
	Insert	Tube externe	Poignée		
	PM657R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	P0958R 
	P0657R 	PM981R 	P0959R 		P0959R 
	PM658R 	PM973R 	P0959R 	PM975R  Ø 5/10 mm	
	PM651R 	PM977R 	P0959R 		PM953R 
	PM712R 	PM992R 	PM957R 		
	P0624R 	PM977R 	P0959R 		PM954R 
	P0781R 	PM974R 	P0959R 		PM957R 




PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 PM173R 1/1	CRAFOORD 5 mm / 310 mm Clamp vasculaire A utiliser avec trocars de 10 mm
 PM178R 1/1	CRAFOORD 5 mm / 310 mm Clamp vasculaire A utiliser avec trocars de 10 mm
 PO152R 1/1	CRAFOORD 5 mm / 370 mm Clamp vasculaire A utiliser avec trocars de 10 mm
 PM171R 38 mm 1/1	SATINSKY 5 mm / 310 mm Clamp atraumatique A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement
 51 mm 1/1	SATINSKY 5 mm / 220 mm Clamp atraumatique A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement
 PM177R 51 mm 1/1	SATINSKY 5 mm / 310 mm Clamp atraumatique A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement

PIÈCES DÉTACHÉES					
	Insert	Tube extrene	Poignée		
	PM713R 	PM973R 	PM957R 	PM975R  Ø 5/10 mm	P0958R 
	PM719R 	PM973R 	PM957R 	PM975R  Ø 5/10 mm	P0959R 
	PO684R 	PM976R 	P0959R 	PM978R  Ø 5/10 mm	
	PM711R 	PM973R 	PM957R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM953R 
	PM690R 	PM970R 	PM957R 	PM971R  Ø 5/10 mm	PM954R 
	PM616R 	PM973R 	PM957R 	PM975R  Ø 5/10 mm	PM957R 



PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



DE BAKEY 5 mm / 220 mm

Clamp pulmonaire d'après LINDER
En forme de S

A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement

PM176R



DE BAKEY 5 mm / 310 mm

Pince à préhension d'après LINDER
En forme de S

A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement

PM175R



DE BAKEY 5 mm / 310 mm

Pince à préhension d'après LINDER
En forme de S

A utiliser avec trocars souples de 13 mm uniquement

PIÈCES DÉTACHÉES

Insert

Tube externe


Poignée

PM693R

PM970R


PM957R

PM971R




Ø 5/10 mm

P0958R



P0959R




PM689R

PM973R


PM957R

PM975R



Ø 5/10 mm

PM953R



PM954R




PM671R

PM973R


PM957R


PM975R



Ø 5/10 mm

PM957R





PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 1/1	Pince à brochet 5 mm / 220 mm
 1/1	PO107R Pince à brochet 5 mm / 310 mm
 1/1	Pince à brochet large Mors extra-large 10 mm / 310 mm
 1/1	PO117R Pince à préhension 2 x 3 dents 10 mm / 310 mm
 1/1	PO132R Pince à préhension 2 x 4 dents 5 mm / 310 mm
 1/1	PO201R Pince à préhension 2 x 4 dents 5 mm / 420 mm
 1/1	Pince à préhension 1 x 2 dents 5 mm / 310 mm
 1/1	PO134R Pince à préhension dentelée 5 mm / 310 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

Insert

Tube extrene

Poignée

PO634R

PM970R


P0959R

PM971R



Ø 5/10 mm

P0958R



PO613R

PM973R


P0959R

PM975R



Ø 5/10 mm

P0959R



PM621R

PM974R

P0959R




PO623R

PM974R

P0959R



PM953R




PO648R

PM973R

P0959R

PM975R



Ø 5/10 mm

PO749R

PM981R

P0959R



PM954R




PM649R

PM973R

P0959R

PM975R



Ø 5/10 mm

PM957R




PO650R


PM973R

P0959R

PM975R





Ø 5/10 mm



PINCES À PRÉHENSION

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

	PO111R NELSON Pince à préhension Pointe acérée 5 mm / 310 mm
	PO224R Pince à préhension Tenaculum 5 mm / 310 mm
	PO225R Pince à préhension Tenaculum 10 mm / 310 mm
	PO194R Pince à préhension Pour ganglions lymphatiques 5 mm / 220 mm
	Endo-pince à préhension Pour ganglions lymphatiques 10 mm / 310 mm
	PO182R Pince à préhension de fibromes d'après KRUSCHINSKI Avec tracteur à fibromes détachable PO183R 10 mm / 310 mm
	PO183R Tracteur à fibromes A utiliser avec PO182R

PIÈCES DÉTACHÉES

Insert

Tube externe


Poignée

P0617R

PM973R


P0959R

PM975R



Ø 5/10 mm

P0958R




P0777R

PM973R


P0959R

PM975R



Ø 5/10 mm



P0959R



P0778R

PM974R

P0959R




P0739R

PM970R


P0959R

PM971R



Ø 5/10 mm

PM953R



PM688R

PM974R

P0959R




PM954R



P0726R


PM974R

P0959R



PM957R





PINCES À BIOPSIE

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



PO500R

Grande pince à biopsie

10 mm / 310 mm



PO501R

Pince à biopsie

5 mm / 310 mm



PO509R

Pince à biopsie

5 mm / 420 mm



PO505R

Pince à biopsie à dents

5 mm / 310 mm



PO511R


Pince à biopsie à dents

5 mm / 420 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

Insert

P0705R



Tube externe

PM974R



Poignée

P0958R



P0626R




PM973R



P0958R



PM975R



Ø 5/10 mm

P0750R



PM981R



P0958R



P0652R




PM973R



P0958R



PM975R



Ø 5/10 mm

P0756R




PM981R




P0958R




P0958R



P0959R




PM953R




PM954R



PM957R





PINCES À BIOPSIE

INSTRUMENTS STANDARDS COLMPLETS



Pince à biopsie

5 mm / 220 mm



Pince à biopsie

5 mm / 310 mm



Pince à biopsie

5 mm / 420 mm



FRANGENHEIM

5 mm / 310 mm

Pince à biopsie



FRANGENHEIM

5 mm / 420 mm

Pince à biopsie

PIÈCES DÉTACHÉES

Insert

Tube externe


Poignée

PM635R

PM970R

P0958R

PM971R



Ø 5/10 mm

P0627R

PM973R

P0958R

PM975R



Ø 5/10 mm

P0759R

PM981R

P0958R



PM653R

PM973R

P0958R

PM975R



Ø 5/10 mm


P0751R

PM981R


P0958R




P0958R



P0959R




PM953R




PM954R



PM957R





PORTE-AIGUILLES - POUSSE-NOEUDS

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS

 	PO550R DUROGRIP 5 mm / 310 mm Porte-aiguilles avec inserts en carbure de tungstène
 	PO559R DUROGRIP 5 mm / 310 mm Porte-aiguilles avec inserts en carbure de tungstène Courbe
 	Pince pousse-noeuds 5 mm / 310 mm
 	PO022R CROCE/OLMI 5 mm / 310 mm Ciseaux à dissection et à suture avec pousse-noeud
 	PL651R Instrument passe fil 5 mm / 310 mm
 	PL432R Instrument passe fil 5 mm / 310 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

Insert

Tube externe


Poignée

P0628R

PM973R

P0959R

PM975R




Ø 5/10 mm

P0668R

PM973R

P0959R

PM975R




Ø 5/10 mm

PM654R

PM973R

P0958R

PM975R



Ø 5/10 mm

P0727R

PM973R

P0958R

PM975R




Ø 5/10 mm

P0727R

PM973R

P0958R



P0727R

PM973R

P0958R



AIGUILLE À PONCTION

SR550R



Aiguille à ponction, Ø 5 mm, 330 mm

SR551R



Canule à injection Ø 5 mm, 330 mm LL

PALPATEUR

BN320R




Tige graduée, Ø 5 mm, 400 mm

BN321R



Tige graduée, Ø 5 mm, 500 mm



INSTRUMENTS ANGULÉS

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



1/1

METZENBAUM

5 mm / 310 mm

Ciseaux, lames courbées à gauche, avec inserts en carbure de tungstène
Tige distale courbée

A utiliser uniquement avec trocars flexibles de 7 ou 13 mm



1/1

5 mm / 310 mm

Ciseaux à péritoine
Tige distale courbée

A utiliser uniquement avec trocars flexibles de 7 ou 13 mm



1/1

MARYLAND

5 mm / 310 mm

Pince à dissection et à préhension, courbe
Tige distale courbée

A utiliser uniquement avec trocars flexibles de 7 ou 13 mm



1/1

HEYWOOD-SMITH

5 mm / 310 mm

Pinces à dissection tissulaire
Partie distale de la tige courbe

A utiliser avec trocars flexibles de 13 mm uniquement

PIÈCES DÉTACHÉES

Mors

Tube externe

Poignée

PO636R
+
PM940R

PM983P

PO958R



PM637R
+
PM940R

PM983P

PO958R



PO669R
+
PM940R

PM983P


PO958R




PO641R
+
PM940R

PM983P


PO959R




PO958R



PO959R



PM953R




PM954R



PM957R





INSTRUMENTS ANGULÉS

INSTRUMENTS STANDARDS COMPLETS



1/1

5 mm / 310 mm

Pince à préhension, mors type brochet
Partie distale courbe

A utiliser uniquement avec trocars flexibles de 7 ou 13 mm



1/1

NELSON

5 mm / 310 mm

Pince à préhension,
Partie distale courbe

A utiliser uniquement avec trocars flexibles de 7 ou 13 mm



1/1

5 mm / 310 mm

Pinces à biopsies
Partie distale courbe

A utiliser uniquement avec trocars flexibles de 7 ou 13 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

Mors

Tube externe

Poignée


PO642R
+
PM940R

PM983P


P0959R



P0958R



P0959R




PO638R
+
PM940R

PM983P

P0959R



PM953R



PM643R
+
PM940R

PM983P


P0959R



PM954R



PM957R




Electrodes monopolaires



330 mm 420 mm


GK372R GK374R



Manche d'électrode monopolaire, diam. 5 mm


Pièces détachées (composants de GK372R/GK374R)

GK373R GK375R



Manche avec tube interne, diam. 5 mm

GK370P GK376P



Tube externe séparé, diam. 5 mm

GK383R



Crochet d'électrode, en forme de J

GK384R



Crochet d'électrode, en forme de L

GK385R



Electrode boule

GK386R



Electrode spatule

GK393R



Electrode crochet incurvée, en forme de J

GK394R



Electrode crochet, en forme de J, incurvée sur la droite à 90°

GK395R



Electrode boule, incurvée

Electrodes monopolaires

330 mm

GK390R



Aiguille HF basse énergie, complète, Ø 5 mm

Pièces détachées (composants de GK390R)



GK389R

Electrode aiguille seule (pack de 5 pcs.)


GK373R

Poignée avec tuyau interne, Ø 5 mm

GK371P

Tube externe séparé, Ø 5 mm

Câble de raccordement de 3.5 m pour instruments monopolaires – connectiques de 4 mm



GN202



AESCULAP, ACMI, Berchtold, Martin

GK239



ERBE ICC /ACC, KARL STORZ

GK245



ERBE T

GK246R



Valleylab, ACMI, Conmed, Eschmann,
Erbe ICC Intern., US-Norm

Accessoires

GK299



Brosse métallique pour pointes d'instruments de coagulation

Pièces détachées

Aiguilles HF pin pour poignées AdTec monopolaires PM950R, PM951R, PM953R uniquement



AESCU LAP, Wolf, Storz (Click-line), Olum pus (HiQ+)
Pack de 5 pièces

PL170/251

Tube externe

	longueur	diam./Ø	
	220 mm	5/5 mm	PM970R
	220 mm	5/10 mm	PM971R
	220 mm	10/10 mm	PM992R
	310 mm	5/5 mm	PM973R
	310 mm	5/10 mm	PM975R
	310 mm	10/10 mm	PM974R
	370 mm	5/5 mm	PM976R
	370 mm	5/10 mm	PM978R
	370 mm	10/10 mm	PM977R
	420 mm	5/5 mm	PM981R
	420 mm	10/10 mm	PM982R

Gaine isolante souple

	longueur	diam./Ø	
	310 mm	5/5 mm	PM983P


Instruments standards

Démontage et montage

- 1 Bouton de déverrouillage
- 2 Etoile de rotation
- 3 Partie mobile de la poignée



Démontage




I Désactiver la crémaillère
Uniquement pour la poignée P0959R, basculer le bouton rouge vers le bas




II Déconnecter le système de verrouillage de la poignée
Tirer l'étoile de rotation de la poignée, l'anneau mobile de la poignée remonte automatiquement


Important : ne pas tenir la partie mobile de la poignée



III Retirer la tige de la poignée




IV Démonter la tige
Tenir l'insert et le tube de poussée, et retirer la gaine isolante extérieure



V Démonter la tige
Tenir l'insert par le mors et tirer le guide de poussée


Instruments standards

Montage




Remonter la tige

Insérer l'insert dans le guide de poussée



Remonter la tige

Glisser la gaine isolante jusqu'au bouton de l'insert



Préparer la poignée

Si l'anneau rouge n'est pas visible, tirer sur l'étoile de rotation afin de le faire apparaître.

Désactiver la crémaillère de la poignée P0959R en basculant le bouton rouge vers le bas.



Connecter la tige et la poignée

Maintenir l'insert et l'étoile de rotation de la poignée fermement. Glisser la tige dans la poignée jusqu'à ce qu'elle se verrouille. Ne pas toucher l'anneau mobile de la poignée, il remontera automatiquement dès que la tige sera connectée à la poignée.

Important : Laisser libre la partie mobile de la poignée.




Test de fonctionnement

Tester l'ensemble de l'instrument en ouvrant et en fermant la poignée pour s'assurer de l'ouverture et de la fermeture du mors.

Instruments courbes

Démontage, montage

- 1 Tige de traction souple
- 2 Tube interne
- 3 Partie mobile de la poignée



Instruments courbes




Démontage



I Tirer sur le mécanisme à ressort indiqué par la flèche au maximum. Maintenir cette position et retirer la tige.
A noter: pour les poignées avec verrou (PM954R, PM957R) ouvrir complètement la crémaillère.




II Retirer la gaine isolante souple (PM983P) de la tige.




III Pousser la tige de traction vers le mors (1 cm approx.)



IV Dévisser le mors tel qu'il est indiqué par la flèche.




V Après avoir dévissé le mors, pousser la tige de traction vers l'arrière.




VI Retirer-la par l'arrière, dans le sens opposé du tube interne.


Instruments courbes




Montage




I Insérer la tige de traction souple dans le tube interne.



II Pousser-la jusqu'à ce que la prise du mors soit visible.



III Visser le mors sur la tige. Pour se faire, il faut que le raccord soit légèrement relâché (1 tour max.).



IV Pousser le mors jusqu'à ce que la tige de traction souple et les 4 crans soient insérés dans le tube interne.



V Glisser la gaine isolante souple PM983P jusqu'à ce qu'elle recouvre le tube interne.



VI Tirer la partie mobile de la poignée vers l'avant et maintenez cette position. Retirer le mécanisme à ressort au maximum et maintenez. Prenez la tige au niveau distal, pousser le mécanisme à ressort au maximum et joindre par un léger mouvement de rotation.

Entretien et nettoyage

Entretien



Lubrifier le mors et la crémaillère avec une huile de lubrification adaptée après chaque cycle de lavage.

- Nettoyer et stériliser le produit immédiatement après usage
- Le produit peut être stérilisé, démonté ou assemblé
- Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, suivre le mode d'emploi

Afin de maintenir la qualité et la garantie des instruments Aesculap®, seules les personnes autorisées par Aesculap® sont habilitées à effectuer des réparations. Merci d'envoyer les produits pour réparations à :

B. Braun Medical
Service Technique
ZI 520 rue Lavoisier
54713 Ludres
Tél 01 41 10 53 00 – Fax 03 83 57 41 24
Email: bbraun_adv_sav@bbraun.com

Brosses de nettoyage



GK469R



PM995R

Brosse de nettoyage diam. 3.7 mm, longueur 550 mm
Pack de 6 pièces
pour tube interne et tube externe de 5 mm

Brosse de nettoyage diam. 10 mm, longueur 550 mm
Pack de 6 pièces
Pour tube externe diam. 5 mm et diam. 10 mm

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
GK239	51	PM178R	30	PM697R	3
GK245	51	PM604R	3	PM698R	5
GK246R	51	PM609R	23	PM699R	9
GK299	51	PM612R	23	PM700R	11
GK370P	49	PM614R	9	PM701R	11
GK371P	50	PM616R	31	PM710R	5
GK372R	49	PM618R	19	PM711R	31
GK373R	49, 50	PM621R	35	PM712R	29
GK374R	49	PM630R	7	PM713R	31
GK375R	49	PM635R	41	PM715R	29
GK376P	49	PM637R	45	PM719R	31
GK383R	49	PM640R	21	PM940R	45,47
GK384R	49	PM643R	47	PM957R	35
GK385R	49	PM647R	9	PM970R	3, 52
GK386R	49	PM649R	35	PM971R	3 ff, 52
GK389R	50	PM651R	29	PM973R	3, 52
GK390R	50	PM653R	41	PM974R	3, 52
GK393R	49	PM654R	43	PM975R	3, 52
GK394R	49	PM657R	29	PM976R	11, 52
GK395R	49	PM658R	29	PM977R	19, 52
GK469R	60	PM670R	23	PM978R	11, 52
GN202	51	PM679R	25	PM981R	3, 52
PL170/251	52	PM681R	27	PM982R	21, 52
PM171R	30	PM687R	23	PM983P	45, 47, 52
PM173R	30	PM688R	37	PM992R	7, 52
PM175R	32	PM690R	31	PM995R	61
PM176R	32	PM693R	33	PO001R	4
PM177R	30	PM696R	23	PO002R	6


Référence	Page
PO003R	6
PO004R	2
PO006R	6
PO011R	4
PO014R	6
PO022R	42
PO023R	4
PO025R	4
PO027R	2
PO028R	4
PO100R	8
PO101R	12
PO102R	8
PO103R	10
PO104R	22
PO105R	24
PO107R	34
PO109R	16
PO111R	36
PO112R	18
PO113R	20
PO114R	20
PO117R	34
PO118R	28
PO127R	16
PO128R	16
PO129R	26
PO130R	34

Référence	Page
PO132R	34
PO134R	24
PO137R	28
PO141R	10
PO147R	12
PO149R	24
PO151R	12
PO152R	30
PO182R	36
PO183R	36
PO185R	18
PO186R	24
PO187R	10
PO188R	22
PO189R	26
PO190R	14
PO191R	18
PO194R	42
PO195R	14
PO196R	20
PO197R	26
PO199R	18
PO200R	26
PO201R	34
PO202R	8
PO203R	14
PO204R	18
PO205R	20

Référence	Page
PO206R	24
PO207R	26
PO208R	24
PO209R	20
PO210R	26
PO211R	24
PO212R	20
PO213R	12
PO214R	12
PO215R	22
PO216R	16
PO217R	16
PO218R	12
PO219R	10
PO220R	10
PO221R	16
PO222R	18
PO223R	18
PO224R	36
PO225R	36
PO228R	28
PO229R	16
PO230R	16
PO231R	10
PO232R	18
PO500R	38
PO501R	38
PO502R	40

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
P0505R	38	P0628R	43	P0727R	3
P0509R	38	P0631R	3	P0728R	19
P0510R	40	P0632R	9	P0729R	25
P0511R	38	P0633R	13	P0730R	11
P0512R	40	P0634R	35	P0731R	23
P0550R	42	P0636R	45	P0734R	27
P0559R	42	P0638R	47	P0735R	15
P0600R	5	P0641R	45	P0736R	19
P0601R	7	P0642R	47	P0738R	5
P0602R	7	P0644R	17	P0739R	37
P0603R	3	P0645R	27	P0740R	9
P0605R	9	P0646R	25	P0741R	21
P0606R	11	P0647R	17	P0742R	21
P0607R	13	P0648R	35	P0743R	27
P0608R	9	P0650R	35	P0744R	5
P0610R	23	P0652R	39	P0745R	7
P0611R	25	P0655R	5	P0746R	3
P0613R	35	P0657R	29	P0747R	13
P0615R	16	P0661R	11	P0748R	27
P0617R	37	P0667R	13	P0749R	35
P0618R	19	P0668R	43	P0750R	39
P0619R	21	P0669R	45	P0751R	41
P0620R	21	P0678R	13	P0752R	9
P0623R	35	P0680R	25	P0753R	15
P0624R	29	P0682R	7	P0754R	5
P0625R	7	P0684R	31	P0755R	19
P0626R	39	P0705R	39	P0756R	39
P0627R	41	P0726R	37	P0757R	21

Référence	Page
P0758R	25
P0759R	41
P0760R	27
P0761R	25
P0762R	21
P0763R	27
P0764R	25
P0765R	21
P0766R	13
P0767R	13
P0768R	19
P0769R	17
P0770R	17
P0771R	13
P0772R	11
P0773R	11
P0774R	17
P0775R	19
P0776R	19
P0777R	37
P0778R	37
P0781R	29
P0782R	17
P0783R	17
P0784R	11
P0785R	19
P0958R	3
P0959R	17



Distribué par :

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Lire attentivement les instructions figurant dans notices et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Document réservé aux professionnels de santé – Document et photos non contractuels

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition 04/2023