

Targon® H+/PH+

Clou intramédullaire pour fractures proximales et diaphysaires de l'humérus



Caractéristiques techniques :

Le Targon® PH+ et le Targon® H+ sont des clous droits en titane. Le clou PH+ se décline à partir de la longueur 150 mm jusqu'à 280 mm et le clou H+ à partir de 180 mm jusqu'à 300 mm. Tous les clous longs sont canulés.

Clou PH+, côté droit

Références	Longueur mm	Diamètre proximal/ distal mm
KE405T	150	10/8
KE420T	200	10/7
KE422T	220	10/7
KE424T	240	10/7
KE426T	260	10/7
KE428T	280	10/7

Clou PH+, côté gauche

Références	Longueur mm	Diamètres proximal/ distal mm
KE455T	150	10/8
KE470T	200	10/7
KE472T	220	10/7
KE474T	240	10/7
KE476T	260	10/7
KE478T	280	10/7



Clou H+ diamètre 7 mm

Référence	Longueur mm
KE718T	Targon H+ longueur 180 mm
KE720T	Targon H+ longueur 200 mm
KE722T	Targon H+ longueur 220 mm
KE724T	Targon H+ longueur 240 mm
KE726T	Targon H+ longueur 260 mm
KE728T	Targon H+ longueur 280 mm
KE730T	Targon H+ longueur 300 mm

Clou H+ diamètre 8 mm

Référence	Longueur mm
KE818T	Targon H+ longueur 180 mm
KE820T	Targon H+ longueur 200 mm
KE822T	Targon H+ longueur 220 mm
KE824T	Targon H+ longueur 240 mm
KE826T	Targon H+ longueur 260 mm
KE828T	Targon H+ longueur 280 mm
KE830T	Targon H+ longueur 300 mm



Vis de Fixation PH+ diamètre 4,5 mm



Références	Désignation
KB062TS	Targon vis de fixation 22 mm
KB064TS	Targon vis de fixation 24 mm
KB066TS	Targon vis de fixation 26 mm
KB068TS	Targon vis de fixation 28 mm
KB070TS	Targon vis de fixation 30 mm
KB072TS	Targon vis de fixation 32 mm
KB074TS	Targon vis de fixation 34 mm
KB076TS	Targon vis de fixation 36 mm
KB078TS	Targon vis de fixation 38 mm
KB080TS	Targon vis de fixation 40 mm

Références	Désignation
KB082TS	Targon vis de fixation 42 mm
KB084TS	Targon vis de fixation 44 mm
KB086TS	Targon vis de fixation 46 mm
KB088TS	Targon vis de fixation 48 mm
KB090TS	Targon vis de fixation 50 mm
KB092TS	Targon vis de fixation 52 mm
KB094TS	Targon vis de fixation 54 mm
KB096TS	Targon vis de fixation 56 mm
KB098TS	Targon vis de fixation 58 mm
KB100TS	Targon vis de fixation 60 mm

Vis d'obturation

Référence	Désignation
KB613TS	PH+ vis d'obturation 2,5mm
KB615TS	H vis d'obturation 0 mm
KB617TS	H vis d'obturation 5 mm
KB618TS	H vis d'obturation 10 mm
KB619TS	H vis d'obturation 15 mm
KB620TS	H vis d'obturation 20 mm
KB621TS	H vis d'obturation 25 mm
KB622TS	H vis d'obturation 30 mm
KKB623TS	H vis d'obturation 35 mm

Vis de compression

Référence	Désignation
KB612TS	PH+ vis de compression

Système de suture

Référence	Désignation
KB052TS	Targon PH+ rondelle
KB054TS	Targon PH+ disque



Vis de verrouillage

diamètre 3,5 mm



Référence	Longueur mm
KB518TS	18 mm
KB521TS	21 mm
KB524TS	24 mm
KB527TS	27 mm
KB530TS	30 mm
KB533TS	33 mm
KB536TS	36 mm
KB539TS	39 mm
KB542TS	42 mm
KB545TS	45 mm
KB548TS	48 mm
KB551TS	51 mm
KB554TS	54 mm
KB557TS	57 mm
KB560TS	60 mm

Notes :

Distribué par :

B. Braun Medical SAS | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par :

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

Edition: 08/2018