

INSTRUMENTS DE COELIO-CHIRURGIE À USAGE UNIQUE

CHIRURGIE MINI-INVASIVE



Instrumente de coelio-chirurgie à usage unique

Instrumente monopolaires

Ciseaux METZENBAUM 4

Pinces à préhension 4

Tiges de ciseaux 7

Tiges de pinces 8

Instrumente bipolaires

Ciseaux et pinces 9

Câbles 9

Instrumente bipolaires AdTec® comBi 10

Instruments monopolaires à usage unique

Référence		diam. Ø	longueur
P0840SU	Ciseaux METZENBAUM Lames courbées à gauche	5 mm	310 mm



P0841SU	Pince à préhension MARYLAND	5 mm	310 mm
----------------	-----------------------------	------	--------



Instruments monopolaires à usage unique

Référence		diam Ø	longueur
	Pince Tigre		
PO842SU	Poignée à crémaillère désactivable	5 mm	310 mm



Référence		diam Ø	longueur
	Pince à préhension atraumatique		
PO843SU	Mors fenêtré Poignée à crémaillère désactivable	5 mm	310 mm



Instruments monopolaires à usage unique






Référence		diam. Ø	longueur
	Pince à préhension BABCOCK		
PO844SU	Poignée à crémaillère désactivable	5 mm	310 mm







Référence		diam Ø	longueur
	Pince à préhension BABCOCK		
PO845SU	Poignée à crémaillère désactivable	10 mm	310 mm




Tiges monopolaires à usage unique




Référence		diam. Ø	longueur
	Tiges de ciseaux		
PO885SU	Ciseaux à lames droites	5 mm	310 mm
			
PO886	Ciseaux HOOK	5 mm	310 mm
			
PO887	Ciseaux Mini-METZENBAUM Lame courbées à gauche	5 mm	310 mm
			
PO888	Ciseaux METZENBAUM Lames courbées à gauche	5 mm	310 mm
			
PO889	Ciseaux METZENBAUM Lames courbées à gauche	5 mm	420 mm
			

Tiges monopolaires à usage unique



























Référence		diam.Ø	longueur
	Tiges de pinces		
P0891SU	Pince à disséquer MARYLAND	5 mm	310 mm
			
P0892SU	Pince tigre	5 mm	310 mm
			
P0893SU	Pince à préhension atraumatique	5 mm	310 mm
			
P0894SU	Pince à préhension BABCOCK	5 mm	310 mm
			

Instruments bipolaires à usage unique

Référence		diam. Ø	longueur
	Ciseaux METZENBAUM		
PL700	Lames courbées à gauche	5 mm	310 mm
			

Référence		diam. Ø	longueur
	Pinces à préhension		
PL701	Pince à préhension et dissection MARYLAND Mors fenêtré	5 mm	310 mm
			
PL702SU	Pince à préhension et dissection MARYLAND Mors fin	5 mm	310 mm
			
PL703SU	Pinces à préhension Macro Mors fenêtré	5 mm	310 mm
			

Câbles bipolaires

Côté générateur	Côté Instrument	Article	Ecart fiches	Descriptif
		 GN131	4/8mm	Longueur 4 m, compatible avec générateurs ERBE, Storz
		 GN130	5/2mm	Fiche ronde, longueur 4 m, compatible avec générateurs Aesculap, ACMI, Berchtold, Martin, Wolf
		 GN132	22 mm	Longueur 4m, compatible avec générateurs: Dolly, EMC, ERBE International
		 GN133	28,6 mm	Longueur 4m, compatible avec générateurs: Aesculap, BOWA, Olympus, Lamidey, Söring, Valleylab
		 GN134	38 mm	Longueur 4m, compatible avec générateurs: Codman CMC II, CMC III
	 Usage unique	 GK290SU	22 mm	Longueur 3.7m, compatible avec générateurs: Dolly, EMC, ERBE-International
	 Usage unique	 GK291SU	28.6 mm	Longueur 3.7m, compatible avec générateurs: Aesculap, BOWA, EMC, Lamidey, Söring, Valleylab
	 Usage unique	 GK292SU	38 mm	Longueur 3.7m, compatible avec générateurs: Codman CMC II, CMC III
		GN088		Commutateur manuel pour instruments AdTec® bipolaires, utilisable avec le générateur Aesculap HF Nelson Deluxe (GN640) ainsi qu'avec les générateurs HF d'autres fournisseurs (en combinaison avec la Nelson BiBox Aesculap (GN310)

Instruments bipolaires AdTec® comBi

Référence		diam. Ø	longueur
PO800SU	Instrument bipolaire 4 en 1 : coagulation bipolaire, préhension, coupe et dissection Une gâchette intégrée à la poignée permet une commutation entre la fonction de pince et celle de ciseaux	5 mm	310 mm

Distribué par :

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Lire attentivement les instructions figurant dans notices et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Document réservé aux professionnels de santé - Document et photos non contractuels

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition 03/2023