

Cire à os

Pour l'hémostase mécanique de l'os

Description

La cire à os est un mélange stérile de cire d'abeille (70 %) et de vaseline (30 %) destiné à arrêter le saignement de l'os.

Sous forme de plaquette, elle s'étale sur la zone de saignement à l'aide d'une spatule.

Indications

La cire à os s'utilise pour l'hémostase mécanique de l'os dans les disciplines suivantes :

- Chirurgie thoracique
- Neurochirurgie
- Orthopédie et traumatologie
- Chirurgie dentaire et maxillo-faciale



| Format | Contenu par boîte | Référence |
|-----------|-------------------|-----------|
| Plaquette | 24 unités | 1029754 |

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 04.2019