

Histoacryl® et Histoacryl® Flexible

Colle tissulaire

Description

Une alternative aux techniques traditionnelles de suture cutanée s'offre aux chirurgiens : la colle tissulaire.

La colle tissulaire Histoacryl® est composée de monomères de n-butyl-2-cyanoacrylate qui polymérisent rapidement au contact des fluides tissulaires. Histoacryl® est disponible en deux coloris : la version transparente, particulièrement indiquée pour les applications sur le visage, et la version bleue, qui permet un contrôle visuel simple de la quantité appliquée.

La formation de varices œsophagiennes et du fundus de l'estomac est une conséquence fréquente et dangereuse de l'hypertension portale. Une sclérothérapie efficace de ces varices est possible avec Histoacryl®. Elle peut s'employer aussi bien sur les varices hémorragiques que sur les varices non hémorragiques. Il est possible de conjuguer un traitement avec Histoacryl® et une sclérothérapie conventionnelle.

Maintenir ou rétablir l'intégrité de la paroi abdominale mais aussi réduire les complications est aujourd'hui un des objectifs majeurs de la chirurgie herniaire. Dans la cure de hernies inguinales plus particulièrement, la méthode de fixation des renforts de paroi a une grande importance et des progrès ont été réalisés dans ce domaine. Il est d'ailleurs possible d'utiliser Histoacryl® pour fixer les renforts de paroi en chirurgie herniaire.



Indications

- Fermeture des plaies cutanées mineures sans suture
- Fermeture de la peau dans le cas d'incisions endoscopiques
- Sclérothérapie des grandes varices œsophagiennes et du fundus de l'estomac
- Fixation des implants de réparation des hernies en particulier en chirurgie inguinale
- Barrière microbiologique pour la fermeture de plaies cutanées

Description	Couleur	Conditionnement	Code
Histoacryl®	Bleu	5 x 0.5 ml	1050052
Histoacryl®	Bleu	10 x 0.5 ml	1050044
Histoacryl® L	Incolore	5 x 0.5 ml	1050060
Histoacryl® L	Incolore	10 x 0.5 ml	1050071
Histoacryl® Flexible + embout applicateur	Bleu	5 x 0.5 ml	1051250P
Histoacryl® Flexible + embout applicateur	Bleu	10 x 0.5 ml	1051260P