


## Tresse naturelle non résorbable de soie

### Description

Silkam® est une tresse non résorbable, enduite, composée de filaments de soie naturelle. Silkam® est indiquée pour les applications où la pratique chirurgicale nécessite l'emploi de sutures non résorbables. Silkam® est disponible en noir.

### Indications

- Toutes pratiques chirurgicales nécessitant un support non résorbable






### Aperçu Produit :

Structure	Tresse
Couleur	Noire
Composition chimique	Filaments naturels de soie
Enduction	Cire raffinée de paraffine
Origine	Cocons de vers à soie
Calibres	USP 8/0 (Déc. 0,4) à USP 5 (Déc. 1)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Irradiation Gamma










# Silkam®

Combinaison fil-aiguille 





Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 17	75 Noir		*C0760129	C0760137	C0760145	C0760153			
 HR 26	75 Noir			C0760404	C0760412	C0760420	C0760439	C0760447	
 HR 30	75 Noir				C0760463	C0760471	C0760480	C0760498	









\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
<b>Aiguille ronde 3/8 cercle</b>									
<b>DR 12</b> 	45 75 Noir		C0761060 C0765295	C0765309	C0765317	C0765325			
<b>2xDR 12</b> 	45 75 Noir					C0769240 C0769193			
<b>DR 15</b> 	75 Noir				C0765767		*C0761150		
<b>DR 22</b> 	75 Noir					C0761311	C0761273		
<b>DR 32</b> 	75 Noir						C0761478	C0761476	*C0761494
<b>Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle</b>									
<b>HS 18</b> 	75 Noir				G0762563	*C0762547			
<b>HS 21</b> 	75 Noir				C0764825	C0764248	C0764175		
<b>HS 26</b> 	75 Noir					C0762415	C0762423		
<b>HS 30</b> 	75 Noir					C0764612	C0764779	C0764620	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>Aiguille triangulaire droite</b>									
<b>GS 51</b> 	75 Noir			C0764655	C0762741	C0762750	C0762760	C0762768	
<b>GS 60</b> 	75 Noir				C0762652	C0762660	C0762679	C0764690	
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
<b>Aiguille triangulaire pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle</b>									
<b>2xDSMP 7</b> 	45 Noir		C0768073	C0768065					
<b>DSMP 19</b> 	45 Noir				*C0766704	*C0766682	*C0766690		

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique									
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2,5	2/0 3	0 3,5	
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle											
<b>DS 12</b> 	45				C0762067	C0762075	C0762083				
	75 Noir				C0765066	C0765074	C0765082	*C0765597			
<b>2xDS 12</b> 	45				C0768464	C0768472					
	75 Noir										
<b>DS 16</b> 	75				C0764060	C0764124	C0764132	C0764140	*C0764167	C0764159	
	75 Noir										
<b>2xDS 16</b> 	45							C0767840			
	75 Noir									C0767158	
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique									
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2,5	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle											
<b>DS 19</b> 	75				C0765198	C0765201	C0765210		C0765228		
	75 Noir										
<b>DS 24</b> 	75					C0762350	C0762334	C0762369			
	75 Noir										
<b>DS 30</b> 	75					C0762466		C0762474	C0762482	C0762490	C0762504
	75 Noir										
<b>DS 35</b> 	75							C0772429	C0772437	C0764183	
	75 Noir										

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7	6 8	
<b>Sutures pré-coupées – Brins</b>										
<b>10 fils de 75 cm</b>	10 x 75 Noir	C0264652	C0264660	B0264679	B0264695					

	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	4 6	5 7
<b>Bobines</b>										
<b>1 fil de 250 cm</b>	250 Noir	G0260410	G0260428	G0260436	G0260444	G0260452	G0260460	G0260479	*G0260410	G0260487

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT\_20210613