

# Steelex®


## Monofilament non résorbable d'acier inoxydable

### Description

Steelex® est un monofilament synthétique non résorbable composé d'acier inoxydable, destiné à la chirurgie orthopédique. Steelex® est le matériau de base pour des produits comme le Sternum Set et l'Electrode Set.





### Indication

- Orthopédie



### Aperçu Produit :

Structure	Monofilament ou Câble
Couleur	Métallique
Composition chimique	Acier inoxydable
Enduction	Non enduit
Origine	Métal
Calibres	USP 5/0 (Déc. 1) à USP 7 (Déc. 0,5)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Irradiation Gamma

Aiguille	Fil	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
longueur mm	longueur cm								
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 DS 19	75 Monofilament		*G0595209	*G00595217					
 DS 24	45 Torsade		G0612340	G0612359					
	75 Monofilament			*G0594350					
 DS 30	45 Torsade								
	75 Monofilament				*G0592471				
Aiguille	Fil	USP métrique							
longueur mm	longueur cm	2/0 3	0 0,5	1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 2xDS 76 Sow									*G00599506

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Steelex®

Combinaison fil-aiguille



	Fil longueur cm	USP métrique							
		3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	4 6	5 7
Sutures pré-coupées – Brins									
6 fils de 45 cm LongPack	6 x 45 Monofilament	*G0098442	G0098469	G0098477	G0098485	G0098493	G0098507		G0098515
	Fil longueur cm	USP métrique							
		0 3,5	1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8	7 9
Sutures pré-coupées – Brins									
6 fils de 45 cm LongPack	6 x 45 Monofilament							G0098523	G0098531

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT\_20210613