

Surgical Loop

Pour la suspension des organes en per-opérateur

Description

Les Surgical Loop sont des bandelettes de silicone radio-opaque, de coton. Les lacs suspenseurs sont utilisés pour la ligature, la séparation, le marquage, le support et la rétraction per-opérateur d'organes, vaisseaux sanguins, tendons et nerfs.


Indications

Les Surgical Loop sont utilisés :

- Pour la ligature et le support mécanique des organes.
- Pour la séparation et la ligature des vaisseaux sanguins, tendons et nerfs.
- Pour le repérage des tissus.







Aperçu Produit :

Structure	Tube, bandelette tressée 
Composition chimique	Blanc, bleu, vert, jaune, rouge, violet Silicone, coton
Enduction	Silicone (non enduit), Coton (enduit)
Origine	Synthétique, naturelle
Calibres	1.5 - 2.5 mm (silicone) 4 - 8 mm (coton)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Oxyde d'Éthylène





Surgical Loop

Pour la suspension des organes en per-opérateur

Tube plein (excepté pour le lac serti qui est creux) en silicone radio-opaque

Diamètre	Longueur	Unités par boîte	Couleur / code			
						
1,5 mm	2 x 45 cm	24	B1095048	B1095021	B1095030	B1095013
1,5 mm	75 cm	24	B1095242	B1095226	B1095234	B1095218
2,5 mm	2 x 45 cm	24	B1095145	B1095129	B1095137	B1095110
2,5 mm	75 cm	24	B1095544	B1095528	B1095536	B1095510

Bandelette tressée en coton

Largeur	Longueur	Unités par boîte	Couleur / code			
						
4 mm	75 cm	24	B1095641	B1095633	B1095625	B1095650
8 mm	75 cm	24		B1095676	B1095668	

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT_20210613