

# Steelex® Sternum Set

Pour la fermeture sternale

## Description

Le Sternum Set est un monofilament non résorbable d'acier inoxydable serti sur une aiguille fixe ou rotative (axiale).

## Indication

Fermeture sternale.



## Aperçu Produit :

Structure	Monofilament (Steelex®) 
Couleur	Métallique
Composition chimique	Acier inoxydable
Enduction	Non enduit (Steelex®)
Origine	Métal
Calibres	USP 2 (Déc. 5) - USP 3/4 (Déc. 6) - USP 7 (Déc. 9) - USP 6 (Déc. 8) et USP 5 (Déc. 7)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Oxyde d'Éthylène

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne




Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT\_20210612

# Steelex® Sternum-Set

Pour la fermeture sternale  
Gamme de produits Steelex®

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm	USP métrique						
		1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8	7 9
<b>Aiguille ronde sternale 1/2 cercle</b>								
 <p><b>HRS 48</b></p>	4 x 45				G0617784	G0617717	G0617814	G0617795
	4 x 45 axial				G0617792	G0617733	G0617806	G0617796
	5 x 45					G0617718		
 <p><b>HRS 60</b></p>	4 x 45					G0617742		
	4 x 45 axial					G0617741		
	2 x 75					G0617776		
	2 x 75 axial					G0617750		
<b>Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle</b>								
 <p><b>HRC 37ss</b></p>	2 x 45		G0617143					

Sow : packaging permettant la réduction de la mémoire du fil d'acier

C Boîte de 36

B Boîte de 24

G Boîte de 12

M Boîte de 6