



URIMED®

LA SOLUTION POUR L'INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE

QU'EST-CE QUE L'INCONTINENCE ?



L'INCONTINENCE CORRESPOND À UNE PERTE D'URINE INVOLONTAIRE.⁽¹⁾

Les fuites surviennent, soit à l'effort, soit par envie très urgente.

Il existe de multiples causes à l'incontinence chez l'homme : insuffisance du sphincter, hyperplasie bénigne de la prostate, hyperactivité de la vessie, ...⁽²⁾

ET LA QUALITÉ DE VIE ?



Saviez-vous que souffrir d'incontinence urinaire peut avoir des conséquences notables sur votre qualité de vie ?⁽¹⁾

QUAND CELA PEUT-IL SURVENIR ?



Même si l'incontinence augmente avec l'âge, elle ne concerne pas que les personnes âgées !

3 à 5% des quadragénaires sont touchés par l'incontinence.

A 60 ans, elle concerne 10% des hommes.

Après 90 ans, environ 30% des hommes sont concernés par une incontinence.⁽²⁾

QUELLE SOLUTION ?



N'HÉSITEZ PAS À EN PARLER À VOTRE MÉDECIN OU À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ.

Il saura vous accompagner.

⁽¹⁾ Pr François Haab. Rapport sur le thème de l'incontinence urinaire. Ministère de la Santé et des Solidarités. Avril 2007.

⁽²⁾ Fiche d'information : Incontinence urinaire masculine. Mars 2011. Association Française d'Urologie. www.urofrance.org

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS POUR L'INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE

À CHAQUE PATIENT SON ÉTUI PÉNIEN :
3 modèles pour s'adapter à toutes les morphologies

Urimed® Vision Standard

UTILISÉ PAR LA PLUPART DES PATIENTS

Lorsqu'aucune indication spécifique n'est nécessaire.



Bande adhésive : 4,5cm

Urimed® Vision Short

POUR LES VERGES COURTES OU RÉTRACTÉES

Modèle avec bande adhésive intégrale de 4,5 cm.



Bande adhésive : 4,5cm

Urimed® Vision Ultra

POUR LES EFFORTS IMPORTANTS

Modèle avec bande adhésive intégrale de 7,5 cm en cas de sudation excessive ou érection réflexe.



Bande adhésive : 7,5cm

Les étuis péniens Urimed® Vision sont disponibles en 5 diamètres : 25, 29, 32, 36 et 41 mm.

100% silicone

- Simple à utiliser : système 1 pièce par un système auto-adhésif
- Surveillance de l'état cutané : transparence de l'étui sur toute sa longueur
- Collerette anti-torsion lisse conçue pour un meilleur écoulement de l'urine

À CHAQUE INSTANT SA POCHE DE RECUEIL URINAIRE
3 contenances pour s'adapter aux besoins, de jour comme de nuit

POCHES DE JOUR

Urimed®
Bag Plus
500 ml

- Faible contenance
- Pratique et discrète

Urimed®
Tribag Plus
800 ml

- Contenance moyenne
- 3 compartiments pour épouser la forme de la jambe
- Confort et discrétion

Tubulure ajustable et voile velours côté peau.

POCHES DE NUIT

Urimed®
Bag 2L

- Grande contenance
- Sécurité
- Tubulure antitorsion de 120 cm
- Bouchon de vidange en croix

RÉFÉRENCES PRODUITS

Urimed® Vision

Urimed® Vision Standard	Ø en mm	Références	GTIN
30 étuis péniens auto-adhésifs <i>Modèle Standard</i>	25	IH2525	4022495823427
	29	IH2529	4022495823465
	32	IH2532	4022495823502
	36	IH2536	4022495823540
	41	IH2541	4022495823588

Urimed® Vision Short	Ø en mm	Références	GTIN
30 étuis péniens auto-adhésifs <i>Modèle court</i>	25	IH4525	4022495823823
	29	IH4529	4022495823861
	32	IH4532	4022495823908
	36	IH4536	4022495823946
	41	IH4541	4022495823984

Urimed® Vision Ultra	Ø en mm	Références	GTIN
30 étuis péniens auto-adhésifs <i>Modèle avec bande adhésive large</i>	25	IH3525	4022495823625
	29	IH3529	4022495823663
	32	IH3532	4022495823700
	36	IH3536	4022495823748
	41	IH3541	4022495823786

Urimed® Bags

Urimed® Bag – Boîte de 30 poches	Tubulure	Références	GTIN
Urimed® Bag Plus 500ml	60 cm ajustable	28501R	4046963362478
Urimed® Tribag Plus 800ml	60 cm ajustable	28306R	4046963493189
Urimed® Bag 2L	120 cm	28300R	4046963362454

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels.

Urimed® Bag Plus, Urimed® Tribag Plus, Urimed® Bag et Urimed® Vision sont des dispositifs médicaux indiqués dans l'incontinence urinaire masculine. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette. Pour toute information, merci de vous reporter aux conseils de votre médecin ou infirmier/infirmière.

Fabriqué par : B. Braun Medical
26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France |
www.bbraun.fr
Société par actions simplifiées au capital de
31 000 000€ | RCS Nanterre 562 050 856

Edition : Juillet 2018
ZG00143_20180717_20230717