


Madame, Monsieur,

Vous utilisez une poche vidable B. Braun avec clamp souple Roll'up.

Soucieux de toujours vous proposer des produits répondant à vos besoins et vos attentes, nous avons fait évoluer le **clamp Roll'up** et le **filtre** de votre poche.



- **Nouveau filtre Haute protection:** filtre intégré au charbon actif imprégné et protégé par une membrane respirante.
- **Forme ergonomique:** nouvelle forme arrondie avec la même capacité de recueil.
- **Bande auto-agrippante remontée:** une fois fermé, le clamp se trouve sous le voile en non tissé pour ne pas gêner.
- **Elargissement du manchon d'évacuation à 7 cm** (précédemment: 5,3 cm)
- **Nouvelle ouverture pratique grâce à la double barette:**
 - a: Pincer les bords pour vider la poche.
 - b: Maintenir ouvert pour nettoyer le bas du manchon après la vidange.

Nous espérons que ces évolutions vous donneront toute satisfaction.

Pour toute demande d'information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Information Conseil :

Appel gratuit : 0 800 51 98 07