



**ACT** 

**ACTREEN<sup>®</sup>**   
**SONDAGE INTERMITTENT**  
ÊTES-VOUS PRÊT À AGIR?



# Le plastique est un fléau mondial. 3 FAITS MARQUANTS :

**10**  
TONNES  
de plastique sont produites  
chaque seconde <sup>(1)</sup>

**1**  
TONNE  
finit dans les océans  
toutes les 2 secondes <sup>(1)</sup>

---

EN **2050** les océans contiendront  
davantage de plastiques que  
de poissons (en poids) <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Le Figaro - 5 shocking figures show why plastic is a global scourge. 11/09/2018. Disponible : <https://www.lefigaro.fr/conso/2018/09/11/20010-20180911ARTFIG00013-5-chiffres-chocs-demonstrent-pourquoi-le-plastique-est-un-fleau-planetaire.php>

<sup>(2)</sup> Ellen Macarthur Foundation - The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. 19/01/2016. Disponible : <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics>

# Quel est le rapport avec le sondage urinaire intermittent ?



**1**  
PATIENT

**6**  
SONDAGES PAR JOUR\*

**365**  
JOURS PAR AN

SOIT

**2 190** SONDES PAR AN!

\* Valeur haute des recommandations



“ QUEL IMPACT SUR  
NOTRE PLANÈTE ? ”

# ACTREEN®

a la meilleure performance  
environnementale<sup>\*(3)</sup>



\*Comparé aux principaux concurrents européens.

<sup>(3)</sup> Environmental comparison between Actreen Hi Lite range and competitor products (Hollister : VaPro Pocket™, VaPro Pocket Plus™ ; Coloplast : Speedicath® Compact, Speedicath® Compact Set ; Wellspect : LoFric® Origo, LoFric® Hydro Kit), pages 6-7, F. Bouton, EVEA, 16 Mai 2017

# ACTREEN®

Grâce à son design épuré  
et  
au choix des matériaux



Sans aluminium  
Sans PVC





## PRODUIT LÉGER, POUR UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS <sup>(3)</sup>

- ACTREEN® Hi-Lite Cath : 9,7 g
  - Produits concurrents équivalents\* : 20,8 g
- 



## MATÉRIAUX AYANT UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

- Matériau de la sonde : POBE
  - Sonde sans PVC
- 



## UN MATÉRIAU MULTIFONCTION UNIQUE ET UN NOMBRE RÉDUIT DE COMPOSANTS

- Le film protège la sonde avant le sondage et permet une utilisation propre durant le sondage

\*Poids moyen évalué à partir des 3 principaux produits de 3 concurrents européens (Hollister Vapro Pocket – Coloplast Speedicath Compact –Wellspect Lofric Origo)

<sup>(3)</sup> Environmental comparison between Actreen Hi Lite range and competitor products (Hollister : VaPro Pocket™, VaPro Pocket Plus™ ; Coloplast : Speedicath® Compact, Speedicath® Compact Set ; Wellspect : LoFric® Origo, LoFric® Hydro Kit), pages 6-7, F. Bouton, EVEA, 16 Mai 2017.

# Eco-design ACTREEN® Gestion des déchets

**45 kg\*<sup>(3)</sup>**

SONDES  
CONCURRENTES

**21kg**

ACTREEN®  
HI-LITE CATH

---

**24kg**

DE DÉCHETS EN MOINS CHAQUE ANNÉE PAR PATIENT



\*Poids moyen des déchets générés par les 3 principaux produits de 3 concurrents européens (Hollister Vapro Pocket – Coloplast Speedicath Compact – Wellspect Lofric Origo), à hauteur de 6 sondages par jour pendant 365 jours

<sup>(3)</sup> Environmental comparison between Actreen Hi Lite range and competitor products (Hollister : VaPro Pocket™, VaPro Pocket Plus™ ; Coloplast : Speedicath® Compact, Speedicath® Compact Set ; Wellspect : LoFric® Origo, LoFric® Hydro Kit), pages 6-7, F. Bouton, EVEA, 16 Mai 2017.

# Eco-innovation **ACTREEN®** Emballage

## Grâce à son emballage unique sous forme de film :

ACTREEN® possède un avantage  
environnemental significatif comparé  
aux autres produits grâce à son faible  
impact en termes de poids et de volume.



## Le saviez-vous ?



LE FILM EN POLYÉTHYLÈNE D'**ACTREEN®**  
PEUT ÊTRE RECYCLÉ.  
S'IL EST INCINÉRÉ, LE POLYÉTHYLÈNE  
NE REJETTE PAS DE DIOXINES OU DE  
COMPOSANTS TOXIQUES.

Jetez le produit selon les réglementations locales en vigueur.

# Eco-design **ACTREEN**<sup>®</sup> Matériau de sonde



## RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Le POBE (PolyOlefin Based Elastomer) est un thermoplastique ayant les mêmes propriétés que le PVC souple.

Le POBE est chimiquement résistant et ne contient ni plastifiant ni DEHP.



**DENSITÉ PLUS FAIBLE**

**30% MOINS QUE DE PVC**

Avec une plus faible densité que le PVC (0,9g/cm<sup>3</sup> contre 1,25g/cm<sup>3</sup>), 30% moins de POBE que de PVC sont nécessaires pour la fabrication du même produit. Cela conduit à une **réduction de consommation de matière première mais aussi de déchets.**



Le POBE est composé uniquement de carbone et d'hydrogène. Il ne contient ni chlorure, ni halogène, et peut donc être éliminé par incinération sans rejet de composant toxique.

En choisissant les sondes **ACTREEN**<sup>®</sup>  
vous agissez pour les patients  
ET l'environnement

**ACT**  
Sécurité

**ACT**  
Autonomie

**ACT**  
Environnement

# Engagement historique de B. BRAUN

## *Certifications du site de Nogent-le-Rotrou*

ACT 



### **ISO 14001 SME**

Système de management environnemental  
Depuis Février 2004 pour l'usine de Nogent-le-Rotrou



### **ISO 13485**

Depuis Mars 1994 : Système de management  
des dispositifs médicaux  
Exigences à des fins réglementaires



### **ISO 45001**

Management de la santé et de la sécurité au  
travail  
Depuis Mars 2019



### **FDA**

Food and Drug Administration  
(Marché Américain)\*

# ACTREEN® : L'engagement environnemental



## ACTREEN® Glyc

2004

PREMIÈRE GÉNÉRATION DE  
SONDES ÉCO-RESPONSABLES

Sans emballage aluminium

Film en PE

Produit prêt-à-l'emploi



## ACTREEN® Lite

2009

PACKAGING RÉDUIT

Premières modifications pour  
une sonde éco-responsable

Facile à transporter

# mental au coeur des évolutions produits



**ACTREEN® Mini**

**2013**

**CHANGEMENT DE MATÉRIAU : POBE**

Sans PVC

Design féminin

Facile d'utilisation



**ACTREEN® Hi-Lite**

**2016**

**NOUVEAU DESIGN**

Nouvelle génération de sondes hommes légères, discrètes et pratiques

# Les références Actreen®

## Actreen® Mini Cath

	CH	Ø (mm)	Unités/boîte	Référence
<b>ACTREEN® MINI CATH - 9 cm</b>				
	■ 08	2,7	30 + 1 étui de transport	228008R
	■ 10	3,3		228010R
	□ 12	4,0		228012R
	■ 14	4,7		228014R
	■ 16	5,3		228016R

## Actreen® Hi-Lite Cath

	CH	Ø (mm)	Unités/boîte	Référence
<b>TIEMANN - 41 cm</b>				
	■ 08	2,7	30 + 1 étui de transport	238108R
	■ 10	3,3		238110R
	□ 12	4,0		238112R
	■ 14	4,7		238114R
	■ 16	5,3		238116R
	■ 18	6,0	30	238118R

<b>NELATON - 41 cm</b>				
	■ 08	2,7	30 + 1 étui de transport	238208R
	■ 10	3,3		238210R
	□ 12	4,0		238212R
	■ 14	4,7		238214R
	■ 16	5,3		238216R
	■ 18	6,0	30	238218R

<b>NELATON - 20 cm</b>				
	■ 06	2,0	30 + 1 étui de transport	238306R
	■ 08	2,7		238308R
	■ 10	3,3		238310R
	□ 12	4,0		238312R
	■ 14	4,7		238314R
	■ 16	5,3	30	238316R

# Les références Actreen®

## Actreen® Mini Set

	CH	Ø (mm)	Unités/boîte	Référence
<b>ACTREEN® MINI SET - 9 cm</b>				
	■ 10	3,3	30 + 1 étui de transport	239010R
	□ 12	4,0		239012R
	■ 14	4,7		239014R

## Actreen® Hi-Lite Set

	CH	Ø (mm)	Unités/boîte	Référence
<b>TIEMANN - 37 cm</b>				
	■ 10	3,3	30 + 1 étui de transport	242110R
	□ 12	4,0		242112R
	■ 14	4,7		242114R
	■ 16	5,3		242116R
	■ 18	6,0	30	242118R

	CH	Ø (mm)	Unités/boîte	Référence
<b>NELATON - 37 cm</b>				
	■ 10	3,3	30 + 1 étui de transport	242210R
	□ 12	4,0		242212R
	■ 14	4,7		242214R
	■ 16	5,3		242216R
	■ 18	6,0	30	242218R





**ACT** 

**ENVERRIEZ-VOUS CETTE CARTE  
POSTALE À VOTRE FAMILLE ?**

Avec ACTREEN®



" AGISSONS  
POUR  
DEMAIN ! "

Actreen® Hi-Lite <sup>Cath</sup>, Actreen® Hi-Lite <sup>Set</sup>, Actreen® Mini <sup>Cath</sup> et Actreen® Mini <sup>Set</sup> sont des dispositifs médicaux pour le sondage vésical intermittent. Dispositifs médicaux de classe I stérile pris en charge en ville au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour les conditions de prise en charge, se reporter au site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document réservé aux professionnels de santé.

Crédits photos : Shutterstock, iStock

Fabriqués par :

B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE

Tel. 01 41 10 53 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000€ | RCS Nanterre 562050856

Edition : Février 2020      ZG00364\_20200203\_20250203