



## Gamme Actreen®

GAMME DESTINÉE AUX FEMMES

SONDE ET SET POUR SONDAGE URINAIRE INTERMITTENT

# La gamme Actreen® Mini

La gamme Actreen® Mini de B. Braun a été conçue spécialement pour les femmes, avec pour objectif de leur faciliter la vie au quotidien.

Aussi, quel que soit le type de patientes que vous suivez, nous vous aidons à trouver la sonde la plus appropriée à son style de vie !



## La "philosophie" Mini

- Je suis simple d'utilisation
- Ma longueur de 9 cm est adaptée à la taille de l'urètre féminin
- Je suis prête à l'emploi, je n'ai pas besoin d'eau et je n'éclabousse pas !
- Je suis peu encombrante, discrète dans la poche, ou dans le sac à main
- Je suis légère et facile à transporter !
- Je génère peu de déchets\*
- L'étui de transport présent dans chaque boîte me permet d'être transportée avec encore plus de discrétion !

## Actreen® Mini Cath au domicile...

- 1| Dégagement de la sonde
- 2| Introduction de la sonde\*\*

MANIPULATIONS RÉDUITES  
AU MINIMUM

À L'INTÉRIEUR

### LES AVANTAGES de Mini Cath

- Ouverture facile
- Connecteur "easy grip" ergonomique et universel
- Légèreté pour plus de discrétion et de praticité
- Etui discret et élégant dans chaque boîte pour emporter avec soi jusqu'à 5 sondes



À L'EXTÉRIEUR

## Actreen® Mini Set au travail, en sorties...

- 1| Déploiement du set
- 2| Dégagement de la sonde
- 3| Introduction de la sonde\*\*

### LES AVANTAGES de Mini Set

- Déploiement du set rapide
- Poche de recueil de 700 ml
- Valve anti-reflux pour éviter les retours d'urine vers la vessie et les fuites en cas de vidange différée
- Onglet de vidange
- Léger à transporter\*
- Etui discret et élégant dans chaque boîte

\*Qualitative environmental comparison between : Actreen® Hi-Lite and Mini ranges and the main european competitor catheters. EVEA. Juillet 2020.

\*\*Se référer à la notice pour les précautions d'utilisation.

## UNE GAMME COMPLÉMENTAIRE

Actreen® **Mini** c'est un même concept :

- Sonde stérile pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile à base d'eau et de glycérine
- Sonde prête à l'emploi : pas de préparation, pas d'adjonction d'eau
- Oeils atraumatiques avec un positionnement distal pour une vidange efficace de la vessie



CONCEPT DÉCLINÉ SOUS 2 FORMES :

### ACTREEN® MINI CATH



#### CONNECTEUR UNIVERSEL ET ERGONOMIQUE

- Facilite la prise en main
- Evite tout contact avec la sonde

### ACTREEN® MINI SET

#### ONGLET DE VIDANGE

- Facilite la vidange de la poche de recueil

#### POCHE GRADUÉE DE 700 ML

- Permet de quantifier le recueil des urines (estimation approximative du volume)



#### VALVE ANTI-REFLUX

- Evite les retours d'urine vers la vessie en fin de sondage
- Evite les fuites en cas de vidange différée de la poche de recueil

## UNE GAMME DISCRÈTE ET FÉMININE



- Nous avons fait évoluer le design de la gamme Actreen® Mini. Notre souhait : nous recentrer sur les utilisatrices de nos sondes qui sont avant tout des femmes avant d'être des patientes.
- Un étui est présent dans chaque boîte pour transporter les sondes en toute discrétion.

Pour les besoins de longueur supplémentaire, pensez à Actreen® Hi-Lite Cath 20 cm

Sonde stérile pré-lubrifiée avec un lubrifiant hydrophile à base d'eau et de glycérine

Bords larges et onglet de préhension pour une ouverture facilitée



Connecteur universel "easy grip", comme pour Actreen® Mini

Système "No Touch" pour une utilisation sans contact avec la sonde

Disponible de la CH06 à la CH16.

# Références Actreen®



## Actreen® Mini Cath

Sonde Nelaton de 9 cm



CH (Ø)	RÉFÉRENCE	GTIN	PRÉSENTATION
■ 08 (2,7 mm)	228008R	4046955312689	Boîte de 30 sondes
■ 10 (3,3 mm)	228010R	4046963489137	
□ 12 (4,0 mm)	228012R	4046963489311	
■ 14 (4,7 mm)	228014R	4046963489472	
■ 16 (5,3 mm)	228016R	4046955313211	

## Actreen® Mini Set

Sonde Nelaton de 9 cm



CH (Ø)	RÉFÉRENCE	GTIN	PRÉSENTATION
■ 10 (3,3mm)	239010R	4046964287664	Boîte de 30 sets
□ 12 (4,0 mm)	239012R	4046964287695	
■ 14 (4,7 mm)	239014R	4046964287725	

## Actreen® Hi-Lite Cath

Sonde Nelaton de 20 cm



CH (Ø)	RÉFÉRENCE	GTIN	PRÉSENTATION
■ 06 (2,0 mm)	238306R	4046964138805	Boîte de 30 sondes
■ 08 (2,7 mm)	238308R	4046964138928	
■ 10 (3,3 mm)	238310R	4046964139048	
□ 12 (4,0 mm)	238312R	4046964139161	
■ 14 (4,7 mm)	238314R	4046964139284	
■ 16 (5,3 mm)	238316R	4046964139406	

Le sondage ne peut être pratiqué que sur avis médical et en se conformant strictement aux instructions d'utilisation.

Avertissement : Ne pas réutiliser. La réutilisation de dispositifs à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. Le dispositif peut être contaminé et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner chez le patient des blessures ou des maladies potentiellement mortelles.

Actreen® Mini Cath, Actreen® Mini Set et Actreen® Hi-Lite Cath sont des dispositifs médicaux pour le sondage urinaire intermittent. Dispositifs médicaux de classe I stérile pris en charge en ville au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour les conditions de prise en charge, se reporter au site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr).

Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photos non contractuels.

Fabriqués par : B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)  
Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000€ | RCS Nanterre 562050856

Edition : Juillet 2021 ZG00273\_20210715\_20260715



[www.actreen-bbraun.fr](http://www.actreen-bbraun.fr)