



**FLEXIMA<sup>®</sup> ACTIVE *O'Convex***  
LA SOLUTION 1-PIÈCE CONVEXE CONFORTABLE

# Flexima® Active O'Convex


## La convexité confortable

### Pourquoi choisir entre ?


- Un confort optimal
- La pérennité de la peau péristomiale
- L'autonomie du patient
  - Une éducation facilitée



Dites NON à la pression avec le joint O'Convex !



- **3 positions d'accroche** de la ceinture sont disponibles



### • La convexité confortable

l'anneau de convexité **souple** permet de réduire les fuites pour les stomies légèrement invaginées ou planes.

**Confort** <sup>(1)</sup>  
**92%**  
de patients satisfaits

... alors que 70% des patients portaient habituellement des supports plans !

### • Le recueil sécurisé

la convexité **souple** et en **pente douce** pour une répartition optimale de la pression et **une tolérance cutanée préservée**.

**Sécurité** <sup>(1)</sup>  
**95%** des cas

le joint O'Convex a permis de **sécuriser le recueil**<sup>(1)</sup> ...sur 562 poches testées!

(1) Etude n° OPM-G-H-1501: Etude clinique pilote, interventionnelle, non comparative, multicentrique (9 centres en France) d'un appareillage 1-pièce convexe réalisée sur 40 patients entérostomisés - Données internes

L'anneau de convexité O'Convex assure un joint d'étanchéité autour de la stomie !

# Dites OUI à une nouvelle approche de l'appareillage 1-pièce

## POCHE VIDABLE ROLL'UP

### • Filtre Haute Performance

Filtre au charbon actif imprégné avec une membrane protectrice respirante

- Faible risque de ballonnement de la poche
- Pas de contact du charbon sur les vêtements



### • Fenêtre de vision QuickLook à double ouverture

Discrétion & confort

- Facilité de mise en place
- Vue sur la stomie à tout instant



Sûreté et confiance

- Vérification du niveau de remplissage de la poche à tout moment et en toute discrétion

### • Manchon simple et ergonomique

- Manipulation intuitive avec 4 plis
- Forme d'une poche fermée (manchon replié)
- Évacuation optimale : largeur de 7 cm
- Manipulation et nettoyage facilités grâce à la double barrette

## POCHE VIDANGEABLE URO

### • Sécuriser le recueil

Robinet sûr et facile à manipuler

- Système anti-goutte efficace, sans goutte résiduelle
- Position ouvert/fermé évidente
- Matériaux lisses et formes arrondies

Connecteur anti-torsion

- Facile à connecter et à retirer grâce au système à ailettes
- Sécurise la connexion grâce au clip de fermeture
- Évite les risques de torsion de la tubulure à la sortie de la poche



Fermé



Ouvert



Connecteur anti-torsion à ailettes

### • Gomme connue et reconnue

qui offre une protection cutanée renforcée

Tenue et résistance <sup>(2)</sup>

89% de patients satisfaits

(2) Enquête Post-Marketing Urostomie - Janvier à Août 2011 - 201 patients dont : Flexima® Uro Silk 130 patients - Flexima® Key Uro 22 patients

La solution 1-pièce : confort, facilité & sécurité



# Flexima® Active O'Convex



## FLEXIMA® ACTIVE O'CONVEX ROLL'UP - BOÎTE DE 10

Taille	∅ (mm)	Références	GTIN	Capacité*
Midi	15-45	⊖ 4622716FR	4046955574865	580ml
Maxi	15-45	⊖ 4622717FR	4046955574896	710ml
		○ 4621716FR	4046955574742	



## FLEXIMA® ACTIVE URO SILK O'CONVEX - BOÎTE DE 10

Taille	∅ (mm)	Références	GTIN	Capacité*
Midi	15-35	○ 4641715FR	4046955574926	300ml

## + Poches de recueil urinaire



Références	GTIN	Capacité*	Cdt
<b>B. Braun Uribag - Poche de 2L avec connecteur pré-monté</b>			
5071FR	4046955574971	± 2L	30
<b>Urimed® Tribag Plus - Poche de jambe de 800mL compartimentée</b>			
28306R	4046963493189	± 800 mL	30

\* selon la norme ISO 8670-2

Les produits des gammes Flexima®, Urimed® et B. Braun Uribag sont des dispositifs médicaux de classe I.

Appareillages pour patients stomisés.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et / ou sur l'étiquetage de chaque dispositif médical.

Produits pris en charge en ville uniquement et selon les conditions de remboursement inscrites au titre I de la Liste des Produits et des Prestations Remboursables prévue à l'article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour plus d'information, consultez le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr)

Flexima®, Urimed® et B. Braun Uribag sont fabriqués par B. BRAUN MEDICAL SAS.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels.

B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 rue armengaud, 92210 Saint-Cloud | FRANCE | SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856 | Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Edition 08/2019

