

Découvrez
nos engagements
pour un
monde
plus
durable

PRODUITS LÉGERS

Actreen® Hi-Lite Cath pèse seulement
9,7 g et Actreen® Hi-Lite Set 16 g !²

RÉDUCTION DES DÉCHETS

grâce à la faible densité du POBE
(comparé au PVC)

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

grâce au choix des matériaux : pas de rejet
de composant toxique lors de l'incinération

MOINS D'EMBALLAGES

comparé aux anciennes générations de
produit



Notre site de production
des sondes Actreen® est situé
en France, à Nogent-le-Rotrou
en Eure-et-Loir (28).

La gamme Actreen® Hi-Lite



TIEMANN 41 cm	CH	ø	Réf.	GTIN
	■ 08	2,7 mm	238108R	4046964137365
	■ 10	3,3 mm	238110R	4046964137488
	□ 12	4,0 mm	238112R	4046964137600
	■ 14	4,7 mm	238114R	4046964137723
	■ 16	5,3 mm	238116R	4046964137846
	■ 18	6,0 mm	238118R	4046964137969

NELATON 41 cm	CH	ø	Réf.	GTIN
	■ 08	2,7 mm	238208R	4046964138089
	■ 10	3,3 mm	238210R	4046964138201
	□ 12	4,0 mm	238212R	4046964138324
	■ 14	4,7 mm	238214R	4046964138447
	■ 16	5,3 mm	238216R	4046964138560
	■ 18	6,0 mm	238218R	4046964138683

NELATON 20 cm	CH	ø	Réf.	GTIN
	■ 06	2,0 mm	238306R	4046964138805
	■ 08	2,7 mm	238308R	4046964138928
	■ 10	3,3 mm	238310R	4046964139048
	□ 12	4,0 mm	238312R	4046964139161
	■ 14	4,7 mm	238314R	4046964139284
	■ 16	5,3 mm	238316R	4046964139406

TIEMANN 37 cm	CH	ø	Réf.	GTIN
	■ 10	3,3 mm	242110R	4046964802256
	□ 12	4,0 mm	242112R	4046964802379
	■ 14	4,7 mm	242114R	4046964802492
	■ 16	5,3 mm	242116R	4046964802614
	■ 18	6,0 mm	242118R	4046964802737

NELATON 37 cm	CH	ø	Réf.	GTIN
	■ 10	3,3 mm	242210R	4046964802973
	□ 12	4,0 mm	242212R	4046964803093
	■ 14	4,7 mm	242214R	4046964803215
	■ 16	5,3 mm	242216R	4046964803338
	■ 18	6,0 mm	242218R	4046964803451

¹ The Soap and Detergent Association. Glycerine : an overview. 1990.

² Qualitative environmental comparison between : Actreen® Hi-Lite and Mini ranges and the main european competitor catheters. EVEA. Juillet 2020.

³ Rew M. The use of Tiemann tip catheters for male intermittent self-catheterization. British Journal of Nursing. April 2018.

Actreen® Hi-Lite Cath et Actreen® Hi-Lite Set sont des dispositifs médicaux pour le sondage urinaire intermittent. Dispositifs médicaux de classe I stérile pris en charge en ville au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour les conditions de prise en charge, se reporter au site www.ameli.fr. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123).

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé.

Fabriqués par :
B. Braun Medical SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE

Tel. 01 41 10 53 00 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000€ | RCS Nanterre 562050856

ZG00347_20210517_20260517 Edition : Mai 2021



WWW.ACTREEN-BBRAUN.FR

La gamme Actreen® Hi-Lite
Sondes et sets pour sondage urinaire intermittent

Crédit photo : Adobe Stock

FOCUS
sur la norme
ISO 14001 SME

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ B. BRAUN MEDICAL

NOM :
PRÉNOM :
TÉL. :
EMAIL :

Le site de fabrication des sondes est certifié ISO 14001 Système de Management Environnemental depuis 2001. De nombreuses actions y ont été mises en place pour favoriser un développement durable.


Gamme Actreen® Hi-Lite

Découvrez ou redécouvrez nos solutions, pratiques en toutes circonstances

Points forts de la gamme ACTREEN® HI-LITE :

- Sonde stérile pré-lubrifiée avec un **lubrifiant hydrophile** à base d'eau et de glycérine.
- Disponible à la fois en cath et en set, pour **s'adapter aux besoins de chacun**, à domicile ou en déplacement !
- Même principe pour le cath et le set, pour une éducation à l'**autosondage simplifiée** !
- Sonde **prête à l'emploi** : pas de préparation, pas de temps d'attente !
- **Simple** d'utilisation.
- Produits légers.²

FACILITÉ D'OUVERTURE



2 ouvertures possibles qui s'adaptent à chaque utilisateur selon sa dextérité.

SÉCURITÉ DU PATIENT



Sonde stérile, en POBE (Poly Olefin Based Elastomer). Sans PVC et sans phtalates.

Lubrification hydrophile à base d'eau et de glycérine.¹

DEUX VERSIONS



Disponible en Nelaton (sonde droite) et Tiemann (béquillée à bout olivaire).

CONNECTEUR UNIVERSEL



Couleur caractéristique de chaque CH.

Actreen® Hi-Lite Cath

Discrétion

Les sondes se replient pour être glissées dans leur étui de transport présent dans chaque boîte.*



*Sauf CH18. Les sondes CH18 ne se replient pas. Valable pour Hi-Lite Cath et Hi-Lite Set.



Connecteur « easy grip »

Pour une prise en main facilitée, y compris les patients ayant une faible dextérité manuelle.

Facilité d'utilisation

Bords larges et onglet de préhension, pour une ouverture facilitée.



Sécurité d'emploi

Système "No Touch" en accordéon



ou système "No Touch" mobile



pour un sondage stérile.

Focus sur les sondes Tiemann³

- Sa forme courbée aide à passer les courbures de l'urètre plus facilement.
- Son extrémité olivaire aide à passer les obstacles rencontrés dans l'urètre.
- Elle est plus confortable, moins traumatique, et évite les fausses-routes.

Données issues d'une enquête auprès de 200 infirmier(ère)s spécialisé(e)s en urologie, menée au Royaume-Uni et en France en 2018.

Actreen® Hi-Lite Set

Facile à déployer

Il suffit de déchirer le sticker retenant la poche de recueil fermée.



Facile à vidanger

Design retravaillé avec un onglet de préhension pour faciliter la vidange.

La vidange est sûre grâce à la fente de sécurité située en regard : elle permet à la poche de ne pas se rompre durant la vidange.



Système tout-en-un

La sonde et la poche sont directement reliées.

Valve anti-reflux

Sur la poche de recueil, elle limite les risques de remontées d'urine vers la vessie en fin de sondage.

Elle évite également les fuites en cas de transport du set.

Poche de recueil

Poche transparente d'environ 1L sur fond blanc pour visualiser facilement les urines.



CATH : le guide d'insertion au niveau du connecteur permet de positionner correctement la sonde avant son insertion au niveau du méat urinaire.

SET : il suffit de tenir le connecteur de façon verticale, pointe Tiemann orientée vers le haut.