



Urimed® B'Bags

CONFIANCE & ADAPTABILITÉ POUR VOS PATIENTS

Poches de recueil des urines 2L

Urimed® B'Bags

Poches de recueil des urines de grande capacité : 2L

Leurs points forts :

- Sans latex
- Graduation*
- Espace de renseignement patient
- Connecteur universel
- Disponible en 2 tubulures : 90 cm et 120 cm

Maniabilité

Des oeillets sont présents pour fixer la poche sur un fauteuil ou un lit, grâce au support porte-poche présent dans chaque boîte.

Vidange aisée pour le patient

Grâce au bouchon en croix, la vidange peut se faire d'une seule main.

Hygiène

Le bouchon de vidange se rabat sur la poche pour limiter les risques de contamination.

Sécurité

Présence d'une valve anti-reflux pour éviter les retours d'urine vers la vessie.

Fonctionnel

Poignée porte-poche Urimed® Handle incluse dans chaque boîte.



DÉSIGNATION	CAPACITÉ	RÉFÉRENCE	GTIN	CDT	CODE LPPR FABRICANT	TARIF LPPR /PLV
URIMED® B'Bags 2L Tubulure de 90 cm	2L	29451R	4046964842689	30 unités + 1 poignée porte-poche	6156447	64,95 €
URIMED® B'Bags 2L Tubulure de 120 cm	2L	29452R	4046955068005	30 unités + 1 poignée porte-poche	6156447	64,95 €

*Quantification approximative des urines

Urimed® B' Bags et Urimed® Handle sont des dispositifs médicaux de classe I, pris en charge en ville au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123).

Pour les conditions de prise en charge au titre de la LPPR, se reporter au site internet : www.ameli.fr

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette. Document réservé aux professionnels de santé.

Fabriqués par : B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE | Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr Société par actions simplifiées au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

ZG00144_20200511_20250511 Edition : Mai 2020