

# CLIPS BULLDOG


AESCULAP®

CHIRURGIE MINI-INVASIVE




# CLIPS BULLDOG

AESCULAP®



Applicateurs




# NOTRE GAMME

Pince à poser/retirer les clips intestinaux et vasculaires. Pour clips droits et courbes.




Pince à poser/retirer les clips intestinaux et vasculaires. Pour clips droits uniquement.





# CLIPS BULLDOG AESCULAP®

Clips



# NOTRE GAMME

## Clip intestinal

PL541S



## Clip intestinal atraumatique de Meyer

Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
3.94 N	70 mm	droite	doré

## Clip endo vasculaires atraumatiques (temporaires) avec système de mors DE BAKEY

PL542S



## Les clips endo vasculaires à force de fermeture réduite sont marqués à l'extrémité (doré).

Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
2.45 N	25 mm	droite	doré

PL543S



Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
2.94 N	45 mm	droite	doré

PL544S



Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
3.43 N	25 mm	droite	-

PL545S



Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
4.41 N	45 mm	droite	-

# NOTRE GAMME

Clip endo vasculaires atraumatiques (temporaires)  
avec système de mors DE BAKEY

*Les clips endo vasculaires à force de fermeture  
réduite sont marqués à l'extrémité (doré).*

PL546S



Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
2.45 N	25 mm	courbe	doré

PL547S



Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
2.94 N	45 mm	courbe	doré

PL548S




Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
3.43 N	25 mm	courbe	-

PL549S



Force de Fermeture	Longueur mors	Géométrie mors	Code couleur
4.4 N	45 mm	courbe	-



Distribué par :

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Document réservé aux professionnels de santé - Document et photos non contractuels

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Clips Bulldog, clips endoscopiques et pinces. Dispositifs médicaux de classe I réutilisable. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123). Non pris en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette. Document réservé aux professionnels de santé.

Edition 03/2023