

Targon® Plaque FN

Solution conservatrice de la tête fémorale pour les fractures médiales et latérales du col du fémur



Caractéristiques techniques :

La plaque Targon® FN est en titane, une seule taille, que l'on associe à 3 ou 4 Telescrews et 2 vis de verrouillage.

Plaque fémorale Targon® Femoral Neck

Références	Désignation
K0802T	Plaque fémorale Targon® Femoral Neck 130°



Targon® Femoral Neck TeleScrew



Références	Désignation	Longueur totale
K0820T	Targon FN TeleScrew 70 + 10 mm	80 mm
K0822T	Targon FN TeleScrew 80 + 10 mm	90 mm
K0823T	Targon FN TeleScrew 85 + 10 mm	95 mm
K0824T	Targon FN TeleScrew 90 + 10 mm	100 mm
K0825T	Targon FN TeleScrew 95 + 10 mm	105 mm
K0826T	Targon FN TeleScrew 100 + 10 mm	110 mm
K0828T	Targon FN TeleScrew 110 + 10 mm	120 mm

Vis de verrouillage ø 4.5 mm



Référence	Longueur
KB336TS	Vis de verrouillage ø 4.5 x 36 mm
KB340TS	Vis de verrouillage ø 4.5 x 40 mm
KB344TS	Vis de verrouillage ø 4.5 x 44 mm
KB348TS	Vis de verrouillage ø 4.5 x 48 mm
KB352TS	Vis de verrouillage ø 4.5 x 52 mm
KB356TS	Vis de verrouillage ø 4.5 x 56 mm
KB360TS	Vis de verrouillage ø 4.5 x 60 mm



Notes :

Distribué par :

B. Braun Medical S.A.S | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France

Tél : 01 41 10 53 00 | Fax : 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Service commande Ludres | Tél : 03 88 57 40 00 | Fax : 03 83 57 41 23

Fabriqué par :

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Allemagne

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage avant utilisation.

Ed 08/2018.

HCH_20180818