

### Targon® PFT

Clou intramédullaire pour la stabilisation de fractures proximales du fémur



#### Caractéristiques techniques :

Le Targon PFT® est un clou en Titane de longueurs 175 mm, 220 mm jusqu'à 460 mm. Il se décline en 125°, 130° et 135° d'angle cervico-diaphysaire avec des diamètres de 10 et 12 mm.

## Clou Court, longueur 175 mm

Références	Angle	Diamètre
KF002T	125°	Diamètre 10 mm
KF012T	125°	Diamètre 12 mm
KF003T	130°	Diamètre 10 mm
KF013T	130°	Diamètre 12 mm
KF004T	135°	Diamètre 10 mm
KF014T	135°	Diamètre 12 mm

## Clou Standard, longueur 220 mm

Références	Angle	Diamètre
KF022T	125°	Diamètre 10 mm
KF032T	125°	Diamètre 12 mm
KF023T	130°	Diamètre 10 mm
KF033T	130°	Diamètre 12 mm
KF024T	135°	Diamètre 10 mm
KF034T	135°	Diamètre 12 mm



## TeleScrew



Références	Désignation	Longueur
KF221T	Targon PFT TeleScrew 70 + 5 mm	75 mm
KF222T	Targon PFT TeleScrew 75 + 5 mm	80 mm
KF223T	Targon PFT TeleScrew 80 + 5 mm	85 mm
KF224T	Targon PFT TeleScrew 85 + 5 mm	90 mm
KF225T	Targon PFT TeleScrew 90 + 5 mm	95 mm
KF226T	Targon PFT TeleScrew 95 + 5 mm	100 mm
KF227T	Targon PFT TeleScrew 100 + 5 mm	105 mm
KF228T	Targon PFT TeleScrew 105 + 5 mm	110 mm
KF229T	Targon PFT TeleScrew 110 + 5 mm	115 mm
KF230T	Targon PFT TeleScrew 115 + 5 mm	120 mm

Clou long/ côté droit  
125°, diamètre 10 mm

Références	Longueur
KF151T	260 mm
KF152T	300 mm
KF153T	340 mm
KF154T	380 mm
KF155T	420 mm
KF156T	460 mm

Clou long/ côté gauche  
125°, diamètre 10 mm

Références	Longueur
KF141T	260 mm
KF142T	300 mm
KF143T	340 mm
KF144T	380 mm
KF145T	420 mm
KF146T	460 mm

Clou long/ côté droit  
130°, diamètre 10 mm

Références	Longueur
KF171T	260 mm
KF172T	300 mm
KF173T	340 mm
KF174T	380 mm
KF175T	420 mm
KF176T	460 mm

Clou long/ côté gauche  
130°, diamètre 10 mm

Références	Longueur
KF161T	260 mm
KF162T	300 mm
KF163T	340 mm
KF164T	380 mm
KF165T	420 mm
KF166T	460 mm

Clou long/ côté droit  
130°, diamètre 12 mm

Références	Longueur
KF271T	260 mm
KF272T	300 mm
KF273T	340 mm
KF274T	380 mm
KF275T	420 mm
KF276T	460 mm

Clou long/ côté gauche  
130°, diamètre 12 mm

Références	Longueur
KF261T	260 mm
KF262T	300 mm
KF263T	340 mm
KF264T	380 mm
KF265T	420 mm
KF266T	460 mm





## Broche antirotation

Références	Longueur
KF202T	55 mm
KF203T	60 mm
KF204T	65 mm
KF205T	70 mm
KF206T	75 mm
KF207T	80 mm
KF208T	85 mm
KF209T	90 mm
KF210T	95 mm
KF211T	100 mm



## Vis de verrouillage

diamètre 4,5 mm

Références	Longueur
KB320TS	20 mm
KB324TS	24 mm
KB328TS	28 mm
KB332TS	32 mm
KB336TS	36 mm
KB340TS	40 mm
KB344TS	44 mm
KB348TS	48 mm
KB352TS	52 mm
KB356TS	56 mm
KB360TS	60 mm
KB364TS	64 mm
KB368TS	68 mm
KB372TS	72 mm
KB376TS	76 mm
KB380TS	80 mm



## Vis d'obturation

Référence	Longueur
KB200TS	-

Distribué par :

B. Braun Medical S.A.S | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France

Tél : 01 41 10 53 00 | Fax : 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Service commande Ludres | Tél : 03 88 57 40 00 | Fax : 03 83 57 41 23

Fabriqué par :

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Allemagne

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage avant utilisation.

Ed 08/2018