




Aesculap® Ecarteur d'organe interne

Catalogue

Aesculap® Ecarteur d'organe interne

PL593R	Clip atraumatique, mors triangulaire , force de fermeture 5.0N	
PL594R	Clip atraumatique, mors droit, force de fermeture 3.43 N	
PL595SU	Anneau en silicone stérile avec aiguille, pack de 12 pièces	

		Diamètre	Longueur
PL530R	Pince à poser/retirer clips Pour clips coudés et droits	12.5 mm	340 mm
			1/2
PL531R	Pince à poser/retirer clips Pour clips droits uniquement	12.5 mm	340 mm
			1/2

Distribué par :

B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt - France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par:

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | D 78532 Tuttlingen | Allemagne

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition 10/2017