



APPLICATEURS SLIM

S'UTILISE AVEC LES CLIPS POUR ANEVRISSME YASARGIL EN TITANE

APPLICATEURS SLIM

CARACTERISTIQUES PRODUIT

26% plus fins

L'extrémité de l'applicateur SLIM est 26% plus fine par rapport à celle de l'applicateur YASARGIL



VISIBLE

Revêtement Noir

Le revêtement Noir permet de réduire les reflets, notamment ceux causés par la lumière du microscope

PRISE EN MAIN



Loquet

Fermeture de l'applicateur amovible



Poignée

Design étudié du manche pour un bon maintien de l'applicateur



Nombreux angles

Large choix d'angle, pour trouver la meilleure approche en fonction de la position de l'anévrisme.

APPLICATEURS SLIM

PORTFOLIO



70 mm longueur utile, 200 mm longueur totale

		Standard	Mini
	Droit	FT531B	FT521B

90 mm longueur utile, 220 mm longueur totale

		Standard	Mini
	Droit	FT532B	FT522B
	15° Haut	FT533B	FT523B
	30° Haut	FT534B	FT524B
	15° Bas	FT535B	FT525B
	15° Droite	FT536B	FT526B
	15° Gauche	FT537B	FT527B

110 mm longueur utile 240 mm longueur totale


		Standard	Mini
	Droit	FT538B	FT528B



90 mm longueur utile, 220 mm longueur totale

		Standard	Mini
	Vario	FT530B (Clé d'ajustement incluse)	FT520B (Clé d'ajustement incluse)
 FT402800	Clé d'ajustement pour les applicateurs Vario, permet le réglage angulaire du pivot		

Un code couleur à l'intérieur de la poignée permet de différencier les applicateur de clip Standard et les applicateurs de Mini clip.



Code couleur bleu pour les applicateurs de clip Standard



Code couleur rouge pour les applicateurs de Mini clip

Distribué par: B. Braun Medical | 26, rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France | Tél : 01 41 10 53 00 | Fax: 01 41 10 53 99 | www.bbbraun.fr | Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par: Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Allemagne
| Tél : + 49 (0) 74 61 95-0 | Fax +49 (0) 74 61 95-26 00 | www.aesculap.com

Edition 09/2018

Applicateurs SLIM, dispositifs de classe III destinés à la pose des clips pour anévrisme Yasargil Titane. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD (CE 0123). Ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L165-1 du code de la sécurité sociale.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Les marques citées appartiennent à B. Braun Medical. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage avant utilisation.

NRC_20180903