

Endo-SPONGE®

Thérapie endoluminale par le vide

Description

L'Endo-SPONGE® est une méthode mini-invasive de traitement des fuites anastomotiques dans la région du bas rectum. La cavité est drainée par le système Endo-SPONGE® introduit par endoscopie et relié au dispositif de recueil Redyrob® TRANS PLUS.

Indications

- Fuite anastomotique consécutive à une chirurgie colorectale avec anastomose dans la région du petit bassin (position extrapéritonéale)
- Fistules du moignon de Hartmann dans la région du petit bassin (position extrapéritonéale)



Description du produit	Contenu par boîte	Référence
Endo-SPONGE®	1 set	5526530
Endo-SPONGE®	5 sets	5526520
Endo-SPONGE®	10 sets	5526510
Redyrob® TRANS PLUS	10 unités	5526604

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 04.2019