

# MonoMax<sup>®</sup>

Monofilament synthétique résorbable à très long terme

## Description


MonoMax<sup>®</sup> est un monofilament synthétique résorbable à très long terme, composé de Poly-4-hydroxybutyrate. Grâce à son profil de dégradation, MonoMax<sup>®</sup> fournit un soutien à la plaie tout au long du processus de cicatrisation de la paroi abdominale.

## Propriétés

- Conserve 40% de sa résistance initiale après 112 jours
- Résorption complète entre 13 et plus de 36 mois

## Indication

- Fermeture de la paroi abdominale











### Aperçu produit :

Structure	Monofilament
Couleur	Violet
Composition chimique	Poly-4-hydroxybutyrate
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 2/0 (Déc. 3), USP 0 (Déc. 3,5) et USP 1 (Déc. 4)
Résorption	Par hydrolyse (réaction enzymatique)
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène

# MonoMax<sup>®</sup>

Combinaison fil-aiguille










Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 26	90 Violet					B0041258			
 HR 30	90 Violet					*B0041278		*B0041280	
 HR 37	90 Violet						B0041024	B0041025	
 HR 40	70 90 Violet					B0041057	B0041066	B0041067	
 HR 40s	150 Violet						B0041076	B0041077	
 HR 48	90 Violet						B0041137	B0041138	
 HR 48	150 Violet						B0041118	B0041119	
 HR 65	150 Violet						B0041147	B0041148	

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# MonoMax<sup>®</sup>

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Aiguille ronde pointe diamant 1/2 cercle										
 HRT 40 ⊕ Boucle	70 Violet								*B0041344	
 HRT 40s ⊕ Boucle	150 Violet					B0041184	B0041185			
 HRT 43s ⊕ Boucle	90 Violet							B0041212		
 HRT 43s ⊕ Boucle	150 Violet							B0041203		
 HRT 48 ⊕ Boucle	90 Violet					B0041240	B0041241			
 HRT 48 ⊕ Boucle	150 Violet					B0041221	B0041222			
Aiguille ronde pointe mousse 1/2 cercle										
 HRN 50 ○ Boucle	150 Violet							B0041166		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------