

MonoMax[®]

Monofilament synthétique résorbable à très long terme

Description

MonoMax[®] est un monofilament synthétique résorbable à très long terme, composé de Poly-4-hydroxybutyrate. Grâce à son profil de dégradation, MonoMax[®] fournit un soutien à la plaie tout au long du processus de cicatrisation de la paroi abdominale.

Propriétés

- Conserve 40% de sa résistance initiale après 112 jours
- Résorption complète entre 13 et plus de 36 mois

Indication

- Fermeture de la paroi abdominale



Aperçu produit :

Structure	Monofilament
Couleur	Violet
Composition chimique	Poly-4-hydroxybutyrate
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 2/0 (Déc. 3), USP 0 (Déc. 3,5) et USP 1 (Déc. 4)
Résorption	Par hydrolyse (réaction enzymatique)
Stérilisation	Oxyde d'Éthylène

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 04.2024

SUT_20210613

MonoMax[®]

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Aiguille ronde 1/2 cercle										
 HR 26	90 Violet					B0041258				
 HR 26	150 Violet					B0041444				
 HR 30	90 Violet					*B0041278		*B0041280		
 HR 30	150 Violet						B0041455			
 HR 37	90 Violet						B0041024	B0041025		
 HR 40	70 90 Violet					B0041057	B0041066	B0041067		
 HR 40s	150 Violet						B0041076	B0041077		
 HR 48	90 Violet						B0041137	B0041138		
 HR 48	150 Violet						B0041118	B0041119		
 HR 65	150 Violet						B0041147	B0041148		

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

MonoMax[®]

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Aiguille ronde pointe diamant 1/2 cercle										
 HRT 40 ⊕ Boucle	70 Violet									*B0041344
 HRT 40s ⊕	150 Violet					B0041184	B0041185			
 HRT 43s ⊕ Boucle	90 Violet									B0041212
 HRT 43s ⊕	150 Violet									B0041203
 HRT 48 ⊕	90 Violet					B0041240	B0041241			
 HRT 48 ⊕ Boucle	150 Violet					B0041221	B0041222			
Aiguille ronde pointe mousse 1/2 cercle										
 HRN 50 ○ Boucle	150 Violet									B0041166

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

MonoMax[®]

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Aiguille ronde pointe diamant 1/2 cercle										
 JRC 30s	70									
	Violet							B0041560		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.