

# Monosyn® Quick

Monofilament synthétique résorbable à court terme

## Description

Monosyn® Quick est un monofilament synthétique résorbable à court terme composé de glyconate, disponible en incolore. Monosyn® Quick est indiqué dans le rapprochement des tissus mous à cicatrisation rapide.

## Propriétés

- Conserve 70 à 80 % de sa résistance initiale après 5 jours
- Résorption complète en 56 jours

## Indications

- Pédiatrie
- Gynécologie / obstétrique
- Urologie
- Maxillo-faciale et ORL
- Sutures dermiques










## Aperçu produit :

Structure	Monofilament
Couleur	Incolore
Composition chimique	Glyconate (72% glycolide, 14% carbonate de triméthylène, 14% e-caprolactone)
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 6/0 (Déc. 0,7) à USP 1 (Déc. 4)
Résorption	Résorption par hydrolyse
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène

# Monosyn<sup>®</sup> Quick

Combinaison fil-aiguille













Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 17	70 Incolore		C0025051	C0025052	C0025053				
 HR 22	45 Incolore				C0025160				
 HR 26	70 Incolore			C0025057	C0025058	C0025059			
 HR 37s	70 Incolore				C0025064	C0025065	C0025066	C0025067	
 HR 48	90 Incolore						C0025087	C0025088	
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HRT 37	90 Incolore						C0025091	C0025092	C0025093
 HRT 43	90 Incolore							C0025284	C0025285

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# Monosyn<sup>®</sup> Quick

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
 HS 23	45 Incolore			C0025388	C0025389				
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 DS 16	70 Incolore		C0025331	C0025332	C0025333				
 DS 19	70 Incolore	C0025005	C0025006	C0025007	C0025008				
 DS 24	70 Incolore			C0025011	C0025012	C0025013	C0025342		
 DS 30	70 Incolore				C0025014	C0025015			
Aiguille triangulaire pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 DSMP 11	45 Incolore	C0025020	C0025021						
 DSMP 13	45 Incolore	C0025023	C0025024	C0025025					
 DSMP 16	45 Incolore		C0025028	C0025029	C0025030				
 DSMP 19	70 Incolore			C0025036	C0025037	C0025038			
 DSMP 24	70 Incolore			C0025042	C0025043	C0025044			

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT\_20210613