

# Optilene®

Monofilament synthétique non résorbable de polypropylène et polyéthylène

## Description

Optilene® est un monofilament non résorbable de polypropylène et polyéthylène, disponible en bleu pour améliorer la visibilité. Optilene® présente la particularité d'être disponible en conditionnement LongPack et RacePack®, et équipé pour certaines références de pledgets PremiPatch® en PTFE.

## Indications
















- Chirurgie cardio-vasculaire
- Neurochirurgie
- Ophtalmologie
- Microchirurgie
- Approximation des tissus mous




Aperçu Produit :	
Structure	Monofilament
Couleur	Bleu
Composition chimique	Polypropylène et polyéthylène
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 10/0 (Déc. 0.2) à USP 2 (Déc. 5)
Résorption	Non résorbable
Sterilisation	Oxyde d'éthylène

# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille

Aiguille		Fil		USP métrique						
longueur mm	diamètre microns	longueur cm	couleur	10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)
Aiguille ronde de microchirurgie 3/8 cercle										
DRm 4 	135*	70µm	10 Bleu	G3090781*						
DRm 5 	135*	100µm	15 Bleu	G3090782						
2xDRm 5 	135*	100µm	45 Bleu		G3090482					
DRm 6 	135*	 140µm	15 45 Bleu		G3090783			*G3090883		
2xDRm 6 	135*	 140µm	45 Bleu			G3090780				
DRm 8 	135*	 140µm	15 45 Bleu					*G3090753		
2xDRm 8 	135*	 140µm	60 Bleu			G3090758				
2xDRm 10b 		 200µm	45 Bleu					*G3090610	*G3095149	
DRm 10b 	135*	 200µm	75 Bleu					*G3090784	*G3090785	

 Conditionnement RacePack®




 Conditionnement LongPack





\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# Optilene®


## Combinaison fil-aiguille

Aiguille			Fil	USP métrique						
longueur mm	angle	diamètre microns	longueur cm couleur	10/0 (0.2)	9/0 (0.3)	8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)
Aiguille spatulée droite de microchirurgie										
<b>2xGLm 16</b>		150µm	23 Bleu	*G3095480	*G3095481					
Aiguille ronde 1/2 cercle										
<b>2xHR 10</b>			75 Bleu				C3097867	C3097868	*C3090869	
			60 Bleu						*C3095950	
<b>2xHR 13</b>			75 Bleu				*C3097060	C3090953	C3090954	
										

Aiguille			Fil	USP métrique						
longueur mm			longueur cm couleur	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) droite										
	<b>GS 51</b>		75 Bleu					*C3090284	*C3090285	
	<b>GS 60</b>		75 Bleu						C3090266	*C3090267
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) avec pointe de précision 3/8 cercle										
	<b>DSMP 11</b>		75 Bleu	*C3090406	*C3090407					
	<b>DSMP 13</b>		75 Bleu			*C3090409	*C3090410			










\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.








 Conditionnement RacePack®

 Conditionnement LongPack


# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
Aiguille ronde 1/2 cercle								
	 75 Bleu		C3090501	C3090503	C3090502			
	*C3090898 90 Bleu	C3090901	C3090902	C3090903	*C3090900			
	  90 Bleu			*C3090837				
	  90 Bleu			*C3095327				
 	 90 Bleu		*C3095660	*C3095643				

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
Aiguille ronde 1/2 cercle								
	 90 Bleu			C3090976	C3090977	C3090978		
	*C3090876 120 Bleu			*C3090876				
	  90 Bleu				*C3090979			
	  90 Bleu				*C3095336			
	 2 x 90 Bleu				*G3095620			

 Conditionnement RacePack®











 Conditionnement LongPack

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.



# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille















Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 		75		C3090906	C3090707	C3090708	C3090087		
		90		*C3090905	C3090907	C3090908			
		120 Bleu			*C3095709	C3090709	*C3095710		
	  Pledgets 6x3mm durs	90 Bleu			C3090910	*C3090838			
	  Pledgets 6x3mm souples	90 Bleu			*C3095347				
 		75			C3090040	C3090041	C3090042	C3090043	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------


# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
Aiguille ronde 1/2 cercle								
 HR 30 	 75 Bleu				*C3090046			
	 75 Bleu						C3090047	C3090048
 2xHR 30 	 90 Bleu				C3090001	C3090002		
 HR 37 	 75 Bleu					C3090051	C3090052	C3090053
 2xHR 37  	 90 Bleu				C3090942	C3090943	*C3095054	


\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.




 Conditionnement  
RacePack®

 Conditionnement  
LongPack

# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
Aiguille ronde 1/2 cercle								
 HR 40s Easyslide	75				*C3090033	C3090199	C3090200	
	Bleu							




Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
Aiguille ronde 3/8 cercle								
 DR 6 CVPass	45	*C3097110						
	Bleu							
 2xDR 6 CVPass	45	C3097880						
	60	C3097712	*C3097015					
	Bleu							
	2 x 45	G3097841						
 Easyslide	60	C3095669						
	Bleu							







\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# Optilene®


## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
Aiguille ronde 3/8 cercle								
 		45	*C3097703	*C3097685	*C3097686	*C3097684		
		60	C3097887	C3097888	C3097889			
		75	C3097004	C3097885	C3097886			
		Bleu						

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
Aiguille ronde 3/8 cercle								
 		60		C3097714	C3097715	*C3097522		
		75		C3097914	C3097915	C3097913		
		Bleu						
	 	75				*C3097306		
		Bleu						
		75				*C3095679		
		75						
	Bleu							








\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

 Conditionnement RacePack®

 Conditionnement LongPack


# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
Aiguille ronde 3/8 cercle								
 <b>2xDR 13</b>	60		*C3097894	C3097895	*C3097896			
	75		*C3097905	C3097906	C3097907	*C3095908		
 	75				*C3098173			
 <b>2xDR 13b</b>	60			*C3097926	C3097609			
	75			C3097191	C3097547			
	Bleu							
 <b>2xDR 13</b>	75			*C3095667	*C3095687			
	Bleu							
								

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.













 Conditionnement RacePack®

 Conditionnement LongPack

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille




Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	
Aiguille ronde 3/8 cercle									
  <b>DR 18</b>	 75  Bleu				*C3090119	C3090120	*C3095057		
  <b>2xDR 18</b>	 75 90 120  Bleu				C3090719	*C3090720			
									*C3095092
  <b>2xDR 22</b>	 75 90 120  Bleu					*C3090722	*C3090723	*C3090721	
							*C3090821	*C3090822	*C3090823
								*C3095114	
  <b>2xDR 26</b>	 75  Bleu						*C3090724	*C3090725	









\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

# Optilene®


## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
Aiguille ronde 5/8 cercle								
 	 75 Bleu						*C3095360	*C3090066

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle								
 	 75 Bleu				*C3090472	*C3090473	C3090474	*C3095796
 	 75 90 120 Bleu				*C3095771	C3090820	*C3095140	
		  90 Bleu				*C3095377		
















\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

 Conditionnement RacePack®

 Conditionnement LongPack

# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle								
<b>2xDRC 6</b>   	45	*C3097209						
	60	*C3097246						
	Bleu							
<b>2xDRC 8</b>   	45	*C3097211	*C3097231					
	60	*C3097025	C3097046					
	2 x 60	*G3097178	*G3097179					
<b>DRC 10</b>   	75			C3097539				
	Bleu							
<b>2xDRC 10</b>   	45		*C3097548	*C3097553				
	60			*C3097543				
	75		C3097545	C3097546				
	Bleu							
<b>2xDRC 10b</b>   	60	*C3097462		C3097578				
	Bleu							






















\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------



# Optilene®





## Combinaison fil-aiguille









Aiguille longueur mm		Fil longueur cm couleur	USP métrique						
			8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle									
	<b>DRC 13</b> 		75				*C3097144	*C3097145	*C3095531
			Bleu						
	<b>2xDRC 13</b> 		60				C3097271		
			75		*C3097301	C3097175	C3097141	*C3096165	
	<b>2xDRC 13b</b> 		75				*C3095673	*C3095671	
			Bleu						
	<b>2xDRC 13b</b> 		75				*C3097836	*C3097315	
			Bleu						
	<b>DRC 15</b> 		75				*C3095520	*C3095523	
			Bleu						
	<b>2xDRC 15</b> 		75				*C3095559	*C3095756	
			Bleu						
	<b>2xDRC 18</b> 		75				*C3095194	*C3095195	
			90				*C3090525	*C3090526	*C3090527
			Bleu						

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.


# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		8/0 (0.4)	7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle								
 2xDRC 22 	90					*C3090535	*C3090536	
	120					*C3095564		
	Bleu							
 2xDRC 26 	75					*C3095631	*C3095634	
	120					*C3095629	*C3095632	*C3095612
	Bleu							

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle								
 HS 21 	75				*C3090460	*C3090461		
	Bleu							
 HS 26 	75					*C3090269	*C3090270	*C3090271
	Bleu							
 HS 30 	75					*C3090274	*C3090275	*C3090276
	Bleu							
 HS 37 	75						*C3090279	*C3090280
	Bleu							










 Conditionnement RacePack®







 Conditionnement LongPack

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Optilene®

## Combinaison fil-aiguille













Aiguille		Fil	USP métrique						
longueur mm	longueur cm couleur		6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
	DS 12 		45 Bleu	*C3090206	*C3090207	*C3090208	*C3090205		
	DS 16 		75 Bleu		*C3090512	*C3090513	C3090514		
	DS 19 		75 Bleu		*C3090519	C3090520	C3090521	*C3095522	







Aiguille		Fil	USP métrique						
longueur mm	longueur cm couleur		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
	DS 24 		75 Bleu			C3090235	C3090236	*C3090237	C3090238
	DS 30 		75 Bleu		*C3090245	C3090246	C3090247	C3090248	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Optilene®


## Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
<b>Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) droite</b>								
 <b>GS 51</b> 	 75 Bleu					*C3090284	*C3090285	
 <b>GS 60</b> 	 75 Bleu						C3090266	*C3090267
<b>Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) avec pointe de précision 3/8 cercle</b>								
 <b>DSMP 11</b> 	 75 Bleu	*C3090406	*C3090407					
 <b>DSMP 13</b> 	 75 Bleu			*C3090409	*C3090410			

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		7/0 (0.5)	6/0 (0.7)	5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)
<b>Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) avec pointe de précision 3/8 cercle</b>								
 <b>DSMP 16</b> 	 75 Bleu		*C3090428	*C3090429	*C3090427			
 <b>DSMP 19</b> 	 75 Bleu			*C3090672	C3090673	C3090674		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

 Conditionnement RacePack®

 Conditionnement LongPack

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT\_20210613