

PremiCron®

Tresse synthétique non résorbable de polyester
enduit

Description

PremiCron® est une tresse synthétique non résorbable de Polyester. Les sutures PremiCron® sont enduites avec du silicone.


Disponible en sachets individuels (1, 2 sutures) ou Multipacks (4, 8 sutures) en blanc ou vert.

■ Disponible sur des aiguilles : CV Pass et CV Pass Easyblack




Indications

- Chirurgie cardiaque (Remplacement des valves cardiaques)
- Chirurgie générale
- Chirurgie vasculaire



Aperçu Produit :

Structure	Tresse 
Couleur	Vert ou blanc
Composition chimique	Polyester
Enduction	Silicone
Origine	Synthétique
Calibres	USP 6/0 (Déc. 0,7) à USP 5 (Déc. 7)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Irradiation Gamma Oxyde d'Ethylène (combinaisons avec pledgets PTFE)

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille			Fil	USP métrique							
longueur mm	angle	diamètre microns		longueur cm	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille spatulée micropointe 1/4 cercle											
	2xVLM 8 	90°	330 µ	45 Blanc		G0027115					
Aiguille ronde 1/2 cercle											
	HR 17 			75 Vert		C0026003	C0026004	C0026005	C0026006		
				75 90 Vert		C2026903	C2026804 C2026904	C2026905	C2026806 C2026906		
	2xHR 17 			75 Blanc					C2027457		
				8 x 75 V/B					M0027775		
			 Pledgets 6x3 mm durs	8 x 75 V/B					M0027776		
	HR 22 			75 Vert		C0026024	C0026025	C0026026			

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille













Aiguille		Fil longueur cm couleur	USP métrique						
longueur mm			6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 	90 Vert				C2026730	C2026731	C2026732		
	75 Vert				C2026735		C2026733		
	8 x 75 V/B						M0027705		
Aiguille ronde 1/2 cercle									
Aiguille		Fil longueur cm couleur	USP métrique						
longueur mm			5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 	75 120 Vert		C0026014	C0026015 C0026002	C0026016	C0026017 C0026001	C0026018		
	75 90 Vert			C2026814	C2026738 C2026815	C2026739 C2026816	C2026817		
	75 90 Blanc					C2027839 C2027816	C2027817		
 	90 Blanc				C2027306				
	8 x 75 8 x 90 V/B					M0027713 M0027715			
	8 x 75 8 x 90 V/B					M0027716 M0027717			
	8 x 75 V/B					M0027766			

V/B = vert/blanc

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille













Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		3/0 2	2/0 3	2,5	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 26s 	75 Vert		C0026052			C0026051			
 HR 30 	75 Vert	C0026056	C0026057		C0026058	C0026059	C0026145		
 HR 37 	75 Vert		C0026036		C0026037	C0026038	C0026039		
 HR 37s 	75 Vert				C0026067	C0026068			
 HR 40 	75 Vert		C0026072					B0026425	

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille		Fil longueur cm couleur	USP métrique							
longueur mm			3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7	
Aiguille ronde 1/2 cercle										
		75					C0026080	B0026182		
		Vert								
		75							B0027082	
		Blanc								
Aiguille		Fil longueur cm couleur	USP métrique							
longueur mm			7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	
Aiguille ronde 3/8 cercle										
		45				C0026121				
		Vert								
		75		C2026852	C2026853	C2026854				
		Vert								
		75			C2027853	C2027854				
		Blanc								
		75				*C0026130	*C0026131			
		Vert								
		75				*C0026104	*C0026105			
		Vert								

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille


















Aiguille		Fil	USP métrique						
			6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
longueur mm		longueur cm couleur							
Aiguille ronde 3/8 cercle									
		Pledgets 6x3 mm durs	75 V/B					*M0027671	
			75 90 Vert			C2026864	C2026865 C2026858	*C2026883	
			8 x 90 V/B					M0027769	
			75 Vert				C0026226	C0026227	C0026228
			75 Vert				*C2026116		
			75 Vert				*C0026136	C0026137	
			90 Vert					C2026873	
			75 Vert				C0026141	C0026142	C0026238 *C0026239

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille

Aiguille		Fil	USP métrique						
longueur mm		longueur cm couleur	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
Aiguille ronde droite									
	GR 19 	75 Vert		C0026113					
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle									
	 Pledgets 3x3 mm souples	75 Vert					C2026560		
	 Pledgets 3x3 mm durs	90 Blanc					*C2027316		
	  Pledgets 3x3 mm durs	8 x 75 V/B					M0027738		
	  Pledgets 3x3 mm souples	4 x 75 V/B					*M0027824		
	  Pledgets 3x3 mm souples	8 x 75 V/B					*M0027819		
		75 Vert					C2026250		
		90 Vert	*C2026456	*C2026304					
		75 Blanc					C2027656		
		75 Vert					C2026563		
	 Pledgets 6x3 mm durs	90 Vert					*C2026308		
		8 x 75 V/B					M0027723		
	  Pledgets 3x3 mm souples	8 x 75 V/B					M0027722		

V/B = vert/blanc

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille














Aiguille		Fil	USP métrique							
			5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5	
longueur mm		longueur cm couleur								
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle										
 	 Pledgets 6x3 mm durs	Multi pack	4 x 75 V/B				M0027628	M0027579		
		Multi pack	8 x 75 V/B				*M0027128			
		Multi pack	4 x 90 V/B					*M0027975		
	 Pledgets 6x3 mm souples	Multi pack	8 x 90 V/B				M0027863			
		Multi pack	4 x 75 V/B				*M0027813			
		Multi pack	8 x 75 V/B				M0027811			
 	 Pledgets 6x3 mm souples		75 Vert				*C2026585			
		Multi pack	8 x 75 V/B				*M0027102			
	 Pledgets 6x3 mm durs	Multi pack	8 x 75 V/B				*M0027100			
		Multi pack	4 x 90 V/B				M0027004			
	 Pledgets 6x3 mm durs		90 Vert					*C0026321		
Multi pack		4 x 90 V/B						*M0027619		
 	 Pledgets 6x3 mm durs	Multi pack	4 x 90 V/B							

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5	
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle									
 	75			C0026301	C0026302	C0026459			
	Vert								
 	75			*C2026215	*C2026316				
	90			C2026312		C2026419			
	Vert								
	 Pledgets 6x3 mm souples	75 cm				C2026594	C0026162		
	Vert								
	 Pledgets 6x3 mm souples	90					*C0026165		
	Vert								
 4 x 75 8 X 75 V/B					M0027371 M0027791				
  Pledgets 6x3 mm durs	4 X 75 8 x 75 8 x 90 V/B				M0027543 M0027792 M0027660				
 Pledgets 6x3 mm durs	75				C2026319				
Vert									
	75					C0026478		C0026216	
Vert									

PremiCron®





Combinaison fil-aiguille







Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle								
 	 4 x 75 V/B					*M0027601		
	 8 x 75 V/B					*M0027311		
	 8 x 90 V/B					*M0027941		
	 4 x 75 V/B Pledgets 3x3 mm durs					*M0027600		
	 8 x 75 V/B Pledgets 3x3 mm durs					*M0027310		
	 8 x 90 V/B Pledgets 6x3 mm durs					*M0027519		
	 4 x 90 V/B Pledgets 6x3 mm souples					*M0027647		
	 8 x 75 V/B Pledgets 6x3 mm souples					*M0027312		
	 8 x 90 V/B Pledgets 6x3 mm souples					*M0027935		
	 	75 Vert				C2026465	*C2026466	

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille 

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle								
 DRC 18 	75 Vert			C0026364	C0026274			
2xDRC 26 	 Pledgets 6x3 mm durs	90 Vert				C0026410		

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde micropointe crochet								
 JRC 30s 	75 Vert							C0026987
Aiguille ronde micropointe composite								
 PRC 24 	120 Vert					C0026102	C0026099	

V/B = vert/blanc

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille	Fil	USP métrique						
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille ronde pointe diamant 1/2 cercle								
 	90 Vert							
	75 Vert					C2026427		
	8 x 75 V/B			M0027798				
 	75							
	90					*C2026443		
	Vert							

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

PremiCron®




Combinaison fil-aiguille



PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille	Fil	USP métrique						
		6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
longueur mm	longueur cm couleur	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4
Aiguille ronde pointe diamant 3/8 cercle								
  	90 Vert					*C2026491		
	8 x 90 V/B					M0027773		

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille	Fil	USP métrique						
		6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
longueur mm	longueur cm couleur	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4

Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle

	HS 15 	45 75 Vert			C0026197	C0026342		
	HS 21 	45 75 Vert			C0026199	C0026200 * C0026365	*C0026367	
	HS 23 	45 Vert				C0026202		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		4/0 1.5.7	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle								
HS 23ss 	75 Vert				*C0026403	C0026404	*C0026405	
HS 26 	75 Vert		C0026420	C0026421	C0026423			
HS 30 	75 Vert			C0026541	C0026542	C0026543	C0026544	B0026545
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle								
HS 37 	75 Vert			C0026471	C0026472	C0026473		
HS 37s 	75 Vert			C0026467	C0026468	C0026469		

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle								
HS 40 	75 Vert				C0026479	*C0026480	B0026481	B0026482
HS 40s 	75 Vert					C0026390		
HS 48 	75 Vert				C0026375	B0026376	B0026377	B0026399
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle								
DS 12 	45 Vert	C0026171	C0026172	C0026173				
DS 16 	45 75 Vert		C0026176	C0026177 C0026245				
DS 19 	45 75 Vert			C0026552 C0026231	C0026553 C0026232	C0026554 C0026233		*C0026235
DS 24 	75 Vert			C0026514	C0026515	C0026516	C0026517	C0026518

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

V/B = vert/blanc

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7

Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle

DS 30 	75 Vert		C0026531	C0026532	C0026533	C0026534		
DS 35 	75 Vert		*C0026281	C0026282	C0026283	C0026284		
DS 39 	75 Vert		C0026329	C0026330	C0026331	C0026332		
DS 48 	75 Vert					B0026355		

Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) droite

GS 51 	75 Vert	C0026505	C0026506	C0026507	C0026508	B0026509		
GS 60 	75 Vert		C0026315					
GS 65 	75 Vert		C0026287	C0026288	C0026289			

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique						
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4

Aiguille triangulaire avec pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle

2xDSMP 7 	45 Blanc	*C0027074						
2xDSMP 11 	45 Blanc		C0027031					

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

PremiCron®

Combinaison fil-aiguille



	Fil longueur cm	USP métrique								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 1	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Sutures pré-coupées – Brins										
10 fils de 45 cm	10 x 45 Vert		C0120006	C0120007	C0120008	B0120009	B0120010			
10 fils de 75 cm	10 x 75 Vert				C0120021					
	Fil longueur cm	USP métrique								
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 1	0 3,5	1 4	2 5	3 6	
Bobines										
1 fil de 250 cm	250 Vert		G0120056	G0120060	G0120061	G0120062	G0120063	G0120064	G0120065	
	Fil longueur cm	USP métrique								
		4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7	
Bobines										
1 fil de 250 cm	250 Vert								G0120067	

PremiPatch® PTFE pledget

Description du produit	Contenu par boîte	Référence
 Pledget Dur 3 x 3 x 1.5 mm	6	C0027996

V/B = vert/blanc

V/B = vert/blanc

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT_20210613