

# Premilene® Mesh Plug


Implant en polypropylène auto-expansif pour la réparation des hernies inguinales par la technique du plug

## Description

Premilene® Mesh Plug est un implant composé de monofilaments de polypropylène conçu pour la réparation des hernies primaires ou récidivantes.

## Indication

- Réparation des hernies inguinales ouvertes (techniques de Rutkow-Robbins)



## Premilene® Mesh Plug

### Caractéristiques du produit

Composition chimique	Polypropylène
Structure	Monofilament tricoté
Couleur	Blanc / transparent
Type de résorption	Non résorbable
Poids	82 g/m <sup>2</sup>
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Taille des pores	0,8 mm

# Premilene® Mesh Plug

Implant en polypropylène auto-expansif pour la réparation des hernies inguinales par la technique du plug

Plug	Hauteur du plug	Taille	Unités par boîte	Référence	Forme
Petit	2,5 cm	5 x 10 cm	1 pièce	1064605UNI	<p>Plug plat      Plug formé</p> <p>Onlay</p>
Moyen	3,25 cm	5 x 10 cm	1 pièce	1064615UNI	
Grand	3,75 cm	5 x 10 cm	1 pièce	1064625UNI	
Très grand	4,5 cm	5 x 10 cm	1 pièce	1064635UNI	