

Histoacryl® et Histoacryl® Flexible

Colle tissulaire

Description

Une alternative aux techniques traditionnelles de suture cutanée s'offre aux chirurgiens : la colle tissulaire.

La colle tissulaire Histoacryl® est composée de monomères de n-butyl-2-cyanoacrylate qui polymérisent rapidement au contact des fluides tissulaires. Histoacryl® est disponible en deux coloris : la version transparente, particulièrement indiquée pour les applications sur le visage, et la version bleue, qui permet un contrôle visuel simple de la quantité appliquée.

La formation de varices œsophagiennes et du fundus de l'estomac est une conséquence fréquente et dangereuse de l'hypertension portale. Une sclérothérapie efficace de ces varices est possible avec Histoacryl®. Elle peut s'employer aussi bien sur les varices hémorragiques que sur les varices non hémorragiques. Il est possible de conjuguer un traitement avec Histoacryl® et une sclérothérapie conventionnelle.

Maintenir ou rétablir l'intégrité de la paroi abdominale mais aussi réduire les complications est aujourd'hui un des objectifs majeurs de la chirurgie herniaire. Dans la cure de hernies inguinales plus particulièrement, la méthode de fixation des renforts de paroi a une grande importance et des progrès ont été réalisés dans ce domaine. Il est d'ailleurs possible d'utiliser Histoacryl® pour fixer les renforts de paroi en chirurgie herniaire.



Indications

- Fermeture des plaies cutanées mineures sans suture
- Fermeture de la peau dans le cas d'incisions endoscopiques
- Sclérothérapie des grandes varices œsophagiennes et du fundus de l'estomac
- Fixation des implants de réparation des hernies en particulier en chirurgie inguinale
- Barrière microbiologique pour la fermeture de plaies cutanées

Description	Couleur	Conditionnement	Code
Histoacryl®	Bleu	5 x 0.5 ml	1050052
Histoacryl®	Bleu	10 x 0.5 ml	1050044
Histoacryl® L	Incolore	5 x 0.5 ml	1050060
Histoacryl® L	Incolore	10 x 0.5 ml	1050071
Histoacryl® Flexible + embout applicateur	Bleu	5 x 0.5 ml	1051250P
Histoacryl® Flexible + embout applicateur	Bleu	10 x 0.5 ml	1051260P
Histoacryl® Pro-Set OFX + applicateur voie ouverte	Bleu	2 x 0.5 ml	1052007

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Document et photo non contractuels.

Distribué par :

B. Braun Medical SAS | Direction Hôpital | 204, avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt

Tel : 01 41 10 53 00 | Fax : 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

B. Braun Medical S.A.S. au capital de 31 000 000 euros RCS NANTERRE 562 050 856

Fabriqué par :

B. Braun Surgical SA | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí | Espagne.


B. Braun Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Allemagne.

Synthesia AS | Semtin 103 | 53002 Pardubice | République Tchèque

Réf. 301172P_20140219_20190219 - Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Impression : Impritexte

Edition 04.2014

 Imprimé sur papier issu de forêt éco-gérée



Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.