

<p>2.6</p>	<p>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) : peut être relié au point 8 : selon fiche technique. Eléments à préciser : Descriptif standardisé par dénomination commune quand il existe dans la base de données. Trousse : Non Insertion photos : relié au point 9 Clip de Raney</p>  <p>Pince de pose/extraction</p> 													
<p>2.7</p>	<p>Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique</p> <p>Pour chaque référence préciser :</p> <p>REFERENCE : FF015P</p> <p>Conditionnement / emballages :</p> <p>UCD (Unité de Commande) :</p> <table border="1" data-bbox="938 1317 1168 1370"> <tr> <td>1</td> <td>boite</td> </tr> </table> <p>CDT (Multiple de l'UCD) :</p> <table border="1" data-bbox="938 1370 1168 1424"> <tr> <td>20</td> <td>barettes</td> </tr> </table> <p>QML (Quantité minimale de livraison) :</p> <table border="1" data-bbox="938 1424 1168 1487"> <tr> <td>200</td> <td>clips</td> </tr> </table> <p>Descriptif de la référence :</p> <table border="1" data-bbox="483 1559 1168 1594"> <tr> <td>FF015P Clip Raney jetable pour cuir chevelu stérile</td> </tr> </table> <p>Caractéristiques de la référence :</p> <table border="1" data-bbox="483 1662 1129 1733"> <tr> <td>Largeur du mors</td> <td>16</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>0,5</td> <td>g</td> </tr> </table> <p>Etiquetage : fac-similé du modèle d'étiquetage ou étiquette de traçabilité Insertion image sous format pdf à insérer au point 9</p>	1	boite	20	barettes	200	clips	FF015P Clip Raney jetable pour cuir chevelu stérile	Largeur du mors	16	mm	Poids	0,5	g
1	boite													
20	barettes													
200	clips													
FF015P Clip Raney jetable pour cuir chevelu stérile														
Largeur du mors	16	mm												
Poids	0,5	g												

6.2	<p>Indications : (destination marquage CE) Les ouvertures du crâne pour l'hémostase temporaire au niveau du cuir chevelu.</p>
6.3	<p>Précautions d'emploi : Se rapporter à la notice en annexe (s'il y a lieu) AVERTISSEMENT Risque de blessure et/ou de dysfonctionnement! ► Avant chaque application, procéder à un examen du produit pour détecter: toutes pièces lâches, tordues, brisées, fissurées, usées ou rompues. ► Procéder à un contrôle de fonctionnement avant chaque utilisation. ► Utiliser les agrafes de cuir chevelu uniquement en combinaison avec les pinces de pose/retrait Aesculap FF003R. ► Introduire entièrement la pince de pose/retrait dans la fenêtre du clip. ► Presser les branches de la pince et écarter le clip. Ce faisant, veiller à presser la pince uniquement jusqu'au dernier cran et pas au-delà. ► Appliquer ou retirer le clip.</p>
6.4	<p>Contre- Indications : Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe (s'il y a lieu)</p>

7. Informations complémentaires sur le produit	
	<p><u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</u></p> <p>Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.</p>

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)	
	<p><input type="checkbox"/> Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)</p> <p><input type="checkbox"/> Brochure</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Manuel/Notice d'utilisation</p> <p><input type="checkbox"/> Fiche technique</p> <p><input type="checkbox"/> Autre</p>

9. Images (s'il y a lieu)	
	Format gif, jpeg, png