

		Pro 13H			Pro 16H			Pro 19H		
Débit sanguin Q_B (ml/min)		200	300	400	200	300	400	200	300	400
Clairance (ml/min) <i>Débit du dialysat = 500 ml/min</i> <i>Débit d'ultrafiltration (Q_F) = 0 ml/min</i>	Urée	194	263	303	196	270	322	197	280	332
	Créatinine	185	236	269	189	248	284	194	260	305
	Phosphate	178	220	249	184	230	261	186	242	278
	Vitamine B ₁₂	133	151	167	143	166	183	150	180	202
	Inuline	86	92	101	96	106	116	102	117	128
	Cytochrome C	65	73	75	72	81	86	80	90	95
S.C (Coefficient de tamisage) <i>$Q_B = 300$ ml/min</i> <i>$Q_F = 60$ ml/min</i>	Inuline				1.0					
	β_2 -microglobuline				0.7					
	Albumine				< 0.001					
Coefficient d'ultrafiltration (ml/h/mmHg)		70			85			97		
KoA Urée		1 010			1 145			1 415		
Volume du compartiment sanguin (ml)		80			98			117		
Surface (m ²)		1.3			1.6			1.9		
Référence		720DH13			720DH16			720DH19		

	Pro 13L			Pro 16L			Pro 19L			
	200	300	400	200	300	400	200	300	400	
Débit sanguin Q _B (ml/min)										
Clairance (ml/min) <i>Débit du dialysat = 500 ml/min</i> <i>Débit d'ultrafiltration (Q_F) = 0 ml/min</i>	Urée	192	257	295	195	269	310	196	276	321
	Créatinine	182	228	256	189	242	277	193	254	290
	Phosphate	150	175	188	158	187	203	167	203	223
	Vitamine B ₁₂	90	101	104	102	112	118	109	125	133
Coefficient d'ultrafiltration (ml/h/mmHg)		11			14			17		
KoA Urée		916			1 123			1 292		
Volume du compartiment sanguin (ml)		80			98			117		
Surface (m ²)		1.3			1.6			1.9		
Référence	720DL13			720DL16			720DL19			

Conditions de mesure et données physiques conformes à la norme ISO 8637. Coefficient d'ultrafiltration conforme à la norme ISO 8637: sang bovin, Hct 32%, protéine 60 g/l, T = 37°C
 Les données in vitro fournies ci-dessous doivent être considérées comme approximatives. Dans des conditions cliniques, différentes valeurs peuvent être obtenues en fonction de l'état du patient, comme hématoците ou protéines de sérum.

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France | Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
 Société par Actions Simplifiée au capital de 31 000 000€ | RSC Nanterre 562050856



Le présent document, son contenu et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document ou de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

Date d'édition: 05/2018
 301464P_20180524_20221208