



SeQuent[®] NEO & SeQuent[®] NEO NC

GAMME DE BALLONS CORONAIRES À ÉCHANGE RAPIDE POUR PTCA*


SeQuent[®] NEO

GAMME DE BALLONS CORONAIRES SEMI-COMPLIANTS

Capacité de franchissement optimale

Force de progression optimisée

Une maniabilité idéale grâce au ratio de 1/1 entre la force exercée au niveau du connecteur et celle à l'extrémité distale



Revêtement hydrophile

Pour un passage du cathéter avec un minimum de friction permettant un accès facilité aux lésions, même dans les anatomies les plus compliquées¹

¹ Consulter impérativement la notice avant utilisation pour les contre-indications et les précautions d'emploi



Propriétés Techniques

Segment proximal	1.9 F
Segment distal	2.5 F
Longueur utile	145 cm
Marqueur brachial et fémoral	100 cm Et 110 cm
Marqueurs radio-opaques	2 marqueurs (Ø 1.25 / 1.5 mm un seul marqueur)
Cathéter guide compatible	5 F / "kissing balloon": 6 F
Guide compatible	0.014" (inch)
Compliance du ballon	Ballon standard semi-compliant (Ø 1.25 / 1.5 mm non-compliant)
Profil d'entrée	0.016"
Profil de franchissement	0.023" – 0.026"
Matériel du ballon	Polyamide

Références

Diamètre du ballon	Longueur ballon				
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
1.25 mm	5021711D	5021721D	5021731D	-	-
1.5 mm	5021712D	5021722D	5021732D	-	-
2.0 mm	5021713D	5021723D	5021733D	5021743D	5021753D
2.25 mm	5021714D	5021724D	5021734D	5021744D	5021754D
2.5 mm	5021715D	5021725D	5021735D	5021745D	5021755D
2.75 mm	5021716D	5021726D	5021736D	5021746D	5021756D
3.0 mm	5021717D	5021727D	5021737D	5021747D	5021757D
3.5 mm	5021718D	5021728D	5021738D	5021748D	5021758D
4.0 mm	5021719D	5021729D	5021739D	5021749D	5021759D

Pression Nominale	Pression de rupture
10 atm	18 atm
10 atm	18 atm
6 atm	14 atm

Design du nez et du ballon

Design avec un profil d'entrée permettant une bonne flexibilité et un accès facilité aux lésions


SeQuent[®] NEO NC

GAMME DE BALLONS CORONAIRES NON COMPLIANTS

Une compliance maîtrisée

Développé pour :

- Une augmentation minimale du diamètre du ballon sous haute pression et un temps de déflation rapide
- Un faible profil de franchissement et une bonne trackabilité*



Exemples d'utilisation**

- Dilatation d'une lésion calcifiée***
- Post-dilatation d'un stent

*Trackabilité : aptitude à progresser dans le vaisseau

** Consulter impérativement la notice avant utilisation pour les contre-indications et les précautions d'emploi

*** Contre indiqué en cas de lésions résistantes (fibreuse ou calcifiées) qui ne peuvent être pré-dilatées (lésions résistantes au gonflage complet d'un ballonnet, sous RBP).



Propriétés Techniques

Segment proximal	1.9 F
Segment distal	2.7 F
Longueur utile	140 cm
Marqueur brachial et fémoral	90 cm & 100 cm
Marqueurs radio-opaques	2 marqueurs
Cathéter guide compatible	5 F
Guide compatible	0.014"
Profil d'entrée	0.016"
Pression nominale	12 atm
Pression de rupture	20 atm
Matériel du ballon	Polyamide

Références

Diamètre du ballon	Longueur du ballon					
	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	30 mm
2.0 mm	5023900	5023910	5023920	5023930	5023940	5023960
2.25 mm	5023901	5023911	5023921	5023931	5023941	5023961
2.5 mm	5023902	5023912	5023922	5023932	5023942	5023962
2.75 mm	5023903	5023913	5023923	5023933	5023943	5023963
3.0 mm	5023904	5023914	5023924	5023934	5023944	5023964
3.5 mm	5023906	5023916	5023926	5023936	5023946	5023966
4.0 mm	5023907	5023917	5023927	5023937	5023947	5023967
4.5 mm	5023908	5023918	5023928	5023938	5023948	5023968

SeQuent® NEO

Cathéter à ballonnet de dilatation à échange rapide pour PTCA

Dispositif médical de classe III

Certificat CE délivré par le TÜV Süd Product Service (CE 0123)

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant toute utilisation

Ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue par l'article L165-1 du code de la sécurité sociale

SeQuent® NEO NC

Cathéter à ballonnet à échange rapide pour PTCA Non-Compliant

Dispositif médical de classe III

Certificat CE délivré par DEKRA (0124)

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant toute utilisation

Ne fait pas l'objet d'une prise en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue par l'article L165-1 du code de la sécurité sociale

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B.Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B.Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B.Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Ed. 10/2020 CVS_20201009

B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqués par :

B. Braun Melsungen AG | Carl Braun Str.1 | 34121 Melsungen | Allemagne