



Catalogue produit

Anesthésie loco-régionale

Anesthésie loco-régionale

B. Braun accompagne les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne de l'Anesthésie Loco-Régionale avec une gamme étendue de produits permettant de répondre à tous les besoins individuels.

Le présent catalogue offre un aperçu rapide et complet de notre gamme de produits.



Gamme également disponible en connectique NRFit®.

L'ISO 80369-6:2016 spécifie les exigences relatives aux raccords de petite taille destinés à être utilisés pour effectuer des raccordements dans des applications neuraxiales dont les procédures d'anesthésie loco-régionale¹.

- Le connecteur NRFit® est un moyen de prévention passif conçu pour diminuer le risque d'erreur de connexion
- B. Braun s'engage à accompagner les professionnels de santé dans la mise en place de ces dispositifs, avec un portefeuille NRFit® étendu
- Le code couleur jaune est spécifique et permet une identification plus rapide des dispositifs NRFit®

Pour plus de renseignements, contactez le délégué hospitalier de votre région.

¹ : <https://www.iso.org/standard/50734.html>

Sommaire

1 Rachianesthésie et ponction lombaire p.04

Aiguilles biseau pointe crayon p.05
Aiguilles biseau Quincke p.06
Aiguilles biseau à deux zones p.07

3 Péri-rachianesthésie séquentielle p.17

5 Accessoires et consommables p.33


NRFit™

2 Anesthésie péridurale p.08

Aiguilles péridurales p.09
Cathéters périduraux p.11
Composants individuels Perifix® p.12
Sets périduraux p.15

4 Blocs nerveux plexiques et périphériques p.20

Blocs injection unique p.22
Blocs continus p.25
Petit équipement et accessoires p.29



Rachianesthésie

Aiguilles biseau pointe crayon

Aiguilles biseau Quincke

Aiguilles biseau à deux zones

Rachianesthésie et ponction lombaire

Pencan® - Le biseau pointe crayon



Pencan®	ø ext [G]	Longueur [mm]	ø ext [mm]	Référence Luer embase elliptique	Référence Luer embase classique carrée	NRFit®	Cdt
Aiguilles pointe crayon Pencan®							
■	27G	88	0.42	4502027-01	-	4502027N-01	25
■	27G	88*	0.42	4502051-13	4502051	4502051N-01	25
■	27G	103*	0.42	4502124-13	4502124	4502124N-01	25
■	27G	120	0.42	4502132-13	4502132	4502132N-01	25
■	25G	88	0.53	4502019-01	-	4502019N-01	25
■	25G	88*	0.53	4502043-13	4502043	4502043N-01	25
■	25G	103*	0.53	4502116-13	4502116	4502116N-01	25
■	25G	120	0.53	4502120-13	-	4502120N-01	25
■	25G	156.5	0.53	-	-	333877N-01	25
■	22G	88	0.73	4502035-13	4502035	4502035N-01	25
Aiguilles pointe crayon pédiatrique Pencan® Paed							
■	27G	50	0.42	4502175-13	-	4502175N-01	25
■	25G	25	0.53	4502167-13	4502167	4502167N-01	25
■	25G	50	0.53	4502159-13	-	4502159N-01	25
Introduceurs pour Spinocan® et Pencan® ø jusqu'a 0,53 mm (25G) maximum							
■	20G	35	0.9	4505000-13	4505000	NA	25
□	22G	35	0.73	4500059-13	4500059	NA	25



*Avec introduceur

N.B :

- Introduceur 20G : aiguilles de 25G à 29G
- Introduceur 22G : aiguilles de 26G à 29G

Ponction lombaire



Spinocan® - Le biseau Quincke

Spinocan®	ø ext [G]	Longueur [mm]	ø ext [mm]	Référence Luer	NRFit®	Cdt
Aiguilles avec biseau Quincke Spinocan®						
	29G	88*	0.3	4501900	4501900N-01	25
	29G	120	0.3	4501918	4501918N-01	25
	27G	88	0.4	4503902	4503902N-01	25
	26G	88	0.4	4502906	4502906N-01	25
	26G	120	0.4	4504917	4504917N-01	25
	25G	88	0.5	4505905	4505905N-01	25
	25G	120	0.5	4505913	4505913N-01	25
	22G	40	0.7	4507401	4507401N-01	25
	22G	75	0.7	4507754	4507754N-01	25
	22G	88	0.7	4507908	4507908N-01	25
	22G	120	0.7	4506090	4506090N-01	25
	20G	75	0.9	4509757	4509757N-01	25
	20G	88	0.9	4509900	4509900N-01	25
	18G	75	1.3	4501373	4501373N-01	25
	18G	88	1.3	4501390	4501390N-01	25
Introduceurs pour Spinocan® et Pencan® ø jusqu'à 0,53 mm (25G) maximum						
	20G	35	0.9	4505000	NA	25
	22G	35	0.7	4500059	NA	25

*Avec introducteur 0.9x35


Rachianesthésie et Ponction Lominaire

Atraucan® - Le biseau à deux zones



Atraucan	ø ext [G]	Longueur [mm]	ø ext [mm]	Référence Luer	NRFit®	Cdt
	Aiguilles atraumatiques avec biseau spécifique Atraucan					
	■ 26G	88*	0.47	4504739	non disponible	25
	Pour la pédiatrie					
	■ 26G	25	0.47	4504771	non disponible	25
■ 26G	50	0.47	4504763	non disponible	25	

*Avec introducteur



Anesthésie péridurale

Aiguilles péridurales

Gamme pédiatrique

Perifix® - Gamme de
cathéters périduraux

Composants individuels Perifix®

Sets périduraux

Sets périduraux pédiatriques

Anesthésie péridurale

Aiguilles péridurales



Perican® - Aiguilles péridurales de type Tuohy

- Graduations de 1 cm
- Ailettes de prise en main
- Embase transparente afin de visualiser le reflux du sang ou de liquide céphalorachidien

Aiguilles Perican® avec biseau Tuohy	ø ext [G]	Longueur [mm]	ø ext [mm]	Référence Luer	NRFit®	Cdt
	Perican® avec biseau Tuohy					
	18G	80	1.3	4512383	4512383N-01	25
	18G	120	1.3	4512453	4512453N-01	25
	18G	150	1.3	4512200	4512200N-01	25
	16G	80	1.7	4512782	4512782N-01	25

Notre gamme pédiatrique pour l'anesthésie péridurale



Perican® - Aiguilles pédiatriques de type Tuohy

- Aiguille avec biseau Tuohy
- Disponibles en 3 diamètres (ø ext) :
 - ▶ 0,73 mm/22G
 - ▶ 0,9 mm/20G
 - ▶ 1,3 mm/18G
- Pour technique continue (20G, 18G) ou en injection unique (22G, 20G, 18G)
- Graduations de 5 mm
- Mandrin s'adaptant à la lumière des aiguilles



Epican® - Aiguilles pour anesthésie caudale

- Trois tailles d'aiguilles différentes :
 - ▶ 30 mm/25G
 - ▶ 35 mm/22G
 - ▶ 50 mm/20G
- Graduations de 5 mm
- Mandrin métallique s'adaptant à la lumière des aiguilles biseau court 32°

Aiguilles pédiatriques	ø ext [G]	Longueur [mm]	ø ext [mm]	Référence Luer	NRFit®	Cdt
Perican® Paed avec biseau Tuohy						
	■ 22G	50	0.7	4502078	4502078N-01	25
	■ 20G	50	0.9	4502094	4502094N-01	25
	■ 18G	50	1.3	4502302	4502302N-01	25
Epican® Paed pour anesthésie caudale						
	■ 25G	30	0.5	4502400	4502400N-01	25
	■ 22G	35	0.7	4502418	4502418N-01	25
	■ 20G	50	0.9	4502426	4502426N-01	25

Perifix® - La gamme de cathéters périduraux

B. Braun offre, outre les cathéters Perifix® Standard, les cathéters Perifix® Soft Tip et Perifix® ONE.

Ces cathéters sont disponibles en différentes tailles, matériaux et caractéristiques de l'extrémité (ouverte, fermée avec 3 ou 6 orifices latéraux).



Guide d'introduction sur tous les cathéters



Perifix® Standard

- Disponible avec extrémité fermée et 3 orifices latéraux ou extrémité ouverte



Perifix® Soft Tip

- Pointe flexible et cathéter standard avec 3 orifices latéraux



Perifix® ONE

- Extrémité fermée et 6 orifices latéraux
- Identification de la ligne de péridurale grâce à la couleur jaune du cathéter, du filtre et du raccord de connexion

Cathéters périduraux avec raccord de connexion	∅ de cathéter intérieur / extérieur [mm] [G]	S'adapte à Pérican® ∅ ext [mm]	Référence Luer	NRFit™	Cdt
	Cathéters avec extrémité ouverte 1m				
	0.45 x 0.85 (20G)	18G	4513177	4513177N-01	25
	Cathéters avec extrémité fermée et trois orifices latéraux 1m				
	0.45 x 0.85 (20G)	18G	4513150	4513150N-01	25
	0.6 x 1.05 (19G)	16G	4513258	4513258N-01	25
	Cathéters avec extrémité fermée et six orifices latéraux 1m				
	0.45 x 0.85 (20G)	18G	4513150C	45131501N-01	25

Composant individuels Perifix®



Seringue Perifix® L.O.R.*

CARACTÉRISTIQUES

- Graduations paraboliques évitant une confusion avec les seringues conventionnelles
- Sans latex ni PVC

* Loss Of Resistance (Perte de Résistance)



Filtre Perifix®

- 0,2µm et système de fixation Perifix® PinPad



Le raccord de connexion Perifix® pour cathéter

- Contrôle auditif (retour sonore) et visuel (repère noir sur le cathéter Perifix® ONE) permettant de confirmer la bonne connexion du dispositif.



Fixation de cathéter Perifix®



Anneau de fixation



Film de protection avec un voile intégré

Accessoires Perifix®	Description	Référence Luer	NRFit™	Cdt
	Seringue L.O.R 8 ml			
	Avec embout Luer	4637100	4637110	25
	Avec embout Lock	4638107	4638110	25
	Filtre plat péri-dural Perifix® EF Filter 0,2 µm	4515501	4515501N-01	25
	Fixation PinPad pour filtre Perifix®	4515510	NA	25
	Système de fixation Perifix® - Anneau + Film	4511200	NA	25
Film protecteur pour système de fixation Perifix®	4511201	NA	25	



Sets périduraux pédiatriques Perifix® ONE Paed

- Sets périduraux Perifix® ONE Paed - les composants essentiels pour la réalisation d'une anesthésie péridurale.
- Deux versions disponibles :
 - cathéter Perifix® ONE G20 / longueur 1000 mm / aiguille Tuohy G18
 - cathéter Perifix® ONE G24 / longueur 720 mm / aiguille Tuohy G20



Des plateaux complets prêts à l'emploi


- Set complet Perifix® ONE



Des plateaux sur mesure

- Nos spécialistes de gamme Anesthésie sont à votre disposition pour étudier avec vous les différentes possibilités de sets sur mesure, selon vos besoins.

Sets périduraux



Aiguille péridurale Perican® 1.3 x 80 mm (18G) Aiguille péridurale Perifix® 1.7 x 80 mm (16G) Cathéter péridural Perifix® avec 3 orifices latéraux 0.4 x 0.85 mm 1 000mm (G20) Cathéter péridural Perifix® avec 3 orifices latéraux 0.6 x 1.05 mm 1 000mm (G19) Cathéter péridural Perifix® Soft Tip avec 3 orifices latéraux et extrémité extra souple 0.45 x 0.85 mm 1 000mm (G20) Cathéter péridural Perifix® ONE avec 6 orifices latéraux 0.45 x 0.85 mm 1 000mm (G20) Cathéter péridural Perifix® ONE avec 6 orifices latéraux 0.45 x 1.05 mm 1 000mm (G19) Seringue Perifix® Loss-of-Resistance (L.O.R.) 8 ml embout Luer Filtre péridural plat Perifix® 0.2 µm, résistant à la pression jusqu'à 7 bars Fixation de filtre Perifix® Pinpad Raccord de connexion pour cathéter Perifix®


Mini Sets	Type												Référence Luer	NRFit	Cdt		
Cathéter Perifix® Standard	Perifix® 300	●		●								●*	●	4513002	4513002N-01	Luer : 20 NRFit : 10	
Sets avec filtre	Type																
Cathéter Perifix® Standard	Perifix® 400	●		●								●	●*	●	4514009	4514009N-01	Luer : 20 NRFit : 10
Cathéter Perifix® Soft Tip	Perifix® 700 Soft Tip	●				●						●		●	4510216	non disponible	20
Cathéter Perifix® ONE	Perifix® ONE 400	●						●				●		●	4514009C	non disponible	20
Sets avec filtre et seringue L.O.R	Type																
Cathéter Perifix® Standard	Perifix® 401	●		●						●	●	●*	●	4514017	4514017N-01	Luer : 20 NRFit : 10	
	Perifix® 402		●		●					●	●	●*	●	4514025	4514025N-01	Luer : 20 NRFit : 10	
Cathéter Perifix® Soft Tip	Perifix® 701 Soft Tip	●				●				●	●	●*	●	4510097	4510097N-01	Luer : 20 NRFit : 10	
	Perifix® ONE 401	●						●		●	●	●*	●	4514017C	45140171N-01	Luer : 20 NRFit : 10	
Cathéter Perifix® ONE	Perifix® ONE 451	●						●		●	●		●	4514513C	non disponible	20	
	Perifix® ONE 402		●						●	●	●	●*	●	4514025C	45140251N-01	Luer : 20 NRFit : 10	
Set complet	Type																

Accessoires : • 3 seringues Omnifix® 3 pièces Luer (2 ml, 5 ml, 20 ml), • 3 aiguilles hypodermiques Sterican® (0,8 x 40 G21 - 0,5 x 25 G26 - 1,2 x 40 G18), • 1 champ

* Uniquement pour NRFit

Sets périduraux pédiatriques

Sets périduraux pédiatriques	Type										Référence Luer		Cdt
Cathéter Perifix® ONE	Perifix® ONE Paed G18F+S		●	●		●	●	●	●	●	4512006C	45120061N-01	10
	Perifix® ONE Paed G20F+S	●			●	●	●	●	●	●	4512014C	45120141N-01	10




Péri- rachianesthésie séquentielle

ESPOCAN®
Dispositif pour
péri-rachianesthésie
séquentielle

Péri-rachianesthésie séquentielle

Espocan® - Dispositif pour péri-rachianesthésie séquentielle




Aiguille de Tuohy

Cathéter Perifix®


Cathéter en polyamide, disponible en version Standard et Soft Tip (voir anesthésie péridurale)

Docking system

Ecrou placé sur l'embase de l'aiguille de Tuohy qui bloque l'avancée de l'aiguille spinale par vissage




Réalisation de la rachianesthésie en injection unique



Mise en place du cathéter dans l'espace péridural

Espocan® - Dispositif de péri-rachianesthésie séquentielle

Aiguilles et Sets	Description	ø ext [G]	Longueur [mm]	ø ext [mm]	Référence Luer	NRFit®	Cdt
	Composants de base						
	Aiguille de Tuohy à double orifice ø 1.3 mm, 18G						
	Seringue Perifix® L.O.R. embout Luer						
	Filtre péridural plat Perifix® 0.2 µm						
	Système de fixation PinPad pour filtre Perifix®						
	Raccord de connexion pour cathéter Perifix®						
	Avec cathéter péridural Perifix® Standard						
	Spinocan®	27G	125.5	0.4	4556674	4556674N-01	10
	Pencan®	27G	127.5	0.4	4556666	4556666N-01	10
	Avec cathéter péridural Perifix® Soft Tip et docking system						
Spinocan®	27G	136.5	0.4	4556747	4556747N-01	10	
Pencan®	27G	138.5	0.4	4556763	4556763N-01	10	



Blocs nerveux et périphériques

La visibilité à 360°

Blocs injection unique

Blocs continus

Petit équipement
et accessoires

Blocs nerveux plexiques et périphériques

La visibilité à 360°

L'ALR périphérique connaît un nouveau regain de popularité avec le développement des programmes de RRAC (Réhabilitation Rapide Après Chirurgie) et le développement de la Chirurgie Ambulatoire.

L'échographie est devenue la technique de référence en ALR⁽¹⁾ et a permis le développement de l'Anesthésie Loco-Régionale.

Parallèlement au développement de l'ALR échoguidée, le design des aiguilles a évolué et a été optimisé.

Les progrès ont porté sur le corps et l'extrémité de l'aiguille avec un principe d'encoche, tout en conservant les recommandations de la SFAR dans ce domaine⁽²⁾.

La gamme 360 s'inscrit dans cette dynamique avec ses 4 caractéristiques :



La 360, une aiguille ultraéchogène

La 360, destinée aux blocs plexiques et périphériques pour l'anesthésie chirurgicale et le traitement de la douleur⁽³⁾

1.2. RFE Echographie en Anesthésie Locorégionale SFAR 2011. <http://sfar.org/echographie-en-anesthesie-locoregionale/>

3. Notice d'utilisation Stimuplex® Ultra 360, Ultraplex® 360

Blocs Nerveux Périphériques injection unique



Stimuplex® Ultra 360

- Pour blocs nerveux à injection unique
- Code de Sécurité avec les réflecteurs en X
- Biseau 30°
- Prolongateur de 50 cm sans DEHP
- Sous neurostimulation et/ou échoguidage
- Revêtement isolant en Parylène

Stimuplex® Ultra 360	ø ext [G]	Longueur [mm]	Référence Luer	NRFit™	Cdt
	Aiguilles avec un biseau de 30°				
	22G	35	4892503-01	4892503NR-01	25
	22G	50	4892505-01	4892505NR-01	25
	22G	80	4892508-01	4892508NR-01	25
	20G	100	4892510-01	4892510NR-01	25
	20G	150	4892515-01	4892515NR-01	25

Blocs Nerveux Périphériques injection unique



100%
échoguidage

Ultraplex® 360

- Pour blocs nerveux à injection unique
- Code de Sécurité avec les réflecteurs en X
- Biseau 30°
- Prolongateur de 50 cm sans DEHP
- Sous échoguidage

Ultraplex® 360	ø ext [G]	Longueur [mm]	Référence Luer	NRFit™	Cdt
Aiguilles avec un biseau de 30°					
	22G	35	4892603-01	4892603NR-01	25
	22G	50	4892605-01	4892605NR-01	25
	22G	80	4892608-01	4892608NR-01	25
	20G	100	4892610-01	4892610NR-01	25
	20G	150	4892615-01	4892615NR-01	25

Blocs Nerveux Périphériques injection unique



Stimuplex® A



- Revêtement transparent
- Biseau 30°

Caractéristiques

- Gamme d'aiguilles visibles sous échographie
- Aiguilles disponibles en différentes longueurs adaptées à chaque patient et à chaque utilisation

Stimuplex® A	ø ext [G]	ø ext [mm]	Longueur [mm]	Référence Luer	NRFit®	Cdt
	Aiguilles avec un biseau de 30°					
	24G	0.5	25	4894251	4894251NR	25
	22G	0.7	25	4894539	4894539NR	25
	22G	0.7	50	4894502	4894502NR	25
	21G	0.8	50	4894375	4894375NR	25
	21G	0.8	100	4894260	4894260NR	25
	20G	0.9	150	4894278	4894278NR	25



Blocs Nerveux Périphériques continus

Les sets pour blocs nerveux plexiques et périphériques continus, Contiplex®, permettent la mise en place de l'anesthésie et/ou de l'analgésie.

Notre dernière génération de sets Contiplex® dispose du marquage à 360° pour plus de visibilité et de sécurité.



Contiplex® S Ultra 360



- Pour blocs nerveux à injection continue
- Sous neurostimulation et/ou échoguidage
- Code de Sécurité avec les réflecteurs en X
- Biseau 20°
- Cathéter jaune échogène Contiplex® Ultra avec guide d'introduction
- Prolongateur luer-lock amovible, équipé d'une valve anti-reflux
- Revêtement isolant en Parylène
- Raccord de connexion jaune Perifix® pour cathéter
- Filtre plat jaune Perifix®
- Système de fixation de filtre Perifix® PinPad

Contiplex® S Ultra 360	Sets pour blocs nerveux périphériques continus	ø ext [G]	ø ext [mm]	long. [mm]	Biseau	Référence Luer	NRFit®	Cdt
	Avec cathéter Contiplex® échogène G20 0,45 x 0,85 x 400 mm							
	Set Contiplex® S Ultra 360 50mm G18 20°	18G	1.3	50	20°	4898650-01	4898650NR-27	10
	Avec cathéter Contiplex® échogène G20 0,45 x 1000 mm							
	Set Contiplex® S Ultra 360 100mm G18 20°	18G	1.3	100	20°	4898610-01	4898610NR-27	10
	Set Contiplex® S Ultra 360 150mm G18 20°	18G	1.3	150	20°	4898615-01	4898615NR-27	10

Blocs Nerveux Périphériques continus



Contiplex® Tuohy Ultra 360



- Pour blocs nerveux à injection continue
- Sous neurostimulation et/ou échoguidage
- Code de Sécurité avec les réflecteurs en X
- Biseau Tuohy
- Cathéter jaune échogène Contiplex® Ultra avec guide d'introduction
- Prolongateur luer-lock amovible, équipé d'une valve anti-reflux
- Revêtement isolant en Parylène
- Raccord de connexion jaune Perifix® pour cathéter
- Filtre plat jaune Perifix®
- Système de fixation de filtre Perifix® PinPad

Contiplex® Tuohy Ultra 360	Sets pour blocs nerveux périphériques continus	ø ext [G]	ø ext [mm]	long. [mm]	Biseau	Référence Luer	NRFit®	Cdt
	Avec cathéter Contiplex® échogène G20 0,45 x 0,85 x 400 mm							
	Set Contiplex® Tuohy Ultra 360 40mm G18	18G	1.3	40	-	4898704-01	4898704NR-01	10
	Set Contiplex® Tuohy Ultra 360 50mm G18	18G	1.3	50	-	4898705-01	4898705NR-01	10
	Avec cathéter Contiplex® échogène G20 0,45 x 0,85 x 1000 mm							
	Set Contiplex® Tuohy Ultra 360 100mm G18	18G	1.3	100	-	4898710-01	4898710NR-01	10
	Set Contiplex® Tuohy Ultra 360 150mm G18	18G	1.3	150	-	4898715-01	4898715NR-01	10



Neurostimulation

Contiplex® C

Aiguille à biseau 15° ou 30°


Contiplex® C est un système breveté de placement de cathéter pour la réalisation des blocs nerveux périphériques.

Avec Contiplex® C, le cathéter est monté sur l'aiguille, permettant de placer le cathéter en même temps que l'aiguille, en un seul geste.

Caractéristiques

- Simplicité d'utilisation : moins d'étapes de manipulation
- Le cathéter est monté sur l'aiguille
- Utilisable sous échoguidage

Contiplex® C	Sets pour blocs nerveux périphériques continus	ø ext [G]	ø ext [mm]	long. [mm]	Biseau	Référence Luer	NRFit™	Cdt
Avec cathéter Contiplex® échogène G25 1,10 x 0,60 x 188 mm								
Set Contiplex® C 33mm G25 15°		25G	0.53	190	15°	4898115	4898115NR	5
Set Contiplex® C 33mm G25 30°		25G	0.53	190	30°	4898130	4898130NR	5



Neurostimulation



Contiplex® D

Un système d'introduction du cathéter incluant une canule en téflon, dans laquelle est introduite une aiguille graduée, permet une injection et une stimulation simultanées.

Caractéristiques

- Contiplex® D 15° et 30°
- Extrémité du biseau conductrice
- Cathéter à extrémité ouverte, de longueur 40 cm ou 100 cm
- Connexion luer-lock

Contiplex® D	Sets pour blocs nerveux périphériques continus	ø ext [G]	ø ext [mm]	long. [mm]	Biseau	Référence Luer	NRFit®	Cdt
	Avec cathéter Contiplex® G24 0,41 x 0,71 x 400 mm							
	Set Contiplex® D 33mm G20 15°	20G	1.1	33	15°	4898323	4898323NR	10
	Set Contiplex® D 55mm G20 15°	20G	1.1	55	15°	4898325	non disponible	10
	Avec cathéter Contiplex® G20 0,45 x 0,85 x 400 mm							
	Set Contiplex® D 55mm G18 15°	18G	1.3	55	15°	4898305	4898305NR	10
	Set Contiplex® D 55mm G18 30°	18G	1.3	55	30°	4898335	non disponible	10
	Avec cathéter Contiplex® G20 0,45 x 0,85 x 1000 mm							
	Set Contiplex® D 80mm G18 15°	18G	1.3	80	15°	4898308	non disponible	10
	Set Contiplex® D 110mm G18 15°	18G	1.3	110	15°	4898311	4898311NR	10



Protège-sondes EZ Cover

Les sets contiennent :

- Un champ de table bleu 40 x 40 cm
- Une housse de protection transparente en différentes tailles
- Deux élastiques bleus
- Une dose de gel
- Un autocollant STOP (uniquement pour les références PCT15030, PCT15061, PCT15122 et PCT15244)

Sans latex

Description	Référence	Dimensions [cm]	Cdt
Set générique			
Set pour sonde échographique	PCG15030	15 x 30	30
Set pour sonde échographique	PCG15061	15 x 61	30
Set pour sonde échographique	PCG15122	15 x 122	30
Set pour sonde échographique	PCG15244	15 x 244	25

Description	Référence	Dimensions [cm]	Cdt
Set avec autocollant STOP			
Set pour sonde Echographique, avec STOP	PCT15030	15 x 30	30
Set pour sonde Echographique, avec STOP	PCT15061	15 x 61	30
Set pour sonde Echographique, avec STOP	PCT15122	15 x 122	30
Set pour sonde Echographique, avec STOP	PCT15244	15 x 244	25

Blocs nerveux plexiques et périphériques



La neurostimulation électrique séquentielle

Le Stimuplex® HNS12, pour vous aider dans votre pratique quotidienne de la neurostimulation, dispose de l'option SENSe qui vous permettra de réaliser une neurostimulation électrique séquentielle.

Cette technique utilise un courant séquentiel délivré chaque seconde sous forme d'une série de trois impulsions de durée variable quelle que soit l'amplitude sélectionnée :

- Les deux premières impulsions sont de courte durée et identiques. Elles ne déclencheront de réponses motrices qu'avec une extrémité d'aiguille très proche du nerf.
- La troisième impulsion, de durée plus longue, permettra quant à elle de déclencher une réponse motrice plus précocement, à une distance aiguille/nerf plus importante.



Stimuplex® Pen

Le Stimuplex® Pen, pour cartographie nerveuse transcutanée, aide à trouver le site de ponction («nerve mapping»)



Accessoires

Stimuplex® HNS12 SENSE conditionné et livré dans une malette permettant

- de protéger le neurostimulateur
- de contenir tous les accessoires (câble, résistance test, pile)

Stylo de repérage transcutané Stimuplex® Pen et bouton amovible à commander séparément

Description	Référence*
Neurostimulateur Stimuplex® HSN SENSE (avec câble de connexion pour toutes les aiguilles B. Braun)	4892098
Câble pour Stimuplex® HSN (longueur 125 cm)	4892070
Stylo de repérage Stimuplex® Pen	4892099
Bouton amovible pour Stimuplex® HNS (pour manipulation stérile)	4892283
Résistance test pour Stimuplex® HNS12 SENSE	4892096
Malette pour Stimuplex® HNS12 SENSE	4892095
Couvercle de pile pour Stimuplex® HNS12 SENSE	4892094




BSmart™

Dispositif de surveillance de la pression d'injection

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure et affiche objectivement la pression d'injection.
- Code couleur pour la visualisation des informations sur la pression.

Description	Référence	Dimensions [cm]	Cdt
BSmart™	4894000-01	15 x 30	25



Accessoires et consommables

NRFit™

Seringues

Filtres-paille
pour prélèvements

Aiguilles de prélèvement

Prolongateurs et tubulures

Obturateurs

Accessoires et consommables **NRFit™**

Seringues Omnifix®	Volume [ml]	Référence	Cdt
	Slip NRFit®		
	1	9164001	100
	3	4616003	
	5	4616005	
	10	4616014	
	20	4616021	
	Lock NRFit®		
	3	4617003	100
	5	4617006	
	10	4617014	
20	4617021		
50	4617508F-01		

Filtres-paille pour prélèvements	Filtre [µm]	Longueur [cm]	Référence	Cdt
	5	4.5	4550250N	50
	5	10	4550200N	50

Aiguilles de prélèvement	Filtre [µm]	ø ext [G]	ø ext [mm]	Référence	Cdt
Sterifix® aiguille filtrante NRFit®					
	5	19	38	4550404N	50
Aiguille de prélèvement DASH 6® NRFit®					
	5	18	50	15291050	100
	Sans filtre	18	50	15491050	100

Accessoires et consommables **NRFit™**

Prolongateur Original Perfusor® Line	Longueur [cm]	Résistance à la pression (bar)	Volume résiduel (ml)	Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Référence	Cdt
	200	2	2,75	2,35	1,30	8722865	25

Seringue Original Perfusor® Lock	Volume (ml)	Référence	Cdt
	50	8728845F-01	100

Obturateurs	Référence	Cdt
	Obturateur de seringue	
	4517501N	25
	Obturateur femelle	
	4517502N	25

Tubulure pour pompe INFUSOMAT COMPACT PLUS	Longueur [cm]	Référence	Cdt
	300	8700410	100

Tubulure pour pompe INFUSOMAT SPACE LINE PUR	Longueur [cm]	Référence	Cdt
	300	8700132SP	100

B. Braun prend 5 engagements pour servir les clients au quotidien

Qualité

Simplicité

Proximité

Développement

Innovation

Car notre engagement au service de la santé, c'est d'abord un engagement envers nos clients.

Un engagement de **QUALITÉ** des solutions que nous leur offrons ; de **SIMPLICITÉ** de la relation avec eux et de **PROXIMITÉ** de nos équipes toujours à leur écoute ; et celui d'un véritable accompagnement pour **DÉVELOPPER** la performance de leurs activités grâce à une **INNOVATION** permanente.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Documents et photos non contractuels.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Dispositifs médicaux non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables.

Fabriqué par : Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits

Document réservé aux professionnels de santé

Version Juillet 2024

B. Braun Medical | 26, rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud
Tel : 01 41 10 53 00 | Fax : 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr
S.A.S. au capital de 31 000 000 euros RCS NANTERRE 562 050 856

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE