



# Novosyn<sup>®</sup>

Suture tressée résorbable à moyen terme  
à base d'acide polyglycolique / Acide L - lactique (90/10)




### Caractéristiques du produit

Spécificités	Novosyn®
Structure	Tresse
Composition chimique	Acide polyglycolique / Acide L-lactique (90/10)
Enduction	Acide polyglycolique / Acide L-lactique (35/65) + Stéarate de calcium
Profil de perte de résistance	40-50% de perte de résistance : 21 jours
Temps de résorption	Par hydrolyse, résorption complète en 56 à 70 jours
Stérilisation	Oxyde d'éthylène (EO)
Couleur	Violet ou incolore
USP	USP 8/0 à USP 2

### Indications

Novosyn® est indiqué pour le rapprochement des tissus mous et pour les ligatures dans toutes les spécialités chirurgicales où la pratique requiert l'utilisation de tresses résorbables à moyen terme.\*




### Caractéristiques du produit



- Descente des noeuds facilitée
- Repositionnement des noeuds aisée
- Haute tenue des noeuds



- Pour des réactions inflammatoires minimisées



- Bonne qualité d'aiguille de la gamme EasySlide



- Haute résistance à la torsion



### Aiguilles

**Easyslide**

Les performances de pénétration de l'aiguille sont maintenues même après plusieurs passages dans les tissus

Novosyn® est disponible avec des aiguilles de notre gamme Easyslide performantes et de haute qualité.

Acier 300

Zone de sertissage de haute qualité

Haute résistance à la torsion

# Novosyn®


Tresse synthétique résorbable à moyen terme



## Profil de perte de résistance

Novosyn®, suture à base d'acide Polyglycolique / Acide L - Lactique (90/10), est composée de filaments tressés.

La haute résistance initiale à la traction assure le maintien du rapprochement des berges de la plaie pour assurer un processus de cicatrisation optimal.



Novosyn® est une suture résorbable à moyen terme\*

75% de la résistance initiale	14 jours
40-50% de la résistance initiale	21 jours
25% de la résistance initiale	28 jours
Résorption de la masse	56-70 jours

\* Se référer à la notice d'utilisation

# Novosyn®

Tresse synthétique résorbable à moyen terme



## Performance des noeuds

Glissement des noeuds facilité

*Performance du premier au dernier noeud, avec un minimum de friction lors du passage intra-tissulaire.*

Repositionnement du noeud aisé

Bonne tenue du noeud

Novosyn® permet une **descente de noeuds facilitée** tout en assurant au chirurgien un **maniement optimal** de la suture et un **contrôle de son geste**.



## Description

Novosyn® est une tresse résorbable synthétique à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite, disponible en violet et en incolore.

Novosyn® est indiqué pour le rapprochement des tissus mous et pour la ligature dans toutes les spécialités chirurgicales où la pratique requiert l'utilisation de tresses résorbables à moyen terme.

## Propriétés

- Conserve 40-50% de sa résistance initiale après 21 jours
- Résorption complète en 56 à 70 jours

## Indications

- Chirurgie générale et digestive
- Gynécologie / obstétrique
- Chirurgie ophtalmique
- Chirurgie Urologique
- Fermetures cutanées et sous-cutanées
- Microchirurgie



Spécificités	Novosyn®
Structure	Tresse
Composition chimique	Acide polyglycolique / Acide L-lactique (90/10)
Enduction	Acide polyglycolique / Acide L-lactique (35/65) + Stéarate de calcium
Profil de perte de résistance	40-50% de perte de résistance : 21 jours
Origine	Synthétique
Temps de résorption	Par hydrolyse, résorption complète en 56 à 70 jours
Stérilisation	Oxyde d'éthylène (EO)
Couleur	Violet ou incolore
Calibres disponibles	USP 8/0 à USP 2

Aiguille			Fil		USP métrique							
angle	longueur mm	diamètre microns	longueur cm	couleur	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille ronde de microchirurgie 3/8 cercle												
135°		140 µ	20	*G0068145								
			35	*G0068146								
			Violet									
Aiguille spatulée de microchirurgie 3/8 cercle												
140°		150 µ	30	*G0068699								
			Violet									
140°		150 µ	15	*G0068615								
			30	*G0068724								
			Violet									
140°		150 µ	30	G0068702								
			45	G0068701								
			Violet									
137°		200 µ	30	G0068620	G0068621							
			Violet									
137°		200 µ	30	G0068710	G0068712							
			45	G0068713	G0068711							
			Violet									

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille			Fil	USP métrique								
angle	longueur mm	diamètre microns		longueur cm	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille spatulée micropointe 1/2 cercle												
160°	<b>2xHLM 6</b> 	150 μ	30 Violet	G0068715								
175°	<b>2xHLM 8</b> 	200 μ	30 45 Violet	*G0068740		*G0068741						
			45 Incolore			*G0069740						
180°	<b>2xHLM 8</b> 	330 μ	45 Violet			G0068966	*G0068967					
180°	<b>2xHLM 8</b> 	430 μ	45 Violet						*G0068968			
Aiguille spatulée micropointe 1/4 cercle												
90°	<b>2xVLM 6</b> 	240 μ	30 45 Violet				*G0068616					
				*C0068732	*G0068737							
90°	<b>VLM 8</b> 	330 μ	45 70 Violet				*G0068778					
						*G0068299						
90°	<b>2xVLM 8</b> 	330 μ	20 45 Violet				*G0068733					
			45 Incolore			G0068734	G0068735	*G0068736				
90°	<b>VLM 10</b> 	330 μ	45 Violet				G0068718					
90°	<b>2xVLM 10</b> 	330 μ	45 Violet				*G0068738	*G0068739				

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
<b>HR 10</b> 	70 Violet			*C0068002	*C0068003				
	70 Violet			C0068006	C0068007	C0068008	*C0068009		
<b>HR 13</b> 	70 Incolore				*C0069007	*C0069008			
	70 Violet							*C0068110	*C0068111
<b>HR 13ss</b> 	70 Violet								
	70 Violet			*C0068011	C0068012	C0068013	C0068014	C0068015	*C0068016
	90 Violet					*C0068853	*C0068854	*C0068855	
<b>HR 17</b> 	70 Incolore				*C0069012	C0069013	C0069014	*C0069015	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 17s	70			*C0068113	*C0068114	*C0068115	*C0068116	*C0068118	
	Violet								
 HR 20	70			C0068765	C0068766				
	Violet								
 HR 22	70		*C0068028	C0068029	C0068030	C0068031	*C0068032		*C0068443
	90			*C0068438	C0068877	*C0068881			
	Violet								
 HR 22	70				C0069030	*C0069031			
	Incolore								
 2xHR 22	90				*C0068874	*C0068875			
	Violet								
 HR 22s	70					C0068036	C0068037	C0068038	
	Violet								
 HR 22ss	70							C0068033	
	Violet								
 HR 26	70		*C0068039	C0068040	C0068041	C0068042	C0068043	C0068044	*C0068034
	90			*C0068540	C0068541	C0068542	C0068543	C0068544	*C0068545
	Violet								
 HR 26	70			*C0069040	C0069041	C0069042	*C0069043		
	Incolore								

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
Aiguille ronde 1/2 cercle									
	90 Violet			*C0068901	C0068902				
	70			C0068089	C0068090	C0068091	C0068092	C0068093	
	90 Violet						C0068592		
	70 Incolore				C0069090	*C0069091	*C0069092		
	90 Violet						C0068580	C0068642	
	70		C0068035	C0068046	C0068047	C0068048	C0068049	*C0068045	
	90 Violet			C0068446	C0068447	C0068448	*C0068645		
	70			C0068050	C0068051	C0068052	C0068053	C0068054	
	90 Violet			C0068550	C0068551	C0068552	C0068553		
	70			C0068094	C0068095	C0068096	C0068097	C0068098	
	90 Violet					C0068956			
	70 90 Incolore				*C0069095	*C0069096	*C0069097 *C0069597		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille  longueur mm	Fil  longueur cm couleur	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 37ss	70				C0068121	*C0068122	C0068123		
	90 Violet					C0068576	C0068577	B0068655	
 HR 40	90 Violet					C0068569	C0068571	B0068661	
 HR 40s	70			*C0068059	C0068055	C0068056	C0068057	C0068058	
	90 Violet			*C0068466	C0068467	C0068556	C0068557	B0068558	
 HR 48	90 Violet				C0068560	C0068561	C0068562	B0068563	
	90 Incolore					*C0069561	*C0069562		
 HR 65	90 Violet						B0068639	B0068640	
 HR 65 Boucle	240 Violet						*B0068929	*B0068930	
 HR 70	70 Violet						*B0068183		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 3/8 cercle									
<b>DR 12</b> 	45		*C0068134						
	70 Violet	*C0068434	*C0068435	*C0068436					
<b>2xDR 12</b> 	45	*C0069725							
	Incolore								
<b>DR 18</b> 	70		*C0068155	C0068150	C0068151				
	Violet								
<b>DR 22</b> 	70			*C0068159	C0068160	C0068161			
	Violet								
<b>DR 26</b> 	70				C0068164	C0068165			
	Violet								
<b>DR 32</b> 	70				C0068170	C0068171	C0068172	C0068173	C0068168
	Violet								


\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille  longueur mm	Fil  longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 5/8 cercle									
 FR 26	70				C0068414	C0068415	C0068416	C0068417	
	90					*C0068775	*C0068810		
	Violet								
 FR 26s	70							C0068428	
	Violet								
 FR 36	70					C0068425	C0068426		
	Violet								
 FR 40	70						C0068490	*C0068491	
	90						*C0068866		
	Violet								
Aiguille ronde ski									
 SKR 19	20			*C0068752					
	Violet								
 SKR 26	20				C0068746	*C0068749			
	120				*C0068744	*C0068751			
	Violet								
Aiguille triangulaire droite									
 GR 19	70				*C0068285				
	Violet								
 GR 51	90					*C0068185			
	Violet								
 GR 65	90					*C0068994			
	Violet								

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle									
 HRC 17	70			C0068313	C0068314	*C0068315	*C0068316	*C0068081	
	90 Violet			C0068083					
 HRC 20s	70 Violet					*C0068785			
 HRC 22	70 Violet			*C0068325	C0068326	*C0068331	*C0068332	*C0068333	
	70 Incolore							*C0069475	
 HRC 26	70 Violet			C0068694	C0068335	C0068336	C0068343		
	90 Incolore						*C0069778		
 HRC 26s	70 Violet					C0068441	*C0068721	*C0068444	
	70 Incolore							C0069444	
 HRC 30	70 Violet				*C0068373	C0068372	C0068371	C0068374	
 HRC 37	70				C0068360	C0068361	C0068362	C0068363	
	90 Violet				*C0068139	C0068140	C0068141	C0068142	B0068143

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle									
	70								C0068844
	90 Violet								B0068897
	90 Incolore						*C0069004	*B0069886	
	70						*C0068908	*C0068909	
	90 Violet						*C0068949	*B0068950	C0068951
	70 90 Incolore						*C0069920	*C0069903	
	70 Incolore						*C0069010		
	90 Violet							*C0068977	
	90 Violet								C0068982 *B0068983
	90 Violet						*C0068570	*C0068572	C0068573 C0068574 B0068575
	150 Violet								B0068987 B0068988

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde micropointe 3/8 cercle									
<b>DRC 12</b> 	70 Violet	*C0068300	*C0068301	C0068302					
<b>DRC 18</b> 	70 Violet			*C0068460	*C0068468				
<b>DRC 22</b> 	70 Violet				*C0068827				
<b>DRC 26</b> 	70 Violet					*C0068317			
<b>DRC 32</b> 	70 Violet					*C0068322	*C0068324		
Aiguille ronde micropointe composite / progressive									
<b>PRC 24</b> 	120 Violet					*C0068807			
Aiguille ronde diamant 1/2 cercle									
<b>HRT 37</b> 	90 Incolore				C0069661				

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Novosyn®

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde diamant 1/2 cercle									
 <b>HRT 40s</b> ⊕	70 Incolore								C0069670
 <b>HRT 48</b> ⊕ Boucle	150 Violet						*B0068369		

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde diamant 3/8 cercle									
	70 Violet			*C0068376					
Aiguille ronde mousse 1/2 cercle									
	90 Violet					*C0068617	*C0068618	*C0068619	
	70 90 Incolore				*C0069550	*C0069549			
	90 Violet						*C0068636	C0068637	
	90 Violet							C0068647	*B0068648
	90 Violet						*C0068663	*C0068664	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
<b>HS 15</b> 	70 Violet		*C0068233	*C0068250					
	45 Incolore		C0069203	*C0069204					
<b>HS 18</b> 	70 Violet							*C0068205	
	70 Incolore			*C0069322					
<b>HS 23</b> 	70 Violet				C0068430N1	C0068431N1	*C0068432		*C0068429
	70 Incolore				*C0069430	C0069431	*C0069432	*C0069433	
<b>HS 26</b> 	70				C0068241N1	C0068242N1	C0068243	*C0068244	
	90 Violet						*C0068442		
<b>HS 30</b> 	70					C0068251N1	C0068252N1	C0068253	
	90 Violet							*C0068493	
<b>HS 37</b> 	90 Violet				C0068494	C0068495N1	C0068496N1	C0068497N1	B0068498
	90 Incolore						*C0069294	C0069295	*C0069296 *B0069297
<b>HS 37s</b> 	90 Violet					C0068596N1	C0068582N1	C0068583N1	B0068599
	70				*C0069460	C0069195	*C0069196	C0069197	
	Incolore								

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle										
 HS 40	90						C0068485	C0068486	C0068487	B0068488
	Violet									
 HS 40s	90						*C0068585	C0068586	C0068587	B0068588
	Violet									
 HS 48	70						*C0068691	C0068261	C0068262	C0068263
	90							C0068461	C0068462	B0068463
	Violet									
	90							C0069362	C0069363	B0069364
	Incolore									

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
<b>DS 12</b> 	45 70 Violet	C0068206 G0068206 *C0068506	C0068207 G0068207 *C0068507 G0068507	C0068208 G0068208 *C0068508 G0068508					
	45 70 Incolore	*C0069206 C0069330	C0069207 C0069331 G0068507	C0069208					
<b>2xDS 12</b> 	45 Violet	*C0068706	*C0068769						
<b>DS 16</b> 	45 70 Violet		C0068212 C0068512	C0068513	C0068514				
	45 Incolore		*C0069212	C0069213	*C0069214				
<b>DS 19</b> 	70 Violet		*C0068419	C0068420N1	C0068421N1	C0068422N1			
	70 Incolore		*C0069419	C0069420N1	C0069421N1	*C0069422			
<b>DS 24</b> 	70 Violet		*C0068232	C0068234N1	C0068235N1	C0068236N1	C0068237N1		
	70 Incolore			*C0069234	C0069235N1	C0069236N1	*C0069237		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 <b>DS 30</b>	70 Violet				C0068246N1	C0068247N1	C0068248N1	C0068249	
	70 Incolore				*C0069246	C0069247N1	C0069248		
 <b>DS 35</b>	70 Violet						*C0068257		
	70 Incolore					C0069256			
 <b>DS 48</b>	70 Incolore								*C0069282

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		8/0 0,4	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4
Aiguille triangulaire droite									
 <b>GS 51</b>	70 Violet					*C0068272	*C0068274	*C0068275	
	70 Incolore				*C0069271	*C0069272	*C0069273		
 <b>GS 60</b>	70 Violet					C0068265	C0068266		
	70 Incolore					C0069265	*C0069267		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille triangulaire avec pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
<b>DSMP 11</b> 	45 Violet		*C0068684	*C0068685					
	45 Incolore			C0069607	*C0069608				
<b>2xDSMP 11</b> 	45 Violet			*C0068726					
<b>DSMP 13</b> 	70 Violet				*C0068723				
	45 Incolore			*C0069618	C0069619	C0069620			
<b>2xDSMP 13</b> 	45 Violet				*C0068162				
	45 Incolore				*C0069715	C0069716			
<b>DSMP 16</b> 	45			*C0069526	*C0069525	C0069524	*C0069599		
	70 Incolore				*C0069325	C0069326	*C0069327		
<b>DSMP 19</b> 	70 Violet					C0068823	C0068824N1		
	45					C0069629N1	C0069630N1		
	70 Incolore					*C0069528	C0069529N1	C0069530N1	
<b>DSMP 24</b> 	70 Violet						*C0068864	C0068865N1	
	70 Incolore					*C0069555	C0069556N1	C0069554N1	
<b>DSMP 30</b> 	70 Violet						*C0068669	*C0068670	*C0068671

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille ronde 1/2 cercle - Noire										
HR 17b 	70 Violet		*C0068144	C0068147	*C0068152					
HR 22b 	70 Violet			*C0068181	C0068186N1	*C0068189				
HR 26b 	70 Violet			*C0068196	C0068198N1	C0068209N1				
2xHR 26b 	70 Violet				*C0068210	C0068217				
Aiguille ronde 3/8 cercle - Noire										
DR 22b 	70 Violet			C0068108	C0068117					
Sutures pré-coupées - Brins et bobines										
6 fils de 45 cm	6 x 45 Violet		C0058643	C0058644	C0058645	C0058646	B0058647	B0058649		
5 fils de 70 cm	5 x 70 Violet			C0058444	C0058445	C0058446	C0058447	B0058449	B0058450	
	5 x 70 Incolore					C0059445	C0059446	C0059447		
Bobines	1 x 250 Violet					G0058715	G0058716	G0058717	G0058719	G0058720
	1 x 250 Incolore					*G0059715	*G0059716	*G0059717		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.



NOVOSYN® - Suture tressée synthétique résorbable à moyen terme indiquée pour la fermeture ou la ligature des tissus mous lors d'interventions de chirurgie générale qui nécessitent l'utilisation d'une suture tressée synthétique résorbable.

Dispositif médical de classe III. Certificat CE délivré par le TÜV SUD (CE 0123).

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Produit non pris en charge au titre de la LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale).

Risques résiduels/effets secondaires : Comme pour tout matériau de suture, le contact prolongé avec des solutions salines, telles que l'urine et la bile, peut conduire à la formation de calculs (lithiase). Les effets secondaires suivants peuvent être liés à l'utilisation de ces produits : lésions tissulaires, irriation locale passagère, réaction inflammatoire passagère vis-à-vis d'un corps étranger, infection bactérienne accrue, déhiscence de la plaie. Pour les autres risques résiduels, consultez la notice.

Fabriqué par :

B. Braun Surgical, S.A. | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubi | Spain

Phone +34 93 586 6200 | Fax +34 93 699 6330

Distribué par :

B. Braun Médical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute reproduction et/ou représentation, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Documents et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

Edition 08/2024