

# Dafilon®

Monofilament synthétique non résorbable de polyamide


## Description

Dafilon® est un monofilament non résorbable synthétique composé de polymères de Polyamide 6/6.6 (bleu), Polyamide 6.6 (noir) ou Polyamide 6 (incolore).

Dafilon® bleu et Dafilon® incolore sont indiqués pour la fermeture de plaies superficielles et la chirurgie plastique. Dafilon® bleu est également utilisé en neurochirurgie.

Dafilon® noir est utilisé pour les interventions ophtalmiques et microchirurgicales.


Comme toute suture de nylon, bien que non résorbable, une hydrolyse progressive de la suture peut se produire, entraînant une diminution de sa résistance dans le temps.



Dafilon®


## Indications

- Fermeture cutanée
- Microchirurgie
- Ophtalmologie
- Neurochirurgie

Aperçu Produit :	
Structure	Monofilament 
Couleur	Bleu, noir ou incolore
Composition chimique	Polyamide
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Calibres	USP 11/0 (Déc. 0.1) à USP 5 (Déc. 7)
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Irradiation Gamma / Oxyde d'Éthylène (microchirurgie 7/0 à 11/0)

# Dafilon®

Combinaison fil-aiguille













Dafilon

Aiguille			Fil	USP métrique								
angle	longueur mm	diamètre microns		longueur cm	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
Aiguille ronde de microchirurgie 1/2 cercle												
180°	<b>HRm 4</b> 	70 µ	8 Noir	*G1118374								
Aiguille ronde de microchirurgie 3/8 cercle												
135°	<b>DRm 3</b> 	50 µ	5	*G1118064	*G1118072							
			10	*G1118366								
			15 Noir		G1117041							
135°	<b>DRm 4</b> 	70 µ	10 Noir	G1118080	G1118099							
135°	<b>DRm 4s</b> 	140 µ	10 Noir		*G1118129	G1118137						
135°	<b>DRm 5</b> 	100 µ	15 Noir		G1118110	G1111434						
135°	<b>2xDRm 5</b> 	100 µ	15 Noir		*G1118250							
135°	<b>DRm 6</b> 	140 µ	15 Noir		*G1118013	G1118161	G1118170					
Aiguille ronde de microchirurgie composite												
95/110°	<b>PRm 4</b> 	70 µ	8 Noir		*G1118463							
100/90°	<b>PRm 5</b> 	100 µ	13 Noir			*G1118471						
100/95°	<b>PRm 6</b> 	140 µ	15 Noir				*G1118390					

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.


C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Aiguille			Fil	USP métrique								
angle	longueur mm	diamètre microns		longueur cm	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
Aiguille ronde micropointe de microchirurgie 3/8 cercle												
135°	<b>DRCm 3</b> 	100 μ	15 Noir		G1118048							
135°	<b>2xDRCm 4</b> 	140 μ	15 Noir		*G1118404							
135°	<b>DRCm 5</b> 	100 μ	15 Noir					*G1111140				
135°	<b>2xDRCm 6</b> 	140 μ	15 Noir					*G1118455				
Aiguille ronde micropointe de microchirurgie composite												
95°/110°	<b>PRCm 4</b> 	70 μ	8 Noir		*G1118552							
100/95°	<b>PRCm 5</b> 	100 μ	8 13 Noir		*G1118412			*G1118420				
100/95°	<b>2xPRCm 5</b> 	100 μ	3 Noir		*G1118447							
100/95°	<b>PRCm 6</b> 	140 μ	15 Noir					*G1118439				
Aiguille spatulée de microchirurgie 1/2 cercle												
160°	<b>HLm 6</b> 	150 μ	15 30 Noir		*G1118625 *G1118641	*G1118633 G1118650						
160°	<b>2xHLm 6</b> 	150 μ	30 Noir		G1118609	*G1118617						

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Dafilon®

Combinaison fil-aiguille




Dafilon

angle	Aiguille		Fil longueur cm couleur	USP métrique							
	longueur mm	diamètre microns		11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
Aiguille spatulée de microchirurgie 3/8 cercle											
135°	<b>DLm 4</b> 	125 µ	15 Noir	*G1110012	*G1110020						
140°	<b>DLm 5</b> 	150 µ	15 30 Noir		G1118684 *G1118838						
140°	<b>2xDLm 5</b> 	150 µ	30 Noir		*G1118862						
140°	<b>DLm 6</b> 	150 µ	7 15 30 Noir		*G1118331 G1118722 G1118749	*G1118730 *G1118757					
140°	<b>2xDLm 6</b> 	150 µ	15 30 Noir		*G1111272 G1118706	G1118714					
137°	<b>DLm 6s</b> 	200 µ	15 45 Noir		G1118781	*G1118790	*G1118579 *G1118854				
137°	<b>2xDLm 6s</b> 	200 µ	30 Noir		G1118765	G1118773					
Aiguille spatulée de microchirurgie 1/4 cercle											
97°	<b>2xVLm 6s</b> 	200 µ	30 Noir				*G1111337				
Aiguille spatulée de microchirurgie 1/8 cercle											
44°	<b>SLm 6</b> 	150 µ	8 Noir		*G1110055						


\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------







Aiguille			Fil	USP métrique							
angle	longueur mm	diamètre microns	longueur cm couleur	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
Aiguille spatulée de microchirurgie composite											
90°/55°	<b>2xPLm 5</b> 	150 μ	20 Noir		G1111922						

# Dafilon®





Combinaison fil-aiguille



Dafilon

Aiguille		Fil	USP métrique									
angle	longueur mm		diamètre microns	longueur cm	11/0	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0
			couleur	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,5	
Aiguille spatulée micropointe 1/4 cercle												
90°	2xVLM 6s 	30	Noir				*G111137					
90°	2xVLM 8 	45	Bleu							*C0938106		
				6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5	
Aiguille ronde 1/2 cercle												
	HR 30 	100	Bleu							C0930601		
	HR 40 	100	Bleu							B0934828	*B0935549	
	HR 40 	150	Bleu							B0934534		
	HR 48 	150	Bleu							B0933589	B0933570	









\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
<b>Aiguille ronde pointe diamant 1/2 cercle</b>									
 Boucle	150 Bleu								*B0934708
<b>Aiguille triangulaire droite</b>									
	90 Bleu			*C0935590	C0935603	C0935611	*C0935565	C0935573	
	75 90 Bleu				C0932655 C0934658	C0932663 C0934690			
	90 Bleu				*C0935646	*C0935654		*C0935735	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Dafilon®

Combinaison fil-aiguille 

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
 HS 15	75 Bleu			C0932507					
 HS 21	90 Bleu			C0932876	C0932884				
 HS 26	75 90 Bleu				C0932957	C0935964 *C0934968			
 HS 30	75 90 Bleu				C0934003	C0934011		C0935034 *C0934038	
 HS 37	90 Bleu					C0934054		C0934046	
 HS 40	90 Bleu							C0932787	
 HS 40	150 Bleu							*B0934518	
 HS 48	75 90 Bleu							C0932620 C0932604	

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.








C Boîte de 36

B Boîte de 24

G Boîte de 12

M Boîte de 6




Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
DS 12 	45	C0932060	C0932078	C0932086					
	60 Bleu	C0935042	C0935050	*C0935069					
DS 16 	45	C0932116	C0932124	C0933139	C0932140				
	60	*C0932108		C0932132					
	75 Bleu		C0935123	C0935131	C0935107				
DS 19 	45		C0933198	C0933201	C0932213	C0932221			
	75		C0932191	C0932205	C0933210				
	90 Bleu		C0933236	C0933244	C0933252				
			C0935190	C0935204	C0935212				
DS 24 	45			C0933341	C0933350	C0933368			
	75			C0932345	C0932353	C0932361			
	90 Bleu			C0933384	C0933392	C0933406	C0935379		
					C0935344	C0935352	C0935360		
DS 30 	45				*C0933422	C0932477	*C0932485	*C0932493	
	75				C0932469	C0935476	C0935484	C0935492	
	90 Bleu				C0933457	C0935522		*C0934429	
DS 35 	90 Bleu				C0934780	C0934801	C0934810	*C0934836	
DS 39 	45					C0932545			
	75			*C0932531	C0932540	C0932558	C0932566	C0932574	
	90 Bleu					C0934569		C0934577	







\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Dafilon®

Combinaison fil-aiguille










Dafilon

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle										
 DS 45 Boucle	100 Bleu						C0935859			
 DS 48	100 Bleu								B0934224	
 DS 60	100 Bleu						B0935905	B0935913		*B0935914
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	
Aiguille triangulaire avec pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle										
 DSMP 11	45 Bleu			C0936022	C0936014					
	45 75 Incolore			*C0916122 *C0916022						
 DSMP 13	45 Bleu			C0936081	C0936090	C0936103				
	45 75 Incolore				*C0916133 *C0916033	*C0916134 *C0916034				
 DSMP 16	45 Bleu			C0936146	C0936154	C0936162				
	45 75 Incolore				*C0916143 *C0916043	*C0916144 *C0916044				

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.


C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille triangulaire avec pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 <b>DSMP 19</b>	45				C0936227	C0936235	C0936243		
	75 Bleu					C0936731	C0936740		
	45					*C0916154	C0916155		
	75 Incolore					*C0916054	*C0916055		
 <b>DSMP 24</b>	45						C0936316	C0936324	
	75 Bleu						C0936812	C0936820	
	45						*C0916165		
	75 Incolore						*C0916065		
 <b>DSMP 39</b>	75 Bleu							*C0934570	
Aiguille trapézoïdale micro-gravée à pointe de précision 3/8 cercle									
 <b>DGMP 11</b>	45 Bleu				*C0933908				
 <b>DGMP 13</b>	45 Bleu				C0933906	*C0933903			
 <b>DGMP 16</b>	45				C0933907	*C0933909			
	75 Bleu					C0933904	*C0933902		
 <b>DGMP 19</b>	45				*C0933911	*C0933910			
	75 Bleu					C0933905	C0933901		

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

# Dafilon®

Combinaison fil-aiguille



	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
Sutures pré-coupées – Brins									
<b>3 fils de 45 cm</b>	3 x 45 Bleu			*C0436275					
<b>6 fils de 45 cm</b>	6 x 45 Bleu	*B0436532	B0436533	B0436534	*B0436535	B0436536	B0436537	B0436538	*B0436540
<b>6 fils de 60 cm</b>	6 x 60 Bleu			B0436500			*B0436503	*B0436504	
<b>2 fils de 100 cm</b>	2 x 100 Bleu	C0431249	C0431257	*C0431265	*C0431273	*C0431290			

\* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr) |  
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 04.2019