


Novosyn® CHD

Tresse synthétique résorbable enduite au diacétate de chlorexidine

Description

Novosyn® CHD est une tresse résorbable synthétique à base d'acide polyglycolique et d'acide L-Lactique dans la proportion 90/10, enduite au diacétate de chlorexidine, disponible en violet et en incolore. Le diacétate de chlorexidine permet de réduire le risque de d'adhésion et de croissance bactérienne sur la suture

Novosyn® CHD est indiqué pour le rapprochement des tissus mous dans les applications où la pratique chirurgicale requiert l'utilisation de tresses résorbables et synthétiques.



Propriétés

- Résorption complète en 56 à 70 jours

Indications

- Chirurgie générale et digestive
- Chirurgie gynécologique / obstétrique
- Chirurgie urologique
- Fermetures cutanées et sous-cutanées
- Chirurgie orthopédique

Aperçu produit :

Structure	Tresse 
Couleur	Violet ou Incolore
Composition chimique	Acide polyglycolique / acide L-lactique (90/10)
Enduction	Acide polyglycolique / acide L-lactique / Stéarate de calcium + Diacétate de chlorexidine
Origine	Synthétique
Calibres	USP 5/0 - 2 (Déc. 1- 5)
Résorption	Résorption par hydrolyse
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène

Novosyn[®] CHD

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 22	70			C1068029					
	Violet								
 HR 22s	70							C1068038	
	Violet								
 HR 26	70				C1068041				
	90							C1068544	
	Violet								
Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6
Aiguille ronde 1/2 cercle									
 HR 30	70				C1068047				
	Violet								

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Novosyn® CHD

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille ronde 3/8 cercle										
 DR 18	70 Violet			C1068150						
 DR 32	70 Violet					C1068171		C1068173		

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique								
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	
Aiguille ronde micropointe 1/2 cercle										
 HRC 37	90 Violet					C1068140		B1068142		
 HRC 40	70 Violet						*C1068909			
 HRC 48	90 Violet								*B1068574	

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Novosyn® CHD

Combinaison fil-aiguille



Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Aiguille triangulaire (tranchante sur l'extérieur) 1/2 cercle									
 HS 26	70							C1068243	
	Violet								
 HS 37	90							B1068496	
	Violet								
 HS 48	90								B1068463
	Violet								
	90								B1069363
	Incolore								

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5
Aiguille triangulaire avec pointe de précision (tranchante sur l'extérieur) 3/8 cercle									
 DSMP 19	70						C1069529		
	Incolore								
 DSMP 24	70						C1069556	C1069554	
	Incolore								

Aiguille longueur mm	Fil longueur cm couleur	USP métrique							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Bobines									
1 fil de 250 cm	1 x 250 Violet						G1058716	G1058717	G1058720

* Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement minimum : 8 à 12 semaines.

C Boîte de 36	B Boîte de 24	G Boîte de 12	M Boîte de 6
---------------	---------------	---------------	--------------

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques citées appartiennent à leurs titulaires respectifs qui y sont mentionnés. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Document et photo non contractuels. Document réservé à l'usage des professionnels de santé hospitaliers.

Fabriqués par : B. BRAUN Surgical SA – Carretera de Terrassa, 121 – 08191 Rubi (Barcelone) – Espagne

Distribué par : B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr |
SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition 06.2021

SUT_20210613