

Notre offre en agrafage endolinéaire



Poignées manuelles

Référence	Longueur	Diamètre
SELC-GS	60 mm	12 mm
SELC-GM	160 mm	12 mm
SELC-GL	260 mm	12 mm

Poignées motorisées

Référence	Longueur	Diamètre
TSN-S	65 mm	12 mm
TSN-M	160 mm	12 mm
TSN-L	260 mm	12 mm

Chargeurs

Référence	Longueur de la ligne d'agrafes (mm)	Hauteur d'agrafe ouverte (mm)	Hauteur d'agrafe fermée (mm)	Taille de trocart (mm)	Code couleur
SMG-30W	30	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	12	○ Blanc
SMG-45W	45	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	12	○ Blanc
SMG-60W	60	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	12	○ Blanc
SMG-30WRH*	30	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	12	○ Blanc
SMG-45WRH*	45	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	12	○ Blanc
SMG-60WRH*	60	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	12	○ Blanc
SMG-30B	30	2.5 /3.0/3.5	1.0 ≈ 1.8	12	● Bleu
SMG-45B	45	2.5 /3.0/3.5	1.0 ≈ 1.8	12	● Bleu
SMG-60B	60	2.5 /3.0/3.5	1.0 ≈ 1.8	12	● Bleu
SMG-45D	45	3.0/3.5/3.8	1.2 ≈ 2.0	12	● Doré
SMG-60D	60	3.0/3.5/3.8	1.2 ≈ 2.0	12	● Doré
SMG-45G	45	3.5/3.8/4.2	1.5 ≈ 2.25	12	● Vert
SMG-60G	60	3.5/3.8/4.2	1.5 ≈ 2.25	12	● Vert
SMT-45T	45	4.2/4.5/5.0	2.25 ≈ 3.0	15	● Noir
SMT-60T	60	4.2/4.5/5.0	2.25 ≈ 3.0	15	● Noir

Recharges

Référence	Longueur de la ligne d'agrafes (mm)	Hauteur d'agrafe ouverte (mm)	Hauteur d'agrafe fermée (mm)	Code couleur
SRG-30W	30	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	○ Blanc
SRG-45W	45	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	○ Blanc
SRG-60W	60	2.0/2.5/3.0	0.88 ≈ 1.5	○ Blanc
SRG-30B	30	2.5/3.0/3.5	1.0 ≈ 1.8	● Bleu
SRG-45B	45	2.5/3.0/3.5	1.0 ≈ 1.8	● Bleu
SRG-60B	60	2.5/3.0/3.5	1.0 ≈ 1.8	● Bleu
SRG-45D	45	3.0/3.5/3.8	1.2 ≈ 2.0	● Doré
SRG-60D	60	3.0/3.5/3.8	1.2 ≈ 2.0	● Doré
SRG-45G	45	3.5/3.8/4.2	1.5 ≈ 2.25	● Vert
SRG-60G	60	3.5/3.8/4.2	1.5 ≈ 2.25	● Vert

* Références à enclume courbée

B. Braun prend 5 engagements pour servir les clients au quotidien

Qualité

Simplicité

Proximité

Développement

Innovation

Car notre engagement au service de la santé, c'est d'abord un **engagement envers nos clients**.

Un **engagement de QUALITÉ** des solutions que nous leur offrons; de **SIMPLICITÉ** de la relation avec eux et de **PROXIMITÉ** de nos équipes toujours à leur écoute; et celui d'un véritable accompagnement pour **DÉVELOPPER** la performance de leurs activités grâce à une **INNOVATION** permanente.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.

L'agrafeuse linéaire coupante endoscopique et l'unité de chargement à usage unique (SULU) Bendos™ sont indiquées en chirurgie abdominale, gynécologique, pédiatrique et thoracique pour la résection, la transection et la création d'anastomoses.

Les agrafeuses motorisées linéaire coupante endoscopique et l'unité de chargement à usage unique Bendos Q® sont destinées à être utilisées pour la résection, la section et la création d'anastomoses des tissus internes en chirurgie abdominale et thoracique.

Les poignées motorisées sont des dispositifs médicaux de classe IIa.

Les poignées manuelles, les chargeurs et les recharges sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Certificat CE délivré par le TÜV SUD (CE 0123).

Risques Résiduels : Fuite anastomotique, sténose anastomotique, hémorragie anastomotique, infection de la plaie.

Pour les autres risques, consulter la notice. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables au titre de l'article L-165-1 du code de la sécurité sociale).

Fabriqué par : Touchstone International Medical Science Co., Ltd (Chine). Les marques et noms cités appartiennent à leurs titulaires respectifs.

Distribué par B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | France | Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr.

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition décembre 2025

CEL20250807 _20250807_20300807